

Alcool Isopropylique 99,9%

Réf. IPAP

Alcools de stérilisation

A3 Med

**99,9%**
PURETÉ**5 Litres (bidon)**
CONTENANCE**Liquide incolore**
ASPECT**Très rapide, sans résidu**
ÉVAPORATION

Alcool isopropylique 99,9% : pureté maximale pour l'électronique, l'optique et le laboratoire. Bidon 5 Litres.

LES + PRODUITS

- + **Pureté 99,9%** : quasiment exempt d'eau, évaporation sans aucun résidu
- + **Électronique et optique** : contacts, connecteurs, lentilles, têtes d'impression
- + **Laboratoire** : solvant de nettoyage et de rinçage, verrerie
- + **Base de dilution** : 7 volumes d'alcool + 3 volumes d'eau distillée donnent une solution désinfectante à 70 %
- + **Bidon de 5 litres** : conditionnement économique pour les établissements
- + **Stock à Ariana** : livraison 24-72h dans toute la Tunisie, devis B2B sous 24h

DISTRIBUÉ
PAR A3 MED**FDS sur demande**
fiche de données de
sécurité**Livraison 24-72 h**
dans les 24
gouvernorats**Stock permanent**
entrepôt à Ariana

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PURETÉ	99,9%
CONTENANCE	5 Litres (bidon)
ASPECT	Liquide incolore
USAGE	Électronique, optique, laboratoire, dégraissage fin
ÉVAPORATION	Très rapide, sans résidu
CONFORMITÉ	CE · normes européennes

Alcool Isopropylique 99,9%

Réf. IPAP

Lot IP25344

Fabrication 07/2026

Expiration 07/2027

QUAND L'UTILISER

- Électronique et optique de précision : contacts, connecteurs, lentilles, têtes d'impression
- Laboratoire : solvant de nettoyage et de rinçage, séchage sans résidu
- Dégraissage fin avant collage ou métrologie
- Industrie : élimination des traces de peinture fraîche, des encres et des résines non durcies ; nettoyage des pièces avant peinture ou collage
- Préparation d'une solution désinfectante à 70 % par dilution à l'eau distillée

COMMENT L'UTILISER

- 1 Couper l'alimentation des appareils et attendre leur refroidissement.
- 2 Appliquer sur un chiffon microfibre non pelucheux, frotter, laisser s'évaporer : aucun résidu.
- 3 Pour obtenir une solution désinfectante : mélanger 7 volumes d'alcool avec 3 volumes d'eau distillée (environ 70 %).
- 4 Refermer le bidon aussitôt après usage : le produit est très volatil et absorbe l'humidité de l'air.

QUELLE CONCENTRATION CHOISIR ?

70 %	Désinfection des surfaces et antiseptie de la peau saine
95 %	Nettoyage, dégraissage et préparation de surfaces
99,9 % · CETTE FICHE	Électronique, optique, laboratoire ; base de dilution à 70 %

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit ; prix affiché sur a3med.com/products/alcohol-isopropylique-99/.
Appels d'offres : fiche technique fournie, tarif dégressif par quantité sur demande.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ! Liquide et vapeurs très inflammables : tenir à l'écart de la chaleur, des flammes nues et des étincelles ; ne pas fumer.
- ! Utiliser dans un local ventilé ; éviter de respirer les vapeurs.
- ! Irritant pour les yeux : port de gants et de lunettes recommandé ; en cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire.
- ! Ne pas ingérer ; conserver hors de portée des enfants.
- ! Produit non destiné à l'antiseptie de la peau : réserver cet usage à l'alcool à 70 %.

STOCKAGE

Conserver dans le bidon d'origine soigneusement refermé, debout, dans un local frais et ventilé, à l'écart des sources d'ignition et des produits oxydants. Respecter le numéro de lot et la date d'expiration portés sur l'étiquette.

LIVRAISON ET DOCUMENTATION

Livraison dans les 24 gouvernorats sous 24 à 72 h, stock permanent à Ariana. Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande : conditions précisées sur le devis.