


Brancards & Transfert



Brancards, chariots-brancards, chariots de transport de malade et aides au lever, pour déplacer un patient d'un service à l'autre sans le porter.

17 RÉFÉRENCES · DEVIS SOUS 24 H · LIVRAISON 24 À 72 H



DANS CE CATALOGUE

Brancards	2 RÉF.
Chariots-Brancards	5 RÉF.
Chariots de Transport de Malade	4 RÉF.
Transfert & Levage	2 RÉF.
Fauteuils de Transport	4 RÉF.

Demandez votre devis

Réponse sous 24 h ouvrées, par un commercial dédié

+216 52 249 666 · WhatsApp
contact@a3med.com · a3med.com
06 Rue Hedi Meski, Ariana 2083

Choisir selon le trajet

1. Le patient tient-il assis ?

S'il tient assis, un fauteuil de transport suffit et passe partout, y compris dans un ascenseur chargé. Dès qu'il doit rester allongé, il faut un brancard ou un chariot de transport, et la question devient celle du transfert depuis le lit.

3. Hauteur fixe ou variable ?

La hauteur variable permet d'aligner le plateau sur le lit et de faire glisser le patient au lieu de le soulever. C'est le point qui décide, autant pour la sécurité du patient que pour le dos des soignants. La hauteur fixe reste plus simple et moins chère sur des circuits standardisés.

2. Quel trajet ?

Un aller-retour vers l'imagerie ou le bloc appelle un chariot de transport à hauteur variable. Le brancard nu, bâché ou pliant en aluminium, sert au secours, à l'ambulance et au stockage à plat entre deux usages.

Et pour lever le patient

Le lève-personne prend en charge un patient sans appui, en sangle. Le verticalisateur accompagne celui qui garde de la force dans les jambes et travaille son passage assis-debout. Les deux évitent le port manuel, interdit de fait sur les patients lourds.

Sommaire

01	Brancards	2 RÉF.	3
02	Chariots-Brancards	5 RÉF.	4
03	Chariots de Transport de Malade	4 RÉF.	6
04	Transfert & Levage	2 RÉF.	8
05	Fauteuils de Transport	4 RÉF.	9

Le plan de couchage seul, à poser sur un chariot ou à porter à deux. Toile bâchée pour le lavage et le rangement à plat, aluminium pliable pour le secours et l'ambulance.



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Brancard Bâché

RÉF. CHR-BRANC-BACHE

Brancard à toile bâchée résistante tendue sur châssis, pour le transport des patients en service et aux urgences. Bâche nettoyable et désinfectable, usage intensif.

Type	Brancard bâché
Matériau	Toile bâchée résistante
Usage	Transport de patients
Entretien	Bâche nettoyable et désinfectable
Certifications	CE médical

218,487 DT HT

260,000 DT TTC · le brancard

• EN STOCK



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Brancard de Secours Pliable en 2 (Aluminium)

RÉF. CHR-BRANC-PLI2

Brancard de secours pliable en 2, châssis aluminium léger (5 kg) supportant jusqu'à 159 kg. Toile imperméable et ignifugée. Se plie dans la longueur pour le transport et le stockage : ambulance, secours, industrie.

Type	Brancard de secours pliable en 2
Pliage	Se plie en 2 dans le sens de la longueur
Dimensions dépliées	207 × 54,5 × 13 cm
Dimensions pliées	207 × 17 × 9 cm
Poids	5 kg
Charge maximale	159 kg
Châssis	Alliage d'aluminium haute résistance

495,798 DT HT

590,000 DT TTC · brancard

• EN STOCK

Le brancard monté sur son châssis roulant : c'est le matériel de transfert le plus courant en établissement. Le choix se fait sur le revêtement, capitonné ou bâché, et sur la structure, inox ou acier époxy.



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Chariot avec Brancard Bâché

RÉF. CHR-CB-BACHE

Chariot mobile équipé d'un brancard bâché pour le transport intra-hospitalier des patients. Roulettes directionnelles pour les espaces restreints, revêtement bâché décontaminable.

Type	Chariot avec brancard bâché
Composants	Chariot + brancard bâché
Mobilité	Roulettes directionnelles
Revêtement	Bâche décontaminable
Application	Transport intra-hospitalier des patients
Certifications	CE médical

Prix sur devis · réponse sous 24 h



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Chariot avec Brancard Capitonné en Inox

RÉF. CHR-CB-CAP-INOX

Chariot mobile à brancard capitonné qui amortit les transferts, sur structure inox résistante à la corrosion et aux désinfectants. Surface lisse facile à nettoyer pour l'hôpital.

Type	Chariot avec brancard capitonné
Matériau	Inox
Confort	Brancard capitonné
Entretien	Surface inox lisse, facile à désinfecter
Application	Transport et transfert des patients
Certifications	CE médical

Prix sur devis · réponse sous 24 h



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Chariot Brancard Capitoné en Inox

RÉF. CHR-BRANC-CAP-INOX

Chariot brancard capitonné en inox médical réduisant les points de pression lors des transferts. Surface non poreuse compatible avec les protocoles de désinfection en vigueur.

Type	Chariot brancard capitonné
Matériau	Inox médical
Confort	Brancard capitonné
Entretien	Surface non poreuse, compatible désinfection
Application	Transport et transfert des patients
Certifications	CE médical

3025,210 DT HT

3 600,000 DT TTC · le chariot brancard

• EN STOCK



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Chariot Brancard Capitoné en Époxy

RÉF. CHR-BRANC-CAP-EPOXY

Chariot brancard capitonné à finition époxy résistante qui protège le châssis et tient dans le temps. Le capitonnage amortit les transferts, revêtement lisse facile à nettoyer.

Type	Chariot brancard capitonné
Matériau	Structure à finition époxy
Confort	Brancard capitonné
Entretien	Revêtement lisse, facile à nettoyer
Application	Transport et transfert des patients
Certifications	CE médical

Prix sur devis · réponse sous 24 h



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Chariot Brancard Hydraulique Moovie 2.1

RÉF. MEISSA-MOOVIE-21

Chariot brancard hydraulique MEISSA Moovie 2.1 : hauteur réglable 60-90 cm, Trendelenburg et proclive 0-16°, charge maximale 230 kg, dossier radio-transparent, verrouillage centralisé des roulettes et 5ème roue directionnelle. Sur devis.

Type	Chariot brancard à hauteur variable hydraulique
Marque / modèle	MEISSA Moovie 2.1
Dimensions	Longueur 205 cm × largeur 85 cm
Hauteur	Réglable de 60 à 90 cm, par pédales bilatérales
Inclinaisons	Trendelenburg / proclive 0-16°, dossier 0-40° (vérin à gaz), repose-jambes 0-70°
Charge maximale	230 kg
Roulettes	Ø 200 mm à verrouillage centralisé + 5ème roue directionnelle

7142,017 DT HT

8 499,000 DT TTC · le chariot brancard

• EN STOCK

03

Chariots de Transport de Malade

4 références

Conçus pour le trajet interne, du service au bloc ou à l'imagerie. La hauteur variable facilite l'alignement avec le lit et évite de porter le patient lors du transfert.



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Chariot de Transport de Malade à Hauteur Fixe

RÉF. CHR-TRANS-HF

Chariot de transport de malade à hauteur fixe avec barreaux en aluminium

Type	Chariot de transport de malade
Hauteur	Fixe
Barreaux de sécurité	Aluminium
Sécurité	Maintien latéral du patient
Application	Transport de malade en milieu hospitalier
Certifications	CE médical

1008,403 DT HT

1 200,000 DT TTC · le chariot

• EN STOCK



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Chariot de Transport de Malade à Hauteur Variable

RÉF. CHARIOT

Chariot de transport de malade à hauteur variable hydraulique

Type	Chariot de transport de malade
Hauteur	Variable, par système hydraulique
Barreaux de sécurité	Aluminium
Ergonomie	Mise à niveau pour transferts patient
Application	Transport de malade en milieu hospitalier
Certifications	CE médical

Prix sur devis · réponse sous 24 h



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Chariot de Transport Malade à Deux Colonnes

RÉF. CHR-TRANS-2COL

Chariot de transport à deux colonnes offrant un soutien équilibré du plan de couchage et une bonne tenue en manœuvre. Couvercle inclus pour un déplacement plus sûr et discret.

Type	Chariot de transport de malade
Structure	Deux colonnes
Protection	Couvercle inclus
Stabilité	Soutien équilibré du plan de couchage
Application	Transport de malade en milieu hospitalier
Certifications	CE médical

Prix sur devis · réponse sous 24 h



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Chariot de Transport de Malade avec Matelas et Ridelles

RÉF. CHR-TRANS-MAT

Chariot de transport de malade en acier époxy blanc, 190 × 50 × 75 cm. Matelas de 5 cm en similicuir, paire de ridelles, tête inclinable, 4 roues pivotantes Ø 160 mm dont 2 à frein. Prix affiché, livraison dans toute la Tunisie.

Type	Chariot de transport de malade
Dimensions	190 × 50 × 75 cm
Structure	Tubulaire en acier, peinture époxy blanche cuite au four
Matelas	5 cm d'épaisseur, similicuir noir densité 20/22
Sécurité	Paire de ridelles, 2 roues à frein
Roues	4 roues pivotantes Ø 160 mm, dont 2 à frein
Confort	Tête inclinable, poignées de poussée ergonomiques

1008,403 DT HT

1 200,000 DT TTC · le chariot

• EN STOCK

Transfert & Levage

2 références

Lever le patient plutôt que le tirer : le lève-personne prend en charge un patient sans appui, le verticalisateur accompagne celui qui garde de la force dans les jambes. Les deux préservent le dos des soignants.



Verticalisateur Électrique (Lève-Personne Sit-to-Stand)

RÉF. AID - VERTICAL - ELEC

Verticalisateur électrique (lève-personne sit-to-stand) : aide au lever et au transfert des patients dépendants du lit vers le fauteuil. Vérin électrique, base à roulettes, repose-genoux et plateau-pieds.

Type	Verticalisateur électrique (lève-personne sit-to-stand)
Motorisation	Vérin électrique sur batterie, commande au boîtier
Appuis patient	Repose-genoux, plateau-pieds, poignées, sangle de maintien
Base	À roulettes avec freins, écartement réglable
Usage	Transfert lit ↔ fauteuil / toilettes, rééducation à la verticalisation

Prix sur devis · réponse sous 24 h



Lève-Personne Hydraulique avec Sangle

RÉF. AID - LEVE - PERS - HYD

Lève-personne hydraulique à sangle pour le transfert des patients totalement dépendants (lit ↔ fauteuil, relevage du sol). Vérin hydraulique à pompe, base à roulettes à écartement réglable, fléau et sangle fournis.

Type	Lève-personne (lève-malade) hydraulique à sangle
Levage	Vérin hydraulique à pompe manuelle
Suspension	Fléau + sangle (harnais) fournie
Base	À roulettes avec freins, écartement réglable
Usage	Transfert lit ↔ fauteuil / toilettes, relevage du sol (patient totalement dépendant)

Prix sur devis · réponse sous 24 h

05

Fauteuils de Transport

4 références

Pour le patient qui tient assis : déplacement en consultation, en imagerie ou vers la sortie.



FAUTEUILS DE REPOS & TRANSFERT

Fauteuil de Transfert

RÉF. FAU - TRANSFERT

Type Fauteuil de transfert

Usage Transport de patients

Prix sur devis · réponse sous 24 h



FAUTEUILS ROULANTS

Fauteuil Roulant Standard 809, Assise 46 cm

RÉF. F-R

Type Fauteuil roulant manuel pliable

Largeur d'assise 46 cm

226,891 DT HT

270,000 DT TTC · le fauteuil

• EN STOCK



FAUTEUILS ROULANTS

Fauteuil Roulant Pliable M007 (Chaise Roulante)

RÉF. AID - FR - M007

Type Fauteuil roulant manuel pliable

Dimensions 105 × 61 × 87 cm
dépliées

462,185 DT HT

550,000 DT TTC · le fauteuil

• EN STOCK



FAUTEUILS ROULANTS

Chaise Roulante avec Pot 608 T (Chaise Percée Mobile)

RÉF. AID - CHAISE - POT - 608T

Type Chaise roulante avec pot (chaise percée / garde-robe mobile)

Fonctions Transport du patient + chaise percée

420,168 DT HT

500,000 DT TTC · la chaise


• EN STOCK

Équipez vos circuits de transfert en une seule commande

Dites-nous vos trajets et le nombre de postes à couvrir, des urgences au bloc : nous chiffrons l'ensemble sous 24 h ouvrées, brancards et aides au lever compris, avec un tarif dégressif au volume.

Demander un devis

[Voir la gamme en ligne](#)



Livré monté

Chariots et brancards arrivent montés et réglés, prêts à circuler dans le service.

Pièces détachées

Roulettes, freins, vérins et toiles disponibles en Tunisie, sans délai d'import.

Marchés publics

Fiches techniques et dossiers d'appel d'offres fournis sur demande.