

Diagnostic Médical

De la tension au tracé ECG et à l'échographie : 52 références pour équiper une consultation, un cabinet de spécialité ou un service.



Marques européennes et asiatiques certifiées

Livraison 24 à 72 h

Marques européennes et asiatiques

Démonstration sur site

Devis B2B sous 24 h

Demandez votre devis

Réponse sous 24 h ouvrées, par un commercial dédié

+216 52 249 666 · WhatsApp
contact@a3med.com · a3med.com
06 Rue Hedi Meski, Ariana 2083

Équiper une salle de consultation

Le socle

Tensiomètre, stéthoscope, thermomètre, oxymètre et pèse-personne : cinq appareils qui servent à chaque patient, tous les jours. C'est là qu'il ne faut pas économiser, la fiabilité prime sur le prix d'achat.

Ce qui dépend de la spécialité

Otoscope et ophtalmoscope pour la médecine générale et l'ORL, dermatoscope pour la peau, ECG pour la cardiologie et la médecine du travail, échographe dès que l'imagerie entre dans la consultation.

Ce qui se prévoit avant l'urgence

Défibrillateur, moniteur multiparamétrique et aspiration ne servent pas tous les jours, mais leur absence se paie une seule fois. À dimensionner selon la patientèle et la distance au premier service d'urgence.

Consommables et pièces

Brassards, sondes, électrodes, papier, bandelettes : la disponibilité locale compte autant que l'appareil. Tout ce qui figure ici est tenu en stock ou approvisionné sans délai d'import.

Sommaire

01	Tension, Oxymétrie & Poids	12 réf.	p. 3
02	Instruments d'Examen	7 réf.	p. 7
03	ECG & Holter	6 réf.	p. 10
04	Échographie	8 réf.	p. 13
05	Monitoring & Défibrillation	3 réf.	p. 16
06	Aérosolthérapie & Aspiration	3 réf.	p. 18
07	Auscultation & Température	6 réf.	p. 20
08	Négatosopes & Éclairage	6 réf.	p. 22
09	Biologie Délocalisée	1 réf.	p. 24



01

Tension, Oxymétrie & Poids

12 RÉFÉRENCES

Le socle de toute consultation : tensiomètres manuels et électroniques, oxymètres de pouls, pèse-personnes mécaniques et impédancemètres.



TENSIOMÈTRES, OXYMÈTRES & PÈSE-PERSONNES

Tensiomètre Électronique de Bras (écran tricolore)

Type	Tensiomètre électronique de bras (oscillométrique)
Affichage	LCD tricolore rétroéclairé
Brassard	Adulte, 22-32 cm
Plage de mesure	Pression 0-299 mmHg · pouls 40-199 /min

78,782 DT HT

93,750 DT TTC · pièce

● En stock



TENSIOMÈTRES, OXYMÈTRES & PÈSE-PERSONNES

Oxymètre de Pouls (écran OLED couleur)

Type	Oxymètre de pouls de doigt
Mesures	SpO2, fréquence du pouls, indice de perfusion (PI)
Affichage	OLED couleur, courbe pléthysmographique
Plage SpO2	70-100 %

68,277 DT HT

81,250 DT TTC · pièce

● En stock



TENSIOMÈTRES, OXYMÈTRES & PÈSE-PERSONNES

Pèse-personne Impédancemètre Beurer BG 13

Type	Pèse-personne impédancemètre
Charge maximale	150 kg
Mesures	Poids, IMC, masse grasseuse, masse musculaire, masse hydrique, besoins caloriques
Technologie	Analyse par bio-impédancemétrie

106,723 DT HT

127,000 DT TTC · le pèse-personne

● En stock



TENSIOMÈTRES, OXYMÈTRES & PÈSE-PERSONNES

Tensiomètre Spengler Vaquez-Laubry Classic (Brassard L)

Type	Tensiomètre manobrasard (mesure auscultatoire)
Mécanisme	Horlogerie de haute précision
Tubulure	Double tubulure, montée en pression linéaire
Brassard	Coton taille L (32-42 cm), fermeture Velcro marine

394,958 DT HT

470,000 DT TTC · le tensiomètre

● En stock



TENSIOMÈTRES, OXYMÈTRES & PÈSE-PERSONNES

Tensiomètre Spengler Maxi Cadran MAXI+3 (Mural)

Type	Tensiomètre anéroïde mural à grand cadran
Cadran	147 mm, fond blanc, boîtier ABS Ø 204 mm
Précision	± 3 mmHg, mécanisme en alliage Cuivre-Béryllium
Tubulure	Double tubulure spiralée, extensible jusqu'à 2,5 m

332,773 DT HT

396,000 DT TTC · le tensiomètre

● En stock



TENSIOMÈTRES, OXYMÈTRES & PÈSE-PERSONNES

Tensiomètre Manuel Spengler Mobi

Type	Tensiomètre manuel à poire
Brassard	TPU facile à nettoyer, connexion magnétique LIFE LINK, taille adulte M incluse
Gonflage	Poire ergonomique ERGO PUMP (+11 % de volume)
Décompression	Valve de précision sensible et ergonomique

243,697 DT HT

290,000 DT TTC · le tensiomètre

● En stock



TENSIOMÈTRES, OXYMÈTRES & PÈSE-PERSONNES

Tensiomètre Électronique de Bras Beurer BM 27

Type	Tensiomètre électronique de bras automatique
Mesures	Tension artérielle et pouls
Détection	Arythmie, contrôle du positionnement du brassard
Brassard	Universel, 22 à 42 cm

88,235 DT HT

105,000 DT TTC · le tensiomètre

● En stock



TENSIOMÈTRES, OXYMÈTRES & PÈSE-PERSONNES

Poire de Gonflage Spengler Classic (Pièce de Rechange)

Type	Poire de gonflage Classic (pièce de rechange)
Compatibilité	Tensiomètres manobassard, à cadran géant et à mercure
Matériau	PVC résistant
Coloris	Noir

21,008 DT HT

25,000 DT TTC · la poire

● En stock



TENSIOMÈTRES, OXYMÈTRES & PÈSE-PERSONNES

Pèse-personne Mécanique Beurer MS 40

Type	Pèse-personne mécanique
Affichage	Cadran analogique chromé, grande lisibilité
Capacité	136 kg
Sécurité	Surface antidérapante texturée

193,277 DT HT

230,000 DT TTC · le pèse-personne

● En stock



TENSIOMÈTRES, OXYMÈTRES & PÈSE-PERSONNES

Tensiomètre Spengler Vaquez-Lauby Hôpital (Adulte)

Type	Tensiomètre manobassard (mesure auscultatoire)
Boîtier	Métal anticorrosion, résistant aux chocs
Cadran	Lisible sous tous les angles
Support manomètre	Croûte de cuir, fixé au brassard

168,067 DT HT

200,000 DT TTC · le tensiomètre

● En stock



TENSIOMÈTRES, OXYMÈTRES & PÈSE-PERSONNES

Tensiomètre Électronique de Bras Beurer BM 40 (Adaptateur Secteur Inclus)

Type	Tensiomètre électronique de bras automatique
Affichage	Écran XL 93 × 64 mm, date et heure
Mémoire	2 utilisateurs × 60 mesures
Détection	Arythmie (troubles du rythme cardiaque)

132,773 DT HT

158,000 DT TTC · le tensiomètre

● En stock



TENSIOMÈTRES, OXYMÈTRES & PÈSE-PERSONNES

Oxymètre de Pouls Portable EDAN H100B

Type	Oxymètre de pouls portable (appareil de poing)
Modèle	EDAN H100B
Mesures	Saturation en oxygène (SpO2) et fréquence du pouls
Capteur	Déporté, connecté à l'appareil

689,076 DT HT

820,000 DT TTC · l'oxymètre

● En stock



02

Instruments d'Examen

7 RÉFÉRENCES

Otoscopes, ophtalmoscopes, dermatoscope, miroir de Clar et échelle d'acuité : ce qui sert à regarder, dans l'ordre où on s'en sert.



INSTRUMENTS D'EXAMEN

Ophtalmoscope Luxamed 2,5 V (à piles)

Type	Ophtalmoscope
Marque	Luxamed (LuxaScope)
Tension	2,5 V
Alimentation	Piles

526,891 DT HT

627,000 DT TTC · l'ophtalmoscope

● En stock



INSTRUMENTS D'EXAMEN

Ophtalmoscope Luxamed LED 3,7 V Rechargeable USB

Type	Ophtalmoscope LED
Marque	Luxamed (LuxaScope)
Tension	3,7 V
Alimentation	Batterie rechargeable USB

600,840 DT HT

715,000 DT TTC · l'ophtalmoscope

● En stock



INSTRUMENTS D'EXAMEN

Dermatoscope LuxaScope CCT LED 2,5 V

Type	Dermatoscope de poche
Marque	Luxamed (LuxaScope CCT)
Éclairage	10 LEDs en structure concentrique
Tension	2,5 V

Prix sur devis, réponse sous 24 h



INSTRUMENTS D'EXAMEN

Vidéo-otoscope BESDATA EN-OTP

Type	Vidéo-otoscope portable à écran intégré
Écran	LCD 3 pouces, visualisation en temps réel
Alimentation	Batterie rechargeable
Usage	Examen du conduit auditif, du tympan et de l'oreille moyenne

Prix sur devis, réponse sous 24 h



INSTRUMENTS D'EXAMEN

Vidéo-laryngoscope COMEN CVL 3", 3 lames Ad+Pd+AdL

Écran	3" haute résolution (1 MP)
Éclairage	Lumière froide 500 lux
Lames	3 (Adulte, Pédiatrique, Adulte large)
Usage	Anesthésie, urgences, réanimation

Prix sur devis, réponse sous 24 h



INSTRUMENTS D'EXAMEN

Miroir de Clar Spengler

Type	Miroir frontal de Clar
Principe	Éclairage par réflexion, lumière proche du naturel
Usage	Examens ORL (nez, gorge, oreilles)
Maintien	Bandeau frontal réglable

545,378 DT HT

649,000 DT TTC · le miroir

● En stock



INSTRUMENTS D'EXAMEN

Échelle Visuelle Lumineuse (Test d'Acuité, 3 m)

Type Échelle visuelle lumineuse (test d'acuité)

Distance de lecture 3 mètres

Optotypes Plaque en lettres alphabétiques

Éclairage Néons lumineux

Prix sur devis, réponse sous 24 h



03

ECG & Holter

6 RÉFÉRENCES

Électrocardiographes 3, 6 et 12 pistes, holter tensionnel et moniteur multifonction. Le nombre de pistes détermine si le tracé tient sur une page ou se répartit sur plusieurs bandes.



ECG & HOLTER

Câble ECG Zoncare

Câble patient ECG d'origine Zoncare, compatible iMAC 12 / 120 / 300 / 1800 / 1800pro et U30 / U90.

Type	Câble patient ECG
Compatibilité	Zoncare iMAC 12 / 120 / 300 / 1800 / 1800pro, U30, U90
Nature	Pièce de rechange d'origine Zoncare
Fonction	Raccordement patient et acquisition du signal ECG

323,529 DT HT

385,000 DT TTC · le câble

● En stock



ECG & HOLTER

Électrocardiographe Zoncare iMAC 12, 6 Pistes

ECG de repos 12 dérivations / 6 pistes, écran tactile couleur 10,1", transfert WiFi / Ethernet, rapports par email.

Dérivations	12
Pistes d'impression	6
Type d'examen	ECG de repos
Écran	Tactile couleur 10,1"
Connectivité	Ethernet, WiFi, WLAN
Transfert des données	Vers PC ou par e-mail
Domaines	Cardiologie, médecine générale, centres médicaux

Prix sur devis, réponse sous 24 h

ECG & HOLTER

Électrocardiographe Zoncare iMAC 120, 12 Pistes

ECG de repos 12 dérivations imprimées sur 12 pistes, écran tactile 10,6", échantillonnage 32 kHz et algorithme d'analyse de Glasgow.



Dérivations	12 dérivations, impression 12 pistes
Écran	Tactile couleur 10,6 pouces
Échantillonnage	32 000 Hz
Conversion A/N	24 bits
Réponse en fréquence	0,01 à 350 Hz
Stabilité de base	1 s
Filtrage	iFilter adaptatif
Analyse	Algorithme de Glasgow, sus-décalage ST

Prix sur devis, réponse sous 24 h

ECG & HOLTER

Holter Tensionnel CONTEC ABPM50

Holter tensionnel MAPA 24 h pour adulte, enfant et nourrisson, 2 modes (manuel/auto), 2 plages programmables jour/nuit.



Type	Holter tensionnel (MAPA)
Durée	24 heures
Patients	Adulte, enfant, nourrisson
Modes	Manuel, automatique
Plages	2 programmables (jour/nuit)
Logiciel	Analyse PC inclus

Prix sur devis, réponse sous 24 h



ECG & HOLTER

Moniteur Multifonction CONTEC PM50 (MAPA - SpO₂)

Appareil multifonction 3-en-1 : Holter MAPA 24/48h, moniteur DINAMAP (NIBP+SPO2+PR) et suivi du sommeil

Type	Appareil multifonction portable
Mode moniteur (DINAMAP)	NIBP, SPO2, fréquence du pouls
Mode Holter MAPA	Enregistrement tensionnel ambulatoire 24 / 48 h
Mode suivi du sommeil	Monitoring SPO2 et pouls
Paramètres mesurés	NIBP, SPO2, fréquence du pouls
Applications	Cardiologie, pneumologie, surveillance ambulatoire
Conformité	Marquage CE

Prix sur devis, réponse sous 24 h



ECG & HOLTER

Électrocardiographe Zoncare iMAC 300 Pro, 3 Pistes

ECG 3 pistes Zoncare iMAC 300 Pro - écran couleur, batterie lithium, livré complet avec accessoires

Type	Électrocardiographe 3 pistes (3 canaux)
Marque	ZONCARE
Saisie	Clavier alphanumérique + touches de raccourci
Interface	Multilingue
Alarme	Lead-off (déconnexion d'électrode)
Impression	Thermique, papier Z-fold ou rouleau
Alimentation	Secteur + batterie lithium intégrée
Livré avec	Câble patient, électrodes thoraciques et de membre, papier thermique, cordon, fil de terre, manuel

Prix sur devis, réponse sous 24 h



04 Échographie

8 RÉFÉRENCES

Appareils portables et sondes d'origine. Le détail complet de cette gamme figure dans notre catalogue Échographie dédié.



ÉCHOGRAPHES PORTABLES

Échographe Portable Zoncare M30

Échographe portable entièrement numérique, écran Full HD 15,6", ~6,3 kg, 3 ports sondes, batterie intégrée optionnelle.

Écran	LCD médical 15,6" Full HD (1920×1080)
Poids	~6,3 kg sans batterie
Ports sondes	3 actifs (convexe, linéaire, endocavitaire, phasée, 4D)
Batterie	Lithium intégrée (option)
Connectivité	USB 3.0/2.0, HDMI, DICOM
Applications	OB/GYN, abdomen, cardio, vasculaire, MSK, urologie

Prix sur devis, réponse sous 24 h



ÉCHOGRAPHES PORTABLES

Échographe Portable KX5600

Échographe ultra-compact noir et blanc, écran 10,4" haute résolution, deux prises de sonde, livré avec sonde convexe.

Type	Échographe portable noir et blanc
Marque	KAIXIN
Écran	10,4" haute résolution, inclinable et paramétrable
Connexions sondes	2 prises avec identification automatique
Sonde fournie	Convex
Applications	Médecine générale, obstétrique/gynécologie, urgences
Mobilité	Portable, ultra-compact

Prix sur devis, réponse sous 24 h

ÉCHOGRAPHES PORTABLES

Échographe Portable EDAN DUS60

Échographe portable EDAN DUS60 : imagerie harmonique tissulaire, Doppler pulsé, 5 bandes de fréquence, autonomie 2 h.



Type	Échographe portable
Imagerie	Harmonique tissulaire (THI)
Doppler	Pulsé (PW)
Bandes de fréquence	5
Autonomie	2 h en numérisation continue
Commandes	Panneau éclairé, touches configurables
Applications	Abdomen, obstétrique, gynécologie, urologie, cardiologie, petites structures, locomoteur, vasculaire, pédiatrie

Prix sur devis, réponse sous 24 h

SONDES D'ÉCHOGRAPHIE

Sonde Convexe 3,5 MHz pour CONTEC CMS600 P2

Sonde convexe 3,5 MHz pour échographe CONTEC CMS600 P2 : exploration abdominale et obstétricale.



Type	Sonde convexe
Fréquence	3,5 MHz
Compatibilité	Échographe CONTEC CMS600 P2
Applications	Abdomen, obstétrique

Prix sur devis, réponse sous 24 h

SONDES D'ÉCHOGRAPHIE

Sonde Endovaginale pour ZONCARE I50 PW

Sonde endovaginale d'origine ZONCARE pour échographe I50 PW.



Type	Sonde endovaginale
Compatibilité	Échographe ZONCARE I50 PW
Origine	Pièce d'origine ZONCARE

Prix sur devis, réponse sous 24 h

SONDES D'ÉCHOGRAPHIE

Sonde Linéaire pour ZONCARE I50 PW

Sonde linéaire d'origine ZONCARE pour échographe I50 PW.

Type	Sonde linéaire
Compatibilité	Échographe ZONCARE I50 PW
Origine	Pièce d'origine ZONCARE

Prix sur devis, réponse sous 24 h

SONDES D'ÉCHOGRAPHIE

Sonde Micro-Convexe pour ZONCARE I50 PW

Sonde micro-convexe d'origine ZONCARE pour échographe I50 PW.

Type	Sonde micro-convexe
Compatibilité	Échographe ZONCARE I50 PW
Origine	Pièce d'origine ZONCARE

Prix sur devis, réponse sous 24 h

SONDES D'ÉCHOGRAPHIE

Sonde pour Échographe EDAN DUS60 (Pièce d'Origine)

Sonde de remplacement d'origine EDAN pour échographe DUS60 : retrouvez la pleine qualité d'image de votre appareil. Pièce d'origine, installation immédiate. Prix affiché, livraison en Tunisie.

Type	Sonde d'échographie (pièce de rechange d'origine)
Compatibilité	Échographe EDAN DUS60
Origine	Pièce d'origine EDAN
Installation	Connexion directe, sans réglage particulier
Marque	EDAN

3 361,345 DT HT

4 000,000 DT TTC · la sonde

● En stock



05

Monitrage & Défibrillation

3 RÉFÉRENCES

Moniteurs patient multiparamétriques et défibrillateur automatisé externe, pour la surveillance continue et l'urgence vitale.



MONITEURS PATIENT

Support Mural pour Moniteur EDAN / CardioTech

Type	Support mural pour moniteur médical
Moniteurs fœtaux	EDAN F2, F6, F6 Express, F9 Express
Moniteurs patients	EDAN iM8, iM50, iM60, iM70, iM80, X8, X10, X12
Signes vitaux	EDAN M3, M3B ; CardioTech GT-900

672,269 DT HT

800,000 DT TTC · le support

• En stock



DÉFIBRILLATEURS

Défibrillateur Zoll AED Plus

Type	Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)
Marque	Zoll
Modèle	AED Plus
Électrodes	Paire adulte avec capteur CPR-D

7 000,000 DT HT

7 490,000 DT TTC · appareil (électrodes CPR-D + piles incluses)

• En stock



MONITEURS PATIENT

Moniteur Patient Multiparamétrique K10, 10,4" Tactile

Type	Moniteur patient multiparamétrique
Marque	Creative Medical
Écran	TFT 10,4" tactile
SpO2	Module Nellcor

Prix sur devis, réponse sous 24 h



06

Aérosolthérapie & Aspiration

3 RÉFÉRENCES

Nébuliseurs à compresseur et unité d'aspiration de mucosités, au cabinet comme au domicile.



ASPIRATION & OXYGÉNOTHÉRAPIE

Unité d'Aspiration Rossmax V3 (Aspirateur de Mucosités)

Type	Unité d'aspiration portable
Bocal	Transparent gradué, démontable pour désinfection
Contrôle	Manomètre et molette de réglage de la dépression
Transport	Poignée intégrée, rangement tubulure

425,210 DT HT

506,000 DT TTC · l'appareil

● En stock



NÉBULISEURS À COMPRESSEUR

Appareil Aérosol FLEAM Super-Eco

Type	Nébuliseur à compresseur
Caractéristiques	Compact, silencieux, transportable
Accessoires	Ampoule, masques, embouts

90,756 DT HT

108,000 DT TTC · l'appareil

● En stock



NÉBULISEURS À COMPRESSEUR

Appareil Aérosol Rossmax NL100

Type Nébuliseur à compresseur (aérosolthérapie)

Compatibilité médicaments Solutions de viscosités variées

Usage Voies respiratoires hautes et basses

Domaines Cabinet, pneumologie, pédiatrie, domicile

97,479 DT HT

● En stock

116,000 DT TTC · l'appareil



07

Auscultation & Température

6 RÉFÉRENCES

Stéthoscopes et thermomètres, frontaux, auriculaires et digitaux.



STÉTHOSCOPIES

Stéthoscope Spengler Magister I

Type	Stéthoscope double pavillon
Pavillon	Acier inoxydable, face adulte et face pédiatrique
Membrane	Double fréquence (sélection par pression)
Tubulure	Isolante, coloris bleu

121,849 DT HT

145,000 DT TTC · le stéthoscope

● En stock



STÉTHOSCOPIES

Stéthoscope Spengler Magister II

Type	Stéthoscope double pavillon haut de gamme
Pavillon	Acier inoxydable lourd, faces adulte et pédiatrique
Membrane	Flottante, écoute multifréquence
Confort patient	Bague anti-froid

210,084 DT HT

250,000 DT TTC · le stéthoscope

● En stock



STÉTHOSCOPIES

Stéthoscope Littmann Lightweight II S.E.

Type	Stéthoscope double pavillon (membrane + cloche)
Poids	85 g : le plus léger de la gamme Littmann
Longueur	71 cm
Pavillon	Métal / résine composite, coloris gris

210,084 DT HT

250,000 DT TTC · le stéthoscope

● En stock



THERMOMÈTRES

Thermomètre Auriculaire Braun ThermoScan 5 (IRT 6020)

Type	Thermomètre auriculaire infrarouge
Modèle	ThermoScan 5 (IRT 6020)
Précision	Professionnelle, cliniquement testée (embout préchauffé breveté)
Guidage	Système ExacTemp : confirmation du positionnement et de la mesure

222,689 DT HT

265,000 DT TTC · le thermomètre

● En stock



THERMOMÈTRES

Thermomètre Multifonctions Beurer FT 65 (Frontal & Auriculaire)

Type	Thermomètre multifonctions (frontal, auriculaire, objets)
Plage de mesure corporelle	34 à 43 °C
Précision	± 0,2 °C (oreille), ± 0,3 °C (front), ± 1,5 °C (objets)
Mémoire	10 emplacements

126,891 DT HT

151,000 DT TTC · le thermomètre

● En stock



THERMOMÈTRES

Thermomètre Médical Digital Beurer FT 09

Type	Thermomètre médical digital à contact
Voies de mesure	Buccale, axillaire, rectale
Étanchéité	Appareil entièrement étanche, désinfectable
Signal	Sonore en fin de mesure

16,807 DT HT

20,000 DT TTC · le thermomètre

● En stock



08

Négatoscopes & Éclairage

6 RÉFÉRENCES

Lecture de radiographies et éclairage du champ d'examen :
négatoscopes muraux 1 à 3 plages, lampe sur pied et lampes stylo.



LAMPES STYLO

Lampe Stylo LED Spengler Litestick

Type	Lampe stylo de diagnostic
Marque	Spengler (France)
Source lumineuse	LED
Durée de vie	100 000 heures

42,017 DT HT

50,000 DT TTC · la lampe

● En stock



LAMPES STYLO

Lampe Stylo Holtex

Type	Lampe stylo de diagnostic
Marque	Holtex
Format	Stylo de poche
Prise en main	Ergonomique

26,891 DT HT

32,000 DT TTC · la lampe

● En stock



LAMPES D'EXAMEN

Lampe d'Examen Médical sur Pied Mobile

Type	Lampe d'examen médical sur pied mobile
Foyer	Positionnement multiple (bras articulé orientable)
Hauteur	Réglable
Ampoule	Incandescence 100 W

268,908 DT HT

320,000 DT TTC · pièce

● En stock



NÉGATOSCOPES

Négatoscope à 3 Plages (Lecture de Radiographies)

Type	Négatoscope mural (lecture de radiographies)
Plages	3 plages, interrupteur par plage
Éclairage	Homogène, sans éblouissement
Maintien des films	Pincès à ressort

638,655 DT HT

760,000 DT TTC · le négatoscope

• En stock



NÉGATOSCOPES

Négatoscope à 2 Plages (Lecture de Radiographies)

Type	Négatoscope mural (lecture de radiographies)
Plages	2 plages, interrupteur par plage
Éclairage	Homogène, sans éblouissement
Maintien des films	Pincès à ressort

359,664 DT HT

428,000 DT TTC · le négatoscope

• En stock



NÉGATOSCOPES

Négatoscope Mono Plage (Lecture de Radiographies)

Type	Négatoscope mural mono plage (lecture de radiographies)
Écran	Uniforme, type lumière du jour
Éclairage	Néon circulaire
Coffret	Métallique, peinture époxy

277,311 DT HT

330,000 DT TTC · le négatoscope

• En stock



09

Biologie Délocalisée

1 RÉFÉRENCE

Bandelettes de glycémie pour le suivi au lit du patient.



GLYCÉMIE & BANDELETTES

Bandelettes de Glycémie Bionime Rightest GS550 (Boîte de 50)

Type Bandelettes d'analyse de glycémie (test sanguin)

Référence Rightest GS550

Conditionnement Boîte de 50 (2 flacons de 25)

Technologie Électrodes en or, brevetées

30,252 DT HT

● En stock

36,000 DT TTC · la boîte de 50

Équipez une consultation complète en une seule commande

Donnez-nous votre spécialité et le nombre de salles : nous chiffrons l'ensemble sous 24 h ouvrées, consommables compris, avec un tarif dégressif au volume.

[Demander un devis](#)

[Voir la gamme en ligne](#)

Démonstration

Les appareils qui s'essaient, échographe et ECG en tête, se déplacent jusqu'à votre cabinet.

Consommables

Brassards, sondes, électrodes et papier disponibles en Tunisie, sans délai d'import.

Marchés publics

Fiches techniques et dossiers d'appel d'offres fournis sur demande.