

Échographie & Sondes

Échographes portables, sondes d'origine et consommables. 9 références disponibles en Tunisie, avec démonstration sur site.



Marques EDAN, Zoncare, Kaixin et Contec

Livraison 24 à 72 h

Démonstration sur site

Sondes d'origine en stock

Devis B2B sous 24 h

Demandez votre devis

Réponse sous 24 h ouvrées, par un commercial dédié

+216 52 249 666 · WhatsApp
contact@a3med.com · a3med.com
06 Rue Hedi Meski, Ariana 2083

Choisir en trois questions

1. Quelles indications ?

L'abdomen et l'obstétrique demandent une sonde convexe et de la pénétration. Le vasculaire, la thyroïde et l'appareil locomoteur demandent une linéaire haute fréquence. Le pelvien impose l'endovaginale. C'est la liste des actes qui dicte l'appareil, pas l'inverse.

2. Noir et blanc ou Doppler ?

Le noir et blanc suffit au dépistage et au suivi de grossesse. Dès qu'il faut objectiver un flux, thrombose, reflux, vascularisation d'un nodule, il faut le Doppler couleur ou pulsé.

3. Fixe ou transportable ?

Un appareil sur batterie suit le praticien au lit du patient, aux urgences et en visite. Regarder l'autonomie en numérisation continue, pas en veille.

Et les sondes

Une sonde d'origine évite les écarts de qualité d'image et les ennuis de connectique. Sur un appareil qui tourne tous les jours, prévoir la sonde de rechange dès l'achat.

Sommaire

01	Échographes	3 réf.	p. 3
02	Sondes d'Échographie	5 réf.	p. 5
03	Consommables	1 réf.	p. 7



01 Échographes

3 RÉFÉRENCES

Trois appareils portables, du cabinet de ville au bloc : noir et blanc compact, Doppler couleur, imagerie harmonique tissulaire. Tous fonctionnent sur batterie et se déplacent d'un service à l'autre.



ÉCHOGRAPHES PORTABLES

Échographe Portable Zoncare M30

Échographe portable entièrement numérique, écran Full HD 15,6", ~6,3 kg, 3 ports sondes, batterie intégrée optionnelle.

Écran	LCD médical 15,6" Full HD (1920×1080)
Poids	~6,3 kg sans batterie
Ports sondes	3 actifs (convexe, linéaire, endocavitaire, phasée, 4D)
Batterie	Lithium intégrée (option)
Connectivité	USB 3.0/2.0, HDMI, DICOM
Applications	OB/GYN, abdomen, cardio, vasculaire, MSK, urologie

Prix sur devis, réponse sous 24 h



ÉCHOGRAPHES PORTABLES

Échographe Portable KX5600

Échographe ultra-compact noir et blanc, écran 10,4" haute résolution, deux prises de sonde, livré avec sonde convexe.

Type	Échographe portable noir et blanc
Marque	KAIXIN
Écran	10,4" haute résolution, inclinable et paramétrable
Connexions sondes	2 prises avec identification automatique
Sonde fournie	Convex
Applications	Médecine générale, obstétrique/gynécologie, urgences
Mobilité	Portable, ultra-compact

Prix sur devis, réponse sous 24 h

ÉCHOGRAPHES PORTABLES

Échographe Portable EDAN DUS60

Échographe portable EDAN DUS60 : imagerie harmonique tissulaire, Doppler pulsé, 5 bandes de fréquence, autonomie 2 h.



Type	Échographe portable
Imagerie	Harmonique tissulaire (THI)
Doppler	Pulsé (PW)
Bandes de fréquence	5
Autonomie	2 h en numérisation continue
Commandes	Panneau éclairé, touches configurables
Applications	Abdomen, obstétrique, gynécologie, urologie, cardiologie, petites structures, locomoteur, vasculaire, pédiatrie

Prix sur devis, réponse sous 24 h



02

Sondes d'Échographie

5 RÉFÉRENCES

La sonde décide de ce que l'appareil sait faire : convexe pour l'abdomen et l'obstétrique, linéaire pour les structures superficielles, endovaginale pour le pelvien, micro-convexe pour les accès étroits. Pièces d'origine, en remplacement ou en complément.



SONDES D'ÉCHOGRAPHIE

Sonde Convexe 3,5 MHz pour CONTEC CMS600 P2

Sonde convexe 3,5 MHz pour échographe CONTEC CMS600 P2 : exploration abdominale et obstétricale.

Type	Sonde convexe
Fréquence	3,5 MHz
Compatibilité	Échographe CONTEC CMS600 P2
Applications	Abdomen, obstétrique

Prix sur devis, réponse sous 24 h



SONDES D'ÉCHOGRAPHIE

Sonde Endovaginale pour ZONCARE I50 PW

Sonde endovaginale d'origine ZONCARE pour échographe I50 PW.

Type	Sonde endovaginale
Compatibilité	Échographe ZONCARE I50 PW
Origine	Pièce d'origine ZONCARE

Prix sur devis, réponse sous 24 h



SONDES D'ÉCHOGRAPHIE

Sonde Linéaire pour ZONCARE I50 PW

Sonde linéaire d'origine ZONCARE pour échographe I50 PW.

Type	Sonde linéaire
Compatibilité	Échographe ZONCARE I50 PW
Origine	Pièce d'origine ZONCARE

Prix sur devis, réponse sous 24 h

SONDES D'ÉCHOGRAPHIE

Sonde Micro-Convexe pour ZONCARE I50 PW

Sonde micro-convexe d'origine ZONCARE pour échographe I50 PW.

Type	Sonde micro-convexe
Compatibilité	Échographe ZONCARE I50 PW
Origine	Pièce d'origine ZONCARE

Prix sur devis, réponse sous 24 h



SONDES D'ÉCHOGRAPHIE

Sonde pour Échographe EDAN DUS60 (Pièce d'Origine)

Sonde de remplacement d'origine EDAN pour échographe DUS60 : retrouvez la pleine qualité d'image de votre appareil. Pièce d'origine, installation immédiate. Prix affiché, livraison en Tunisie.

Type	Sonde d'échographie (pièce de rechange d'origine)
Compatibilité	Échographe EDAN DUS60
Origine	Pièce d'origine EDAN
Installation	Connexion directe, sans réglage particulier
Marque	EDAN

3 361,345 DT HT

4 000,000 DT TTC · la sonde

● En stock





03

Consommables

1 RÉFÉRENCE

Le gel de couplage, sans lequel rien ne passe entre la sonde et la peau.



GELS & SOLUTIONS

Gel d'Échographie 5 Kg (Bidon)

Type	Gel conducteur d'ultra-sons
Contenance	5 Kg
Conditionnement	Bidon
Usage	Échographie médicale

DT HT

DT TTC · bidon

• En stock

Essayez avant de vous décider

Dites-nous vos indications et votre volume d'actes : nous déplaçons l'appareil dans votre cabinet, sondes comprises, et nous chiffons l'ensemble sous 24 h ouvrées.

[Demander un devis](#)

[Voir la gamme en ligne](#)

Démonstration

Nous déplaçons l'appareil dans votre cabinet pour un essai sur vos propres indications.

Sondes et consommables

Sondes d'origine et gel de couplage disponibles en Tunisie, sans délai d'import.

Marchés publics

Fiches techniques et dossiers d'appel d'offres fournis sur demande.