

Lits Médicalisés

Lits électriques et mécaniques, de 1 à 3 articulations, plus les lits de réanimation, d'hémodialyse et d'accouchement. 22 références fabriquées et distribuées en Tunisie, livrées montées.



Fabrication locale, SAV en Tunisie

Livraison 24 à 72 h

Livré monté et réglé

SAV et pièces détachées en Tunisie

Devis B2B sous 24 h

Demandez votre devis

Réponse sous 24 h ouvrées, par un commercial dédié

+216 52 249 666 · WhatsApp
contact@a3med.com · a3med.com
06 Rue Hedi Meski, Ariana 2083

Choisir un lit en trois questions

1. Mécanique ou électrique ?

La manivelle suffit aux services à faible rotation, aux dispensaires et au domicile : rien à brancher, rien à réparer. Dès que le patient est lourd, alité longtemps ou doit se repositionner seul, l'électrique s'impose. Le gain est autant pour le patient que pour le dos des soignants.

2. Combien d'articulations ?

1 articulation relève le buste. 2 ajoutent le relève-jambes, donc la position assise complète. 3 y ajoutent le réglage de hauteur, indispensable aux soins au lit et aux transferts. C'est la configuration la plus demandée, et celle qui ouvre ce catalogue.

3. ABS ou acier époxy ?

Les panneaux ABS résistent aux désinfectants chlorés et se lavent en pulvérisation : c'est le standard hospitalier. L'acier peint époxy coûte moins cher et convient aux protocoles de désinfection légers, en clinique privée ou à domicile.

Et l'équipement du lit

Barreaux pliants en aluminium ou barreaux standard, matelas médical ou anti-escarres : ces compléments se commandent avec le lit et sont livrés dans le même colis. Voir la section « Équiper le lit ».

Sommaire

01	Lits Électriques	6 réf.	p. 3
02	Lits Mécaniques	3 réf.	p. 7
03	Lits Spécialisés	5 réf.	p. 9
04	Équiper le Lit	5 réf.	p. 12
05	Berceaux & Lits Bébé	3 réf.	p. 14



01

Lits Électriques

6 RÉFÉRENCES

Commandes motorisées par télécommande : le patient règle sa position seul, le soignant travaille sans effort. C'est le choix des services à forte rotation et des soins lourds. La configuration à 3 articulations couvre à elle seule la majorité des besoins hospitaliers.

3 articulations

5



LITS ÉLECTRIQUES

Lit Électrique 3 Articulations ABS avec Couvercle (Réf. 469)

Lit médical électrique 3 articulations, hauteur 50 à 90 cm, barreaux à indicateur d'angle et freins individuels

Hauteur variable	50 à 90 cm, vérin électrique
Sommier	Planche de lit 4 sections
Barreaux	Rails latéraux ABS avec indicateur d'angle
Tête et pied	ABS, avec poignées de déplacement
Roues	Ø 125 mm silencieuses, freins individuels
Couvercle	Couvercle de protection inclus
Équipement	Tige porte-sérum réglable, crochets de drainage latéraux
Pare-chocs	Aux 4 coins

Prix sur devis, réponse sous 24 h



LITS ÉLECTRIQUES

Lit Électrique 3 Articulations Pioneer 3, Hauteur 39 à 82 cm

Lit médical électrique 3 articulations MEISSA Pioneer 3, hauteur variable de 39 à 82 cm, panneaux et ridelles ABS de style européen.

Articulations	3 articulations motorisées (dossier, jambes, hauteur)
Hauteur variable	39 à 82 cm, commande électrique
Tête et pied	Panneaux ABS
Barreaux	Ridelles de sécurité ABS, style européen
Plan de couchage	Surface ABS désinfectable
Roues	125 mm, deux avec frein
Référence	Pioneer 3
Marque	MEISSA

Prix sur devis, réponse sous 24 h



LITS ÉLECTRIQUES

Lit Électrique 3 Articulations, Sommier Grillagé Ventilé

Lit médical électrique 3 articulations à sommier grillagé ventilé, barreaux aluminium et potence fournis

Sommier	Plaque grillagée ventilée
Hauteur variable	50 à 90 cm, vérin électrique
Tête et pied	Panneaux ABS
Barreaux	Pliants en aluminium, fournis
Roues	Antistatiques silencieuses, freinage centralisé
Livré avec	Tige de potence tête de lit
Certifications	CE médical

Prix sur devis, réponse sous 24 h



LITS ÉLECTRIQUES

Lit Électrique 3 Articulations ABS Renforcé 200 kg (Réf. 503)

Lit médical électrique 3 articulations, charge utile 200 kg, hauteur basse 41 cm et freinage centralisé

Charge utile	200 kg
Hauteur variable	41 à 80 cm, commande électrique
Plan de couchage	195 × 90 cm (hors tout 225 × 105 cm)
Sommier	ABS amovible, 4 sections
Relève-buste	0° à 80°, avec glissement de 12 cm
Barreaux	Escamotables ABS, vérin à gaz, indicateur d'angle
Roues	Ø 125 mm double galet, freinage centralisé
Vérins	Marquage CE, fabrication allemande

Prix sur devis, réponse sous 24 h



LITS ÉLECTRIQUES

Lit Électrique 3 Articulations, Sommier et Panneaux ABS

Lit médical électrique 3 articulations à sommier ABS plein, roues antistatiques et potence fournie

Sommier	Plaque ABS pleine
Hauteur variable	50 à 90 cm, vérin électrique
Tête et pied	Panneaux ABS
Barreaux	Escamotables ABS, assistés par vérin à gaz
Roues	Antistatiques silencieuses double galet, freinage simultané 2 roues
Livré avec	Tige de potence télescopique
Couvercle	Non inclus
Certifications	CE médical

Prix sur devis, réponse sous 24 h

1 articulation

1

LITS ÉLECTRIQUES

Lit Électrique 1 Articulation, Relève-Buste Motorisé

Lit médical à relève-buste électrique, plan de couchage 200 × 90 cm, charge patient 135 kg



Articulations	1 articulation (relève-buste)
Commandes	Relève-buste par vérin électrique
Plan de couchage	900 × 2000 mm
Hauteur de plateforme	400 à 800 mm
Charge maximale patient	135 kg
Tête et pied	Tube acier Ø 30, panneaux stratifiés
Roues	Ø 100 mm pivotantes, deux avec frein
Pare-chocs	Aux 4 coins

Prix sur devis, réponse sous 24 h

**02**

Lits Mécaniques

3 RÉFÉRENCES

Réglage par manivelle, sans alimentation électrique. Robuste, économique et sans maintenance électronique : adapté aux services à faible rotation, aux dispensaires et au maintien à domicile.

2 articulations

2

LITS MÉCANIQUES

Lit Mécanique 2 Articulations, Barreaux Aluminium et Panneaux ABS

Lit médical 2 articulations à manivelle, tête et pied ABS, barreaux aluminium, sommier 190 × 90 cm

Articulations	2 articulations (relève-buste + relève-jambes)
Commandes	Manivelles manuelles
Tête et pied	Panneaux ABS
Barreaux	Aluminium
Sommier	190 × 90 cm, hauteur 55 cm du sol
Roues	Ø 100 mm pivotantes grises, deux avec frein
Pare-chocs	Aux 4 coins
Certifications	CE médical

Prix sur devis, réponse sous 24 h



LITS MÉCANIQUES

Lit Mécanique 2 Articulations, Réglage par Crémaillères

Lit médical 2 articulations à réglage manuel par crémaillères, structure acier soudée

Articulations	2 articulations (relève-buste + relève-jambes)
Commandes	Réglage manuel par crémaillères à poignées rétractables
Structure	Soudée, piètement en tube rectangulaire acier
Tête et pied	Tubes acier, finition époxy
Roues	Caoutchouc/acier à frein indépendant, 3 pivotantes et 1 directionnelle
Certifications	CE médical

Prix sur devis, réponse sous 24 h

1 articulation

1

LITS MÉCANIQUES

Lit Mécanique 1 Articulation, Relève-Buste à Manivelle

Lit médical à relève-buste par manivelle, sommier 190 × 90 cm à 55 cm du sol



Articulations	1 articulation (relève-buste)
Commandes	Relève-buste par manivelle
Sommier	190 × 90 cm, hauteur 55 cm du sol
Tête et pied	Tube acier Ø 30, panneaux stratifiés
Roues	Ø 100 mm pivotantes, deux avec frein
Pare-chocs	Aux 4 coins
Structure	Tube acier, peinture époxy
Certifications	CE médical

Prix sur devis, réponse sous 24 h



03

Lits Spécialisés

5 RÉFÉRENCES

Lits conçus pour un acte précis : réanimation, hémodialyse, accouchement. Leur cinématique et leurs accessoires sont dictés par le service, pas par un nombre d'articulations.



LITS ÉLECTRIQUES

Lit de Réanimation ABS, Fonction CPR et Procline/Décline

Lit de réanimation électrique, charge 200 kg, relève-buste à option CPR et procline/décline -15°/+15°

Charge utile	200 kg
Relève-buste	0° à 80°, avec option CPR (réanimation)
Procline / décline	-15° à +15°, vérin électrique
Hauteur variable	45 à 80 cm, commande électrique
Plan de couchage	195 × 90 cm (hors tout 225 × 102 cm)
Sommier	ABS amovible, 4 sections
Barreaux	Escamotables ABS, vérin à gaz
Roues	Ø 125 mm double galet, freinage simultané

Prix sur devis, réponse sous 24 h



LITS D'ACCOUCHEMENT

Lit d'Accouchement Électrique, Hauteur Variable et Position Décline

Lit d'accouchement à hauteur variable électrique 68 cm à 1 m, position décline, équipement complet fourni

Hauteur variable	68 cm à 1,00 m, vérin électrique
Sommier	3 sections, matelas mousse souple
Dossier	Amovible, commande par vérin électrique
Position	Décline assistée par vérin électrique
Roues	4 pivotantes antistatiques silencieuses
Freinage	À pédale, 2 roues simultanées
Livré avec	Paire de porte-jambes articulés capitonnés, paire de poignées, cuvette inox amovible, potence 2 crochets
Structure	Tube acier, peinture époxy

Prix sur devis, réponse sous 24 h



LITS D'ACCOUCHEMENT

Lit d'Accouchement Électrique en Inox, Position Déclive

Lit d'accouchement à hauteur variable électrique avec position proclive/déclive en inox pour les salles d'accouchement

Type	Lit d'accouchement électrique
Matériau	Acier inoxydable (inox)
Réglage de hauteur	Variable, motorisé électrique
Positions	Proclive / déclive (Trendelenburg)
Entretien	Résistant à la corrosion et aux désinfectants
Conformité	Marquage CE médical
Disponibilité	En stock à Ariana (Grand Tunis)
Livraison	24-72 h dans toute la Tunisie

Prix sur devis, réponse sous 24 h



LITS D'HÉMODIALYSE

Lit d'Hémodialyse 2 Articulations, Trendelenburg à Vérin

Lit de dialyse 2 articulations, Trendelenburg par vérin à gaz, sommier 200 × 90 cm

Articulations	2 articulations
Relève-buste	Vérin à gaz
Relève-jambes	Retrait manuel
Position	Trendelenburg par vérin à gaz
Sommier	200 × 90 cm, hauteur 55 cm du sol
Tête et pied	Tube acier Ø 30, panneaux stratifiés
Roues	Ø 100 mm pivotantes, deux avec frein
Pare-chocs	Aux 4 coins

Prix sur devis, réponse sous 24 h

LITS D'HÉMODIALYSE

Lit d'Hémodialyse 2 Articulations, Panneaux ABS et Roues Ø 125

Lit de dialyse 2 articulations, tête et pied ABS, roues double galet Ø 125 mm, sommier 200 × 90 cm



Articulations	2 articulations
Tête et pied	Panneaux ABS
Relève-buste	Vérin à gaz
Relève-jambes	Retrait manuel
Position	Trendelenburg par vérin à gaz
Sommier	200 × 90 cm, hauteur 55 cm du sol
Roues	Double galets Ø 125 mm
Pare-chocs	Aux 4 coins

Prix sur devis, réponse sous 24 h



04 Équiper le Lit

5 RÉFÉRENCES

Barreaux, rails et matelas : ce qui complète le lit à la livraison. Le matelas anti-escarres est le complément le plus demandé en gériatrie et en long séjour.



BARREAUX ET RAILS

Jeu de Barreaux Pliants en Aluminium

Type	Jeu de barreaux pliants
Matériau	Aluminium
Mécanisme	Pliant (abaissable / relevable)
Fonction	Sécurité patient et prévention des chutes

Prix sur devis, réponse sous 24 h



BARREAUX ET RAILS

Jeu Barreaux Latéraux Standard

Type	Jeu de barreaux latéraux standard
Standard	Médical
Position	Latérale (deux côtés du lit)
Fonction	Sécurité patient et prévention des chutes

Prix sur devis, réponse sous 24 h



MATELAS ANTI-ESCARRES

Matelas Anti-Escarres à Air Alterné (avec Compresseur)

Type	Matelas anti-escarres à air alterné (surmatelas)
Fonctionnement	Pression alternée, cellules gonflées/dégonflées tour à tour
Compresseur	Fourni (pompe électrique)
Installation	Se pose en surmatelas sur le lit

117,647 DT HT

140,000 DT TTC · le matelas

● En stock



MATELAS ANTI-ESCARRES

Matelas Gaufrier Anti-Escarres (Mousse)

Type	Matelas anti-escarres en mousse gaufrier
Surface	Alvéolée (plots), répartition de la pression
Fonctionnement	Statique, sans pompe ni électricité
Indication	Prévention des escarres, risque faible à moyen

462,185 DT HT

550,000 DT TTC · le matelas

● En stock



MATELAS MÉDICAUX

Matelas Médical à Housse Imperméable

Type	Matelas médical en mousse
Housse	Imperméable, surface lisse, déhoussable et lavable
Hygiène	Se désinfecte facilement entre deux patients
Compatibilité	Lits médicaux standard

420,168 DT HT

500,000 DT TTC · le matelas

● En stock



05

Berceaux & Lits Bébé

3 RÉFÉRENCES

Berceaux de maternité et lits parc, en époxy ou chromé avec nacelle plexiglas.



BERCEAUX ET LITS BÉBÉ

Berceau Bébé en Époxy

Type	Berceau bébé
Structure	Acier revêtu d'époxy
Mobilité	Monté sur roulettes
Usage	Maternités et services pédiatriques

Prix sur devis, réponse sous 24 h



BERCEAUX ET LITS BÉBÉ

Berceau Bébé Chromé avec Nacelle en Plexiglas

Type	Berceau bébé
Finition	Chromée
Nacelle	Plexiglas transparent
Mobilité	Monté sur roulettes

Prix sur devis, réponse sous 24 h



BERCEAUX ET LITS BÉBÉ

Lit Parc en Époxy

Type	Lit parc (lit d'enfant à barreaux)
Structure	Acier revêtu d'époxy
Sécurité	Ridelles à barreaux
Mobilité	Monté sur roulettes

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Équipez un service complet en une seule commande

Donnez-nous le nombre de lits par service et le niveau de soins visé : nous chiffrons l'ensemble sous 24 h ouvrées, barreaux et matelas compris, avec un tarif dégressif au volume et une livraison échelonnée par étage.

[Demander un devis](#)[Voir la gamme en ligne](#)

Livré monté et réglé

Les lits arrivent montés. Le personnel est formé aux réglages le jour de la livraison.

Pièces détachées

Moteurs, télécommandes, roulettes et panneaux disponibles en Tunisie, sans délai d'import.

Marchés publics

Fiches techniques et dossiers d'appel d'offres fournis sur demande.