

Mobilier Médical

Lits, tables d'examen, fauteuils, chariots et mobilier de rééducation pour hôpitaux, cliniques, cabinets et maisons de retraite. 96 références fabriquées et distribuées en Tunisie.



Fabrication locale, SAV en Tunisie

Livraison 24 à 72 h

17 références à prix affichés

SAV et pièces détachées en Tunisie

Devis B2B sous 24 h

Demandez votre devis

Réponse sous 24 h ouvrées, par un commercial dédié

+216 52 249 666 · WhatsApp
contact@a3med.com · a3med.com
06 Rue Hedi Meski, Ariana 2083

Pourquoi passer par A3 Med

Fabrication locale

Le mobilier de la gamme A3 Med est produit localement en acier époxy et ABS. Délais courts, pièces détachées et SAV en Tunisie, et adaptation possible sur commandes de série.

Livré monté, avec formation

Les lits et tables arrivent montés et réglés. Le personnel soignant est formé à la manipulation et aux réglages le jour de la livraison.

SAV local

Intervention et pièces détachées assurées depuis Ariana, sans délai d'importation. C'est la différence décisive face au matériel importé sans support.

Prix affichés, devis sous 24 h

17 des 96 références de ce catalogue ont un prix public. Le reste est chiffré sous 24 h ouvrées, avec tarif dégressif selon le volume.

Sommaire

01	Lits Médicaux & Berceaux	22 réf.	p. 3
02	Tables d'Examen	16 réf.	p. 10
03	Fauteuils Médicaux	10 réf.	p. 15
04	Chariots & Brancards	20 réf.	p. 18
05	Potences & Supports	6 réf.	p. 24
06	Rangement & Aménagement	10 réf.	p. 26
07	Kinésithérapie & Rééducation	12 réf.	p. 30



01

Lits Médicaux & Berceaux

22 RÉFÉRENCES

Lits à 1, 2, 3 ou 4 articulations, mécaniques ou électriques, panneaux ABS ou acier époxy. Fabrication tunisienne, livrés montés avec formation du personnel.

Lits électriques

7



LITS ÉLECTRIQUES

Lit Électrique 1 Articulation, Relève-Buste Motorisé

Articulations	1 articulation (relève-buste)
Commandes	Relève-buste par vérin électrique
Plan de couchage	900 × 2000 mm
Hauteur de plateforme	400 à 800 mm

Prix sur devis, réponse sous 24 h



LITS ÉLECTRIQUES

Lit Électrique 3 Articulations ABS avec Couvercle (Réf. 469)

Hauteur variable	50 à 90 cm, vérin électrique
Sommier	Planche de lit 4 sections
Barreaux	Rails latéraux ABS avec indicateur d'angle
Tête et pied	ABS, avec poignées de déplacement

Prix sur devis, réponse sous 24 h



LITS ÉLECTRIQUES

Lit Électrique 3 Articulations Pioneer 3, Hauteur 39 à 82 cm

Articulations	3 articulations motorisées (dossier, jambes, hauteur)
Hauteur variable	39 à 82 cm, commande électrique
Tête et pied	Panneaux ABS
Barreaux	Ridelles de sécurité ABS, style européen

Prix sur devis, réponse sous 24 h



LITS ÉLECTRIQUES

Lit Électrique 3 Articulations, Sommier Grillagé Ventilé

Sommier	Plaque grillagée ventilée
Hauteur variable	50 à 90 cm, vérin électrique
Tête et pied	Panneaux ABS
Barreaux	Pliants en aluminium, fournis

Prix sur devis, réponse sous 24 h



LITS ÉLECTRIQUES

Lit Électrique 3 Articulations ABS Renforcé 200 kg (Réf. 503)

Charge utile	200 kg
Hauteur variable	41 à 80 cm, commande électrique
Plan de couchage	195 × 90 cm (hors tout 225 × 105 cm)
Sommier	ABS amovible, 4 sections

Prix sur devis, réponse sous 24 h



LITS ÉLECTRIQUES

Lit Électrique 3 Articulations, Sommier et Panneaux ABS

Sommier	Plaque ABS pleine
Hauteur variable	50 à 90 cm, vérin électrique
Tête et pied	Panneaux ABS
Barreaux	Escamotables ABS, assistés par vérin à gaz

Prix sur devis, réponse sous 24 h



LITS ÉLECTRIQUES

Lit de Réanimation ABS, Fonction CPR et Proclive/Déclive

Charge utile	200 kg
Relève-buste	0° à 80°, avec option CPR (réanimation)
Proclive / déclive	-15° à +15°, vérin électrique
Hauteur variable	45 à 80 cm, commande électrique

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Lits mécaniques

3



LITS MÉCANIQUES

Lit Mécanique 1 Articulation, Relève-Buste à Manivelle

Articulations	1 articulation (relève-buste)
Commandes	Relève-buste par manivelle
Sommier	190 x 90 cm, hauteur 55 cm du sol
Tête et pied	Tube acier Ø 30, panneaux stratifiés

Prix sur devis, réponse sous 24 h



LITS MÉCANIQUES

Lit Mécanique 2 Articulations, Barreaux Aluminium et Panneaux ABS

Articulations	2 articulations (relève-buste + relève-jambes)
Commandes	Manivelles manuelles
Tête et pied	Panneaux ABS
Barreaux	Aluminium

Prix sur devis, réponse sous 24 h



LITS MÉCANIQUES

Lit Mécanique 2 Articulations, Réglage par Crémaillères

Articulations	2 articulations (relève-buste + relève-jambes)
Commandes	Réglage manuel par crémaillères à poignées rétractables
Structure	Soudée, piètement en tube rectangulaire acier
Tête et pied	Tubes acier, finition époxy

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Berceaux et lits bébé

3



BERCEAUX ET LITS BÉBÉ

Berceau Bébé en Époxy

Structure	Acier revêtu d'époxy
Mobilité	Monté sur roulettes
Usage	Maternités et services pédiatriques
Conformité	CE médical

Prix sur devis, réponse sous 24 h



BERCEAUX ET LITS BÉBÉ

Berceau Bébé Chromé avec Nacelle en Plexiglas

Finition	Chromée
Nacelle	Plexiglas transparent
Mobilité	Monté sur roulettes
Usage	Maternités et services pédiatriques

Prix sur devis, réponse sous 24 h



BERCEAUX ET LITS BÉBÉ

Lit Parc en Époxy

Structure	Acier revêtu d'époxy
Sécurité	Ridelles à barreaux
Mobilité	Monté sur roulettes
Usage	Maternités et services pédiatriques

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Lits d'accouchement

2



LITS D'ACCOUCHEMENT

Lit d'Accouchement Électrique, Hauteur Variable et Position Déclive

Hauteur variable	68 cm à 1,00 m, vérin électrique
Sommier	3 sections, matelas mousse souple
Dossier	Amovible, commande par vérin électrique
Position	Déclive assistée par vérin électrique

Prix sur devis, réponse sous 24 h



LITS D'ACCOUCHEMENT

Lit d'Accouchement Électrique en Inox, Position Déclive

Matériau	Acier inoxydable (inox)
Réglage de hauteur	Variable, motorisé électrique
Positions	Proclive / déclive (Trendelenburg)
Entretien	Résistant à la corrosion et aux désinfectants

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Lits d'hémodialyse

2



LITS D'HÉMODIALYSE

Lit d'Hémodialyse 2 Articulations, Trendelenburg à Vérin

Articulations	2 articulations
Relève-buste	Vérin à gaz
Relève-jambes	Retrait manuel
Position	Trendelenburg par vérin à gaz

Prix sur devis, réponse sous 24 h



LITS D'HÉMODIALYSE

Lit d'Hémodialyse 2 Articulations, Panneaux ABS et Roues Ø 125

Articulations	2 articulations
Tête et pied	Panneaux ABS
Relève-buste	Vérin à gaz
Relève-jambes	Retrait manuel

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Barreaux et rails

2



BARREAUX ET RAILS

Jeu de Barreaux Pliants en Aluminium

Matériau	Aluminium
Mécanisme	Pliant (abaissable / relevable)
Fonction	Sécurité patient et prévention des chutes
Compatibilité	Lits médicalisés

Prix sur devis, réponse sous 24 h



BARREAUX ET RAILS

Jeu Barreaux Latéraux Standard

Standard	Médical
Position	Latérale (deux côtés du lit)
Fonction	Sécurité patient et prévention des chutes
Compatibilité	Lits médicalisés standard

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Matelas anti-escarres

2



MATELAS ANTI-ESCARRES

Matelas Anti-Escarres à Air Alterné (avec Compresseur)

Fonctionnement	Pression alternée, cellules gonflées/dégonflées tour à tour
Compresseur	Fourni (pompe électrique)
Installation	Se pose en surmatelas sur le lit
Indication	Prévention et traitement des escarres

117,647 DT HT

140,000 DT TTC · le matelas

● En stock



MATELAS ANTI-ESCARRES

Matelas Gaufrier Anti-Escarres (Mousse)

Surface	Alvéolée (plots), répartition de la pression
Fonctionnement	Statique, sans pompe ni électricité
Indication	Prévention des escarres, risque faible à moyen
Entretien	Silencieux, sans entretien

462,185 DT HT

550,000 DT TTC · le matelas

● En stock

Matelas médicaux

1



MATELAS MÉDICAUX

Matelas Médical à Housse Imperméable

Housse	Imperméable, surface lisse, déhoussable et lavable
Hygiène	Se désinfecte facilement entre deux patients
Compatibilité	Lits médicaux standard

420,168 DT HT

500,000 DT TTC · le matelas

● En stock



02

Tables d'Examen

16 RÉFÉRENCES

Tables d'examen général, gynécologiques et de consultation, hauteur fixe ou variable, revêtement lavable résistant aux désinfectants hospitaliers.

Tables à hauteur variable électrique

6



TABLES À HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE

Table d'Examen à Hauteur Variable Électrique en X à 3 Plans

Réglage en hauteur	Variable, motorisé électrique
Structure	En X
Plans	3 plans articulés
Repose-jambe	Électrique

Prix sur devis, réponse sous 24 h



TABLES À HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE

Table d'Examen à Hauteur Variable Électrique Modèle à Fleur

Réglage en hauteur	Variable, motorisé électrique
Modèle	À fleur
Entretien	Surface lavable et désinfectable
Certification	Marquage CE médical

Prix sur devis, réponse sous 24 h



TABLES À HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE

Table de Greffe de Cheveux à Hauteur Variable Électrique

Réglage en hauteur	Variable, motorisé électrique
Usage	Cliniques de greffe capillaire
Entretien	Surface lavable et désinfectable
Certification	Marquage CE médical

Prix sur devis, réponse sous 24 h



TABLES À HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE

Table d'Examen à Hauteur Variable Électrique

Réglage en hauteur	Variable, motorisé électrique
Usage	Cabinets médicaux et centres de soins
Entretien	Surface lavable et désinfectable
Certification	Marquage CE médical

Prix sur devis, réponse sous 24 h



TABLES À HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE

Table d'Examen Arrondi à Hauteur Variable Électrique

Réglage en hauteur	Variable, motorisé électrique
Design	Arrondi, sans angles vifs
Entretien	Surface lavable et désinfectable
Certification	Marquage CE médical

Prix sur devis, réponse sous 24 h



TABLES À HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE

Table d'Examen en X à Hauteur Variable Électrique

Réglage de hauteur	Électrique, variable
Design du piètement	En X
Conformité	Marquage CE médical
Destination	Cabinets médicaux et salles de consultation

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Tables d'examen standard



TABLES D'EXAMEN STANDARD

Table d'Examen Universelle

Usage	Tous types d'examens médicaux et petits soins
Destination	Cabinets médicaux et centres de santé
Entretien	Surface nettoyable et désinfectable
Conformité	Marquage CE médical

Prix sur devis, réponse sous 24 h



TABLES D'EXAMEN STANDARD

Table d'Examen Standard

Usage	Consultation et examen clinique courants
Destination	Cabinets médicaux et dispensaires
Entretien	Surface nettoyable et désinfectable
Conformité	Marquage CE médical

Prix sur devis, réponse sous 24 h



TABLES D'EXAMEN STANDARD

Table d'Examen Large

Usage	Patients de grande taille et de forte corpulence
Surface	Largeur d'examen étendue
Entretien	Revêtement lavable et désinfectable
Certification	Marquage CE médical

Prix sur devis, réponse sous 24 h



TABLES D'EXAMEN STANDARD

Table d'Examen Dentaire

Usage	Cabinets dentaires et soins bucco-dentaires
Entretien	Surface lavable et désinfectable
Certification	Marquage CE médical
Disponibilité	En stock à Ariana

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Tables d'examen gynécologique



TABLES D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE

Table d'Examen Gynécologique à Hauteur Variable Électrique

Réglage de hauteur	Variable, motorisé électrique
Destination	Cabinets et services de gynécologie
Installation patiente	Accès facilité, supports de jambes
Entretien	Revêtement nettoyable et désinfectable

Prix sur devis, réponse sous 24 h



TABLES D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE

Table d'Examen Gynécologique à Hauteur Variable Électrique Option Proclive/Déclive

Réglage de hauteur	Variable, motorisé électrique
Positions	Proclive / déclive (Trendelenburg) en option
Destination	Cabinets et services de gynécologie
Installation patiente	Accès facilité, supports de jambes

Prix sur devis, réponse sous 24 h



TABLES D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE

Table d'Examen Gynécologique Standard

Modèle	Standard
Destination	Cabinets et centres de santé
Installation patiente	Accès facilité, supports de jambes
Entretien	Revêtement nettoyable et désinfectable

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Tables d'accouchement

3



TABLES D'ACCOUCHEMENT

Table d'Accouchement

Usage	Salles d'accouchement (travail et naissance)
Position	Gynécologique
Appuis-jambes	Intégrés
Revêtement	Lavable et désinfectable

Prix sur devis, réponse sous 24 h



TABLES D'ACCOUCHEMENT

Table d'Accouchement à Hauteur Variable Électrique Déclive / Pose Bras

Réglage hauteur	Électrique, variable
Position	Déclive (Trendelenburg)
Pose-bras	Inclus
Appuis-jambes	Intégrés

Prix sur devis, réponse sous 24 h



TABLES D'ACCOUCHEMENT

Table d'Accouchement à Hauteur Variable Électrique Déclive

Réglage hauteur	Électrique, variable
Position	Déclive (Trendelenburg)
Appuis-jambes	Intégrés
Revêtement	Lavable et désinfectable

Prix sur devis, réponse sous 24 h



03

Fauteuils Médicaux

10 RÉFÉRENCES

Fauteuils de prélèvement, de dialyse et de repos, assise inclinable et accoudoirs escamotables pour un accès veineux facilité.

Fauteuils d'examen & traitement

4



FAUTEUILS D'EXAMEN & TRAITEMENT

Fauteuil Électrique Multi-Spécialité

Usage	Différents types d'examens médicaux
Réglage	Motorisé électrique
Destination	Cabinets pluridisciplinaires et plateaux techniques
Conformité	Marquage CE médical

Prix sur devis, réponse sous 24 h



FAUTEUILS D'EXAMEN & TRAITEMENT

Fauteuil d'Examen ORL

Usage	Cabinets d'oto-rhino-laryngologie
Destination	Cabinet libéral et milieu hospitalier
Conformité	Marquage CE médical
Disponibilité	En stock à Ariana

Prix sur devis, réponse sous 24 h



FAUTEUILS D'EXAMEN & TRAITEMENT

Fauteuil de Chimiothérapie Électrique

Usage	Centres de traitement du cancer
Réglage	Motorisé électrique (assise et inclinaison)
Destination	Hôpitaux de jour, oncologie et cliniques spécialisées
Conformité	Marquage CE médical

Prix sur devis, réponse sous 24 h



FAUTEUILS D'EXAMEN & TRAITEMENT

Fauteuil d'Examen Urologique

Usage	Cabinets d'urologie
Destination	Cabinet libéral et milieu hospitalier
Conformité	Marquage CE médical
Disponibilité	En stock à Ariana

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Fauteuils de prélèvement

4



FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT

Fauteuil de Repos Chromé Mobile

Finition	Chromée
Mobilité	Sur roulettes
Revêtement	Lavable et désinfectable
Usage	Salles de prélèvement et récupération

Prix sur devis, réponse sous 24 h



FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT

Fauteuil de Prélèvement Standard

Accoudoirs	Appui du bras pour la ponction
Revêtement	Lavable et désinfectable
Usage	Laboratoires et centres de prélèvement
Conformité	CE médical

Prix sur devis, réponse sous 24 h



FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT

Fauteuil de Prélèvement du Sang Chromé

Finition	Chromée
Accoudoirs	Appui du bras pour la ponction veineuse
Revêtement	Lavable et désinfectable
Usage	Prélèvements sanguins et don du sang

Prix sur devis, réponse sous 24 h



FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT

Fauteuil de Prélèvement à Hauteur Variable Hydraulique

Réglage hauteur	Hydraulique, variable
Accoudoirs	Appui du bras pour la ponction
Revêtement	Lavable et désinfectable
Usage	Laboratoires et centres de prélèvement

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Fauteuils de repos & transfert

2



FAUTEUILS DE REPOS & TRANSFERT

Fauteuil de Transfert

Usage	Transport de patients
Manipulation	Conçu pour le personnel soignant
Destination	Hôpitaux, cliniques et maisons de repos
Conformité	Marquage CE médical

Prix sur devis, réponse sous 24 h



FAUTEUILS DE REPOS & TRANSFERT

Fauteuil de Repos Chromé

Usage	Salles d'attente et espaces de détente
Finition	Chromée
Entretien	Surfaces faciles à nettoyer
Conformité	Marquage CE médical

Prix sur devis, réponse sous 24 h



04

Chariots & Brancards

20 RÉFÉRENCES

Chariots de soins, d'urgence et de transport de malade, plateaux inox ou ABS, roulettes silencieuses avec freins, structure époxy ou inox.

Brancards & transport de patients

11



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Brancard Bâché

Matériau	Toile bâchée résistante
Usage	Transport de patients
Entretien	Bâche nettoyable et désinfectable
Certifications	CE médical

218,487 DT HT

260,000 DT TTC · le brancard

● En stock



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Brancard de Secours Pliable en 2 (Aluminium)

Pliage	Se plie en 2 dans le sens de la longueur
Dimensions dépliées	207 × 54,5 × 13 cm
Dimensions pliées	207 × 17 × 9 cm
Poids	5 kg

495,798 DT HT

590,000 DT TTC · brancard

● En stock



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Chariot avec Brancard Bâché

Composants	Chariot + brancard bâché
Mobilité	Roulettes directionnelles
Revêtement	Bâche décontaminable
Application	Transport intra-hospitalier des patients

Prix sur devis, réponse sous 24 h



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Chariot avec Brancard Capitonné en Inox

Matériau	Inox
Confort	Brancard capitonné
Entretien	Surface inox lisse, facile à désinfecter
Application	Transport et transfert des patients

Prix sur devis, réponse sous 24 h



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Chariot Brancard Capitonné en Inox

Matériau	Inox médical
Confort	Brancard capitonné
Entretien	Surface non poreuse, compatible désinfection
Application	Transport et transfert des patients

3 025,210 DT HT

3 600,000 DT TTC · le chariot brancard

● En stock



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Chariot Brancard Capitonné en Époxy

Matériau	Structure à finition époxy
Confort	Brancard capitonné
Entretien	Revêtement lisse, facile à nettoyer
Application	Transport et transfert des patients

Prix sur devis, réponse sous 24 h



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Chariot de Transport de Malade à Hauteur Fixe

Hauteur	Fixe
Barreaux de sécurité	Aluminium
Sécurité	Maintien latéral du patient
Application	Transport de malade en milieu hospitalier

1 008,403 DT HT

1 200,000 DT TTC · le chariot

● En stock



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Chariot de Transport de Malade à Hauteur Variable

Hauteur	Variable, par système hydraulique
Barreaux de sécurité	Aluminium
Ergonomie	Mise à niveau pour transferts patient
Application	Transport de malade en milieu hospitalier

Prix sur devis, réponse sous 24 h



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Chariot de Transport Malade à Deux Colonnes

Structure	Deux colonnes
Protection	Couvercle inclus
Stabilité	Soutien équilibré du plan de couchage
Application	Transport de malade en milieu hospitalier

Prix sur devis, réponse sous 24 h



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Chariot de Transport de Malade avec Matelas et Ridelles

Dimensions	190 × 50 × 75 cm
Structure	Tubulaire en acier, peinture époxy blanche cuite au four
Matelas	5 cm d'épaisseur, similicuir noir densité 20/22
Sécurité	Paire de ridelles, 2 roues à frein

1 008,403 DT HT

1 200,000 DT TTC · le chariot

● En stock



BRANCARDS & TRANSPORT DE PATIENTS

Chariot Brancard Hydraulique Moovie 2.1

Marque / modèle **MEISSA Moovie 2.1**

Dimensions **Longueur 205 cm × largeur 85 cm**

Hauteur **Réglable de 60 à 90 cm, par pédales bilatérales**

Inclinaisons **Trendelenburg / proclive 0-16°, dossier 0-40° (vérin à gaz), repose-jambes 0-70°**

7 142,017 DT HT

● En stock

8 499,000 DT TTC · le chariot brancard

Chariots de soin

4



CHARIOTS DE SOIN

Chariot de Soins en Époxy avec Verre

Structure **Acier revêtu d'époxy**

Plateaux **Verre**

Mobilité **Monté sur roulettes**

Usage **Établissements médicaux**

Prix sur devis, réponse sous 24 h



CHARIOTS DE SOIN

Chariot de Soins Inox 60x40 à 2 Étages

Matériau **Acier inoxydable**

Dimensions plateaux **60 × 40 cm**

Étages **2**

Mobilité **Monté sur roulettes**

Prix sur devis, réponse sous 24 h



CHARIOTS DE SOIN

Chariot pour Pansement à 2 Étages en Inox avec 2 Tiroirs

Matériau	Acier inoxydable
Étages	2
Tiroirs	2
Mobilité	Monté sur roulettes

Prix sur devis, réponse sous 24 h



CHARIOTS DE SOIN

Chariot ECG à Panier et Potence

Plateau	Supérieur, à rebord
Rangement	Panier grillagé intégré
Potence	Maintien du câble patient et accessoires
Mobilité	4 roulettes, dont 2 à frein

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Chariots de service

3



CHARIOTS DE SERVICE

Chariot à Linge Sale et Propre (3 Étages + Sac)

Étages	3 étages en MDF stratifié, 60 × 30
Sac	Bâche plastifiée, 45 × 55, hauteur 72 cm, démontable et lavable
Structure	Tube acier, peinture époxy au four
Roues	4 roues pivotantes Ø 100 mm

Prix sur devis, réponse sous 24 h



CHARIOTS DE SERVICE

Chariot de Distribution de Repas Chaud et Froid (2 × 10 Plateaux)

Capacité	2 × 10 plateaux
Entraxe	14,5 cm entre deux plateaux
Compartment chaud	Résistance, ventilateur et afficheur de température
Compartment froid	Non chauffé, température ambiante

Prix sur devis, réponse sous 24 h



CHARIOTS DE SERVICE

Chariot de Distribution de Repas Inox (20 Plateaux)

Matériau	Inox alimentaire
Capacité	20 plateaux
Portes	2 portes, fermeture par poignée
Dimensions	Approximativement 50 × 85, hauteur 1,70 m

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Chariots d'urgence

2



CHARIOTS D'URGENCE

Chariot d'Urgence en Inox

Matériau	Acier inoxydable
Rangement	Tiroirs
Mobilité	Monté sur roulettes
Usage	Services d'urgence et de réanimation

Prix sur devis, réponse sous 24 h



CHARIOTS D'URGENCE

Chariot d'Urgence avec Plateau de Scope

Plateau de scope	Intégré pour moniteur de surveillance
Mobilité	Poste déplaçable dans le service
Usage	Services d'urgence et de réanimation
Domaine	Hôpitaux, cliniques, centres de soins

Prix sur devis, réponse sous 24 h



05

Potences & Supports

6 RÉFÉRENCES

Potences à serum époxy ou inox, bases stables à cinq branches, hauteur réglable, crochets de suspension multiples.



POTENCES MOBILES

Potence Mobile en Inox à Base Plastique avec 4 Crochets en Plastique

Base	Plastique
Crochets	4 crochets en plastique
Mobilité	Support déplaçable au chevet du patient
Application	Perfusion

Prix sur devis, réponse sous 24 h



POTENCES MOBILES

Potence Mobile en Inox

Matériau	Acier inoxydable
Mobilité	Support déplaçable au chevet du patient
Application	Perfusion
Entretien	Compatible désinfection répétée

184,874 DT HT

220,000 DT TTC · la potence

● En stock



POTENCES MOBILES

Potence Mobile en Inox à Base Plastique

Base	Plastique
Matériau de la tige	Acier inoxydable
Mobilité	Sur base déplaçable
Application	Perfusion

Prix sur devis, réponse sous 24 h



POTENCES MOBILES

Potence Mobile en Époxy

Finition	Revêtement époxy
Matériau	Époxy
Mobilité	Support déplaçable au chevet du patient
Application	Perfusion

109,244 DT HT

130,000 DT TTC · la potence

● En stock



POTENCES MOBILES

Potence Inox avec Main de Pousse

Matériau	Acier inoxydable
Main de pousse	Intégrée pour une prise ergonomique
Mobilité	Conçue pour les transferts de patients
Application	Perfusion

Prix sur devis, réponse sous 24 h



POTENCES MOBILES

Potence pour Pousse-Seringue

Usage	Support de pousse-seringues et pompes
Application	Administration contrôlée par perfusion
Mobilité	Support déplaçable dans le service
Domaine	Réanimation, soins intensifs, oncologie

Prix sur devis, réponse sous 24 h



06

Rangement & Aménagement

10 RÉFÉRENCES

Armoires vitrées, paravents, tables de lit et mobilier de rangement pour salles de soins, pharmacies et blocs.

Tables de nuit & chevets

3



TABLES DE NUIT & CHEVETS

Table de Nuit Stratifiée (Tiroir, Niche et Porte)

Structure	Tube acier, finition chromée
Corps	MDF stratifié
Aménagement	Une étagère et une niche avec porte
Fabrication	Tunisie

Prix sur devis, réponse sous 24 h



TABLES DE NUIT & CHEVETS

Table de Nuit Combinée avec Tablette à Manger au Lit

Dimensions du corps	42 x 42 cm, hauteur 80 cm
Tablette	Environ 65 x 33 cm, réglable en hauteur d'environ 75 à 100 cm
Aménagement	Un tiroir et une niche avec porte
Matériau	MDF stratifié

Prix sur devis, réponse sous 24 h



TABLES DE NUIT & CHEVETS

Table de Nuit en Inox (Chevet Compact)

Dimensions	31 × 29 cm
Structure	Tube inox
Fabrication	Tunisie

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Tables de lit & adaptables

2



TABLES DE LIT & ADAPTABLES

Table à Manger au Lit (Plateau MDF, sur Roulettes)

Plateau	MDF, finition bois
Réglage	Hauteur réglable (molette)
Piètement	En C, se glisse sous le lit, sur roulettes
Mobilité	Montée sur roulettes

189,076 DT HT

225,000 DT TTC · la table

● En stock



TABLES DE LIT & ADAPTABLES

Table à Manger au Lit en Inox 60 × 40 cm (sur Roulettes)

Plateau	Acier inoxydable, 60 × 40 cm
Réglage	Hauteur réglable
Piètement	Mobile, se glisse sous le lit, sur roulettes
Hygiène	Inox, facile à nettoyer et désinfecter

336,134 DT HT

400,000 DT TTC · la table

● En stock

Armoires & rangement

2



ARMOIRES & RANGEMENT

Armoire Vitrée Médicale à 2 Portes (Acier Laqué)

Portes	2 portes vitrées avec serrure
Étagères	En verre, réglables en hauteur
Structure	Acier laqué blanc, sur pieds
Entretien	Surfaces lisses, faciles à désinfecter

924,370 DT HT

1 100,000 DT TTC · l'armoire

● En stock



ARMOIRES & RANGEMENT

Armoire Vitrée Médicale à 1 Porte (Acier Laqué)

Portes	1 porte vitrée avec serrure
Étagères	En verre, réglables en hauteur
Structure	Acier laqué blanc, sur pieds
Entretien	Surfaces lisses, faciles à désinfecter

714,286 DT HT

850,000 DT TTC · l'armoire

● En stock

Paravents & séparation

1



PARAVENTS & SÉPARATION

Paravent Médical à 3 Compartiments sur Roulettes

Structure	Tube d'acier traité anticorrosion, peinture époxy blanche
Panneaux	Tissu blanc opaque
Mobilité	Monté sur roulettes
Pliage	Se replie en 3 parties

231,092 DT HT

275,000 DT TTC · le paravent

● En stock

Escabeaux & marchepieds

1



ESCABEAUX & MARCHEPIEDS

Escabeau / Marchepied 2 Marches en Inox

Marches	2 marches antidérapantes
Structure	Acier inoxydable
Stabilité	Embout caoutchouc antidérapants
Entretien	Inox, facile à désinfecter

420,168 DT HT

500,000 DT TTC · l'escabeau

Tabourets de praticien

1



TABOURETS DE PRATICIEN

Tabouret Médical à Hauteur Réglable (Réf. TAB-MED)

Référence	TAB-MED
Réglage	Vérin pneumatique à levier, 49,5 à 64,5 cm (course 160 mm)
Assise	Ronde Ø 35 cm, rembourrage multicouche haute densité 6 cm
Base	Acier chromé, 5 branches, Ø 46 cm, roulettes

Prix sur devis, réponse sous 24 h



07

Kinésithérapie & Rééducation

12 RÉFÉRENCES

Tables de massage, barres parallèles, espaliers et plans de Bobath pour cabinets de kinésithérapie et centres de rééducation.

Rééducation fonctionnelle

4



RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE

Cage de Poulithérapie à 4 Panneaux (2 m x 1 m)

Panneaux	Grillage ondulé, 2 m x 1 m
Structure	Tube acier carré de 30, peinture époxy
Usage	Suspension-thérapie, travail analytique assisté
Installation	Livree et montée sur site

Prix sur devis, réponse sous 24 h



RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE

Barres Parallèles de Rééducation à la Marche

Longueur	2,50 m
Largeur	65 cm
Plateau	Panneau de particules recouvert de caoutchouc
Cadre	Tube acier, peinture époxy

Prix sur devis, réponse sous 24 h



RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE

Chaise Quadriceps de Renforcement Musculaire

Assise	Largeur 49 cm, profondeur 46 cm ($\pm$ 3 cm)
Relève-buste	Largeur 45 cm, hauteur 80 cm ($\pm$ 3 cm), commande à gaz de 0° à 90°
Hauteur	Fixe, 72 cm ($\pm$ 3 cm)
Charges	Disques de 20 kg, pince de blocage

Prix sur devis, réponse sous 24 h



RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE

Appareil de Rééducation de la Cheville

Maintien	Berceau de jambe matelassé avec sangles
Résistance	Charges par disques, mécanisme à chaîne et poulie
Structure	Acier, peinture époxy
Mobilité	Base croisée sur roulettes

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Tables de rééducation

3



TABLES DE RÉÉDUCATION

Table de Bobath (Plan de Rééducation 2 m x 1 m)

Dimensions	2 m x 1 m
Hauteur	55 cm
Garnissage	Mousse souple haute densité
Revêtement	Similicuir

Prix sur devis, réponse sous 24 h



TABLES DE RÉÉDUCATION

Table Multipositions à Hauteur Variable Électrique (4 Plans)

Dimensions	190 x 66 cm
Hauteur	Variable de 65 à 85 cm, vérin électrique
Dossier	70 cm, articulé proclive/déclive
Plans de jambes	2 plans articulés proclive/déclive

Prix sur devis, réponse sous 24 h



TABLES DE RÉÉDUCATION

Table Multipositions Simple (4 Plans, Hauteur Fixe)

Dimensions	190 × 62 cm
Hauteur	Fixe, 85 cm
Dossier	70 cm, articulé procline/décline
Plans de jambes	2 plans articulés procline/décline

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Verticalisation & mise debout

3



VERTICALISATION & MISE DEBOUT

Table de Verticalisation Électrique à Hauteur Variable

Bascule	Cadre de couchage motorisé
Hauteur	Variable, commande électrique
Repose-pieds	Deux, réglables manuellement
Poignées	Garnies de mousse, réglables en hauteur et en profondeur

Prix sur devis, réponse sous 24 h



VERTICALISATION & MISE DEBOUT

Vertistatique Adulte (Station Debout Assistée)

Table de travail	Réglable en hauteur, commande électrique
Plateau	Ouverture adaptée au corps, deux manettes de maintien
Appui-genoux	Matelassé, réglable en hauteur et en profondeur
Maintien	Ceintures de pied et de bassin, deux poignées de guidage

Prix sur devis, réponse sous 24 h



VERTICALISATION & MISE DEBOUT

Vertistatique Enfant (Station Debout Pédiatrique)

Table de travail	Réglable en hauteur manuellement
Appui-genoux	Matelassé, réglable en hauteur
Support de bassin	Matelassé, réglable en hauteur et en profondeur, avec ceinture
Pieds	Mécanisme réglable à 4 positions, fixation en arrière

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Tables de massage & kinésithérapie

2



TABLES DE MASSAGE & KINÉSITHÉRAPIE

Table de Massage Électrique à Hauteur Variable

Longueur	200 cm
Largeur	65 cm
Épaisseur du matelas	6 cm
Hauteur variable	50 à 95 cm (env.)

Prix sur devis, réponse sous 24 h



TABLES DE MASSAGE & KINÉSITHÉRAPIE

Table de Massage Pliante et Portable (Réf. TAB-PL)

Référence	TAB-PL
Hauteur réglable	53 à 75 cm
Structure	Bois de hêtre avec panneaux Reik
Revêtement	Vinyle résistant à l'eau

Prix sur devis, réponse sous 24 h

Équipez votre établissement en une seule commande

Envoyez-nous votre liste de besoins ou vos plans de service : nous chiffrons l'ensemble sous 24 h ouvrées, avec un tarif dégressif au volume et un calendrier de livraison par étage ou par service.

[Demander un devis](#)[Voir la gamme en ligne](#)

Couverture nationale

Livraison dans les 24 gouvernorats, sous 24 à 72 h depuis notre stock d'Ariana.

Marchés publics

Dossiers d'appel d'offres, fiches techniques et cahiers des charges fournis sur demande.

Revendeurs

Conditions dégressives et accompagnement dédié pour les revendeurs et installateurs.