


FICHE TECHNIQUE

TABLE DE MASSAGE PLIANTE ET PORTABLE

REF : **TAB-PL**

-  **HAUTEUR RÉGLABLE**
53 à 75 cm
-  **PLIABLE ET PORTABLE**
Facile à transporter et à ranger
-  **STRUCTURE EN BOIS DE HÊTRE**
Avec panneaux Reik
-  **REVÊTEMENT VINYLE**
Résistant à l'eau
-  **REMBOURRAGE MOUSSE**
Haute densité (33 kg/m²)
Épaisseur 5 cm
-  **POIDS DE LA TABLE**
19,5 kg



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence	TAB-PL
Type	Table de massage pliante et portable
Hauteur réglable	53 à 75 cm
Structure	Bois de hêtre avec panneaux Reik
Revêtement	Vinyle résistant à l'eau
Rembourrage	Mousse haute densité (33 kg/m²)
Épaisseur du rembourrage	5 cm
Poids de la table	19,5 kg
Charge maximale supportée	-
Dimensions (L x l)	-
Couleur	Violet
Accessoires inclus	Appui-tête, coussin facial, accoudoirs, support facial, sac de transport

IDÉALE POUR :

- ✓ Cabinets de kinésithérapie
- ✓ Centres de bien-être et de spa
- ✓ Praticiens à domicile
- ✓ Formations et événements
- ✓ Salons de massage et instituts



COMMANDEZ EN LIGNE

www.a3med.tn



COMMANDEZ PAR WHATSAPP

+216 52 249 666



Matériel médical
de qualité



Fiabilité
et durabilité



Confort optimal
pour le patient



Facile à utiliser
et à transporter