

FICHE TECHNIQUE

TABOURET MÉDICAL À HAUTEUR RÉGLABLE

RÉFÉRENCE : **TAB-MED**

Le tabouret médical avec hauteur réglable rend le travail beaucoup plus facile.

Le tabouret médical avec hauteur réglable est doté d'une base en acier chromé à 5 branches avec des roulettes durables.

Le simple réglage de la hauteur en air comprimé se contrôle facilement avec un levier à main.



ZONE DE TRAVAIL

Salon, salle de massage, clinique, bureau, salon de coiffure et bien d'autres endroits.

CARACTÉRISTIQUES



Multi couche de rembourrage à haute densité de 6 cm.



Roulettes pour un déplacement facile.



Course hydraulique : 160 mm.



Disponible dans toutes les couleurs de PU.



Le tabouret est livré dans un emballage plat pour permettre un montage sur place.



DIMENSIONS



Base en acier chromé, diamètre 46 cm.



Hauteur réglable du tabouret médical : 49,5 cm – 64,5 cm.



Diamètre du siège arrondi : 35 cm.



Poids de travail : 4 kg.



Taille d'emballage : 43 cm x 43 cm x 15 cm.



COMMANDEZ EN LIGNE

www.a3med.tn



COMMANDEZ PAR WHATSAPP

+216 52 249 666



Matériel médical
de qualité



Fiabilité
et durabilité



Confort optimal
pour le patient



Facile à utiliser
et à transporter