

Appareil de Rééducation de la Cheville

Réf. KIN-CHEVILLE

Rééducation fonctionnelle

A3 Med

FABRIQUÉ
EN TUNISIE**Montage sur site**
mise en service et
formation**Livraison**
dans les 24
gouvernorats**SAV local**
pièces détachées à
Ariana**Acier, peinture époxy**

STRUCTURE

Base croisée sur roulettes

MOBILITÉ

Tunisie

FABRICATION

Appareil de rééducation de la cheville :
châssis acier peinture époxy sur base
croisée à roulettes, repose-jambe
matelassé avec sangles de maintien,
mécanisme à chaîne et poulie, charges par
disques.

LES + PRODUITS


- + **Isole la cheville** : jambe sanglée dans un berceau matelassé, sans compensation
- + **Charge dosée par disques** : progression chiffrée d'une séance à l'autre
- + **Mécanisme à chaîne et poulie** pour la transmission de la charge
- + **Base croisée sur roulettes** : déplaçable dans la salle sans démontage
- + Suites d'entorse grave, de fracture et de chirurgie du pied et de la cheville

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Appareil de rééducation de la cheville
MAINTIEN	Berceau de jambe matelassé avec sangles
RÉSISTANCE	Charges par disques, mécanisme à chaîne et poulie
STRUCTURE	Acier, peinture époxy
MOBILITÉ	Base croisée sur roulettes
DÉTAIL TECHNIQUE	Charges et amplitudes confirmées au devis
FABRICATION	Tunisie

Appareil de Rééducation de la Cheville

Réf. KIN-CHEVILLE



Appareil de rééducation de la cheville installé en salle de

BON À SAVOIR

Quelles sont les charges disponibles ?

Le fabricant ne publie pas le détail des charges pour cette référence. Précisez votre besoin dans la demande de devis : nous obtenons la fiche technique complète, charges et amplitudes de travail comprises, avant confirmation de commande.

L'appareil sert-il à la mobilisation ou au renforcement ?

Aux deux, selon le réglage : sans charge ou avec une charge légère, il sert à récupérer les amplitudes après immobilisation ; avec des disques, il devient un appareil de renforcement des fléchisseurs et extenseurs de la cheville.

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Cage de Poulithérapie à 4 Panneaux (2 m x 1 m) · KIN-CAGE-POULIE

Barres Parallèles de Rééducation à la Marche · KIN-BARRES-PARA

Chaise Quadriceps de Renforcement Musculaire · KIN-CHAISE-QUAD