

Brancard de Secours Pliable en 2 (Aluminium)

Chariots Médicaux · Brancards & transport de patients · Marque **A3 Med**



Brancard de secours pliable en 2, châssis aluminium léger (5 kg) supportant jusqu'à 159 kg. Toile imperméable et ignifugée. Se plie dans la longueur pour le transport et le stockage : ambulance, secours, industrie.

Le **brancard de secours pliable en 2** A3 Med est un brancard de transport et d'évacuation léger en aluminium, pour l'ambulance, les premiers secours, l'urgence et l'industrie.

- **Léger (5 kg)**, châssis en alliage d'aluminium haute résistance
- **Charge maximale 159 kg**
- **Toile imperméable, ignifugée et anti-déchirure** : se nettoie et se désinfecte facilement
- **Se plie en 2 dans la longueur** : 207 × 54,5 cm déplié, 207 × 17 × 9 cm plié
- **4 pieds stables** et coloris orange bien visible en intervention
- **Dispositif médical de classe I (marquage CE)**, garanti 1 an
- **Stock à Ariana** : devis B2B sous 24 h, livraison 24-72 h en Tunisie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE Brancard de secours pliable en 2	PLIAGE Se plie en 2 dans le sens de la longueur
DIMENSIONS DÉPLIÉES 207 × 54,5 × 13 cm	DIMENSIONS PLIÉES 207 × 17 × 9 cm
POIDS 5 kg	CHARGE MAXIMALE 159 kg
CHÂSSIS Alliage d'aluminium haute résistance	TOILE Tissu imperméable, ignifugé et anti-déchirure
APPUIS 4 pieds	COLORIS Orange

Fabrication locale : montage sur site, SAV et pièces détachées disponibles à Ariana, sans délai d'import.
Livraison sous 24-72h dans les 24 gouvernorats · devis B2B gratuit sous 24h ouvrées · fiche en ligne : a3med.com/products/a3med-brancard-pliable-en-2/