

Cage de Poulithérapie à 4 Panneaux (2 m × 1 m)

Réf. KIN-CAGE-POULIE

Rééducation fonctionnelle

A3 Med

**Grillage ondulé, 2 m × 1 m**
PANNEAUX**Livraison et montage sur site**
INSTALLATION**Tunisie**
FABRICATION

Cage de poulithérapie à 4 panneaux grillagés ondulés de 2 m × 1 m, structure en tube acier carré de 30 avec peinture époxy. Pour la suspension-thérapie et le travail analytique assisté.

LES + PRODUITS

- + **4 panneaux grillagés ondulés** de 2 m × 1 m : points d'ancrage sur toutes les faces
- + **Suspension-thérapie** : suppression de la pesanteur sur le segment travaillé
- + **Travail analytique** muscle par muscle, en course choisie
- + **Structure tube acier carré de 30**, peinture époxy
- + Livraison et montée sur site, accessoires de suspension composés selon votre pratique

FABRIQUÉ
EN TUNISIE**Montage sur site**
mise en service et
formation**Livraison**
dans les 24
gouvernorats**SAV local**
pièces détachées à
Ariana

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Cage de poulithérapie (cage de Rocher) à 4 panneaux
PANNEAUX	Grillage ondulé, 2 m × 1 m
STRUCTURE	Tube acier carré de 30, peinture époxy
USAGE	Suspension-thérapie, travail analytique assisté
INSTALLATION	Livraison et montée sur site
FABRICATION	Tunisie

Cage de Poulithérapie à 4 Panneaux (2 m x 1 m)

Réf. KIN-CAGE-POULIE



Structure tube acier carré époxy

BON À SAVOIR

Les poulies et sangles sont-elles incluses ?

Les accessoires de suspension se composent selon votre pratique : nombre de poulies, cordes, sangles et ressorts varient d'un cabinet à l'autre. Indiquez votre besoin dans la demande de devis et nous chiffrons la cage avec son kit d'accessoires.

Quel espace prévoir pour l'installation ?

La cage occupe au sol l'emprise de ses panneaux, soit environ 2 m sur 1 m, mais il faut prévoir un dégagement tout autour pour que le praticien circule et travaille. Comptez une zone dédiée plutôt qu'un recoin, et vérifiez la hauteur sous plafond disponible.

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Barres Parallèles de Rééducation à la Marche · KIN-BARRES-PARA

Chaise Quadriceps de Renforcement Musculaire · KIN-CHAISE-QUAD

Appareil de Rééducation de la Cheville · KIN-CHEVILLE