

Chaise Quadriceps de Renforcement Musculaire

Réf. KIN-CHAISE-QUAD

Rééducation fonctionnelle

A3 Med

FABRIQUÉ
EN TUNISIE**Montage sur site**
mise en service et
formation**Livraison**
dans les 24
gouvernorats**SAV local**
pièces détachées à
Ariana**Fixe, 72 cm (± 3 cm)**
HAUTEUR**Inox 304L**
SUPPORT DE
CHARGES**Tunisie**
FABRICATION

Chaise quadriceps : assise 49 cm, relève-buste à commande à gaz de 0° à 90°, hauteur fixe 72 cm. Bras de charge réglable, disques de 20 kg, rapporteur multipositions par pas de 15°, ceintures de genoux, cuisses et pose-nuque. Structure acier époxy, support de charges inox 304L.

LES + PRODUITS

- + **Renforcement analytique du quadriceps** avec charges de 20 kg et pince de blocage
- + **Rapporteur multipositions par pas de 15°** : progression reproductible d'une séance à l'autre
- + **Jambe droite, gauche ou les deux** : bras de charge montable des deux côtés
- + **Relève-buste 0° à 90°** par vérin à gaz, assise 49 × 46 cm, hauteur fixe 72 cm
- + **Ceintures de genoux, de cuisses et pose-nuque** pour isoler le mouvement
- + **Support de charges en inox 304L**, deux galets et main de pousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Chaise de renforcement du quadriceps
ASSISE	Largeur 49 cm, profondeur 46 cm (± 3 cm)
RELÈVE-BUSTE	Largeur 45 cm, hauteur 80 cm (± 3 cm), commande à gaz de 0° à 90°
HAUTEUR	Fixe, 72 cm (± 3 cm)
CHARGES	Disques de 20 kg, pince de blocage

Chaise Quadriceps de Renforcement Musculaire

Réf. KIN-CHAISE-QUAD



Disques de 20 kg et ceintures de maintien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

RÉGLAGE ANGULAIRE	Rapporteur multipositions, pas de 15°
LATÉRALITÉ	Montage des deux côtés, jambe droite, gauche ou les deux
ACCESSOIRES	Deux ceintures de genoux, ceinture de cuisses, matelas pose-nuque
STRUCTURE	Acier, peinture époxy au four en résine de polyester
SUPPORT DE CHARGES	Inox 304L
MOBILITÉ	Deux galets et main de pousse pour déplacement à vide
FABRICATION	Tunisie

BON À SAVOIR

Peut-on travailler les deux jambes en même temps ?

Oui. Le mécanisme accepte le travail unilatéral droit ou gauche et le travail bilatéral simultané, et le bras de charge se monte des deux côtés de la chaise selon le côté à rééduquer.

Comment assurer la reproductibilité d'une séance à l'autre ?

Par le rapporteur multipositions : les angles se règlent par pas de 15°, donc l'amplitude de travail se note et se reproduit exactement. Associé au poids des disques, cela donne un protocole chiffré, indispensable au suivi d'une rééducation post-chirurgicale.

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.