

# Chariot ECG avec Potence à Sérum (Plateau et Panier)

Réf. CHARIOT-ECG-POTENCE

Chariots de soin

A3 Med



Chariot ECG fabriqué en Tunisie : plateau à rebord et poignée pour l'électrocardiographe, panier de rangement pour les câbles et électrodes, potence à sérum à 2 crochets, 4 roulettes. Prix affiché.

## LES + PRODUITS

- + **Plateau à rebord** avec poignée pour l'électrocardiographe
- + **Panier de rangement** pour câbles, électrodes et papier
- + **Potence à sérum** à 2 crochets
- + **4 roulettes**, structure acier époxy blanche fabriquée en Tunisie

**À rebord, avec poignée**

PLATEAU

**Panier en fil sous le plateau**

RANGEMENT

**Tige à sérum, 2 crochets**

POTENCE

**4 roulettes**

MOBILITÉ

FABRIQUÉ  
EN TUNISIE**Montage sur site**  
mise en service et  
formation**Livraison**  
dans les 24  
gouvernorats**SAV local**  
pièces détachées à  
Ariana

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| TYPE      | Chariot porte-électrocardiographe avec potence |
| PLATEAU   | À rebord, avec poignée                         |
| RANGEMENT | Panier en fil sous le plateau                  |
| POTENCE   | Tige à sérum, 2 crochets                       |

## Chariot ECG avec Potence à Sérum (Plateau et Panier)

Réf. CHARIOT-ECG-POTENCE



Photo atelier

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| MOBILITÉ    | 4 roulettes                  |
| STRUCTURE   | Acier finition époxy blanche |
| FABRICATION | A3 Med, Tunisie              |

## BON À SAVOIR

## Quelle différence avec le chariot ECG à panier ?

Celui-ci ajoute une potence à sérum à deux crochets sur le côté du plateau : l'appareil, ses accessoires et une poche de perfusion se déplacent ensemble.

## Quels électrocardiographes y placer ?

Tous les ECG de cabinet portables, dont les Zoncare iMAC 300 Pro, iMAC 12 et iMAC 120 que nous distribuons.

## COMMANDE

## Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit ; prix affiché sur [a3med.com/products/a3med-chariot-ecg-potence/](https://a3med.com/products/a3med-chariot-ecg-potence/). Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

## LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.