

Chariot de Transport de Malade avec Matelas et Ridelles

Chariots Médicaux · Brancards & transport de patients · Marque **A3 Med**



Chariot de transport de malade en acier époxy blanc, 190 × 50 × 75 cm. Matelas de 5 cm en similicuir, paire de ridelles, tête inclinable, 4 roues pivotantes Ø 160 mm dont 2 à frein. Prix affiché, livraison dans toute la Tunisie.

Le **chariot de transport de malade** A3 Med, robuste et prêt pour l'usage hospitalier quotidien :

- **Structure tubulaire en acier**, peinture époxy blanche cuite au four : solide et facile à nettoyer
- **Matelas 5 cm en similicuir noir** (densité 20/22) : nettoyage et désinfection aisés
- **Paire de ridelles** pour la sécurité du patient, **tête inclinable** pour son confort
- **4 roues pivotantes Ø 160 mm dont 2 à frein** : manœuvres faciles, immobilisation sûre
- **Porte-vêtements grillagé** en partie inférieure, poignées de poussée ergonomiques
- **Dimensions : 190 × 50 × 75 cm**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE Chariot de transport de malade	DIMENSIONS 190 × 50 × 75 cm
STRUCTURE Tubulaire en acier, peinture époxy blanche cuite au four	MATELAS 5 cm d'épaisseur, similicuir noir densité 20/22
SÉCURITÉ Paire de ridelles, 2 roues à frein	ROUES 4 roues pivotantes Ø 160 mm, dont 2 à frein
CONFORT Tête inclinable, poignées de poussée ergonomiques	RANGEMENT Porte-vêtements grillagé en partie inférieure

Fabrication locale : montage sur site, SAV et pièces détachées disponibles à Ariana, sans délai d'import.
Livraison sous 24-72h dans les 24 gouvernorats · devis B2B gratuit sous 24h ouvrées · fiche en ligne : a3med.com/products/a3med-chariot-transport-malade-matelas/