

Fauteuil Roulant de Confort, Dossier Inclinable

Réf. AID-FR-CONF

Fauteuils roulants

A3 Med

**46 cm**

LARGEUR D'ASSISE

100kgCHARGE
MAXIMALE**98 x 35 x 90 cm**

DIMENSIONS

Rembourré

APPUIE-TÊTE

Fauteuil roulant de confort pliable : dossier inclinable de 90° à 180°, appuie-tête rembourré, repose-jambes détachables et assise de 46 cm. Roues pleines, châssis chromé, charge maximale 100 kg. Prix affiché, livraison en Tunisie.

LES + PRODUITS

- + **Dossier inclinable de 90° à 180°** : de la position assise à la position de repos allongée
- + **Appuie-tête rembourré** : soutien de la nuque pendant l'inclinaison
- + **Repose-jambes détachables** : surélèvent les jambes en position inclinée
- + **Assise 46 cm**, accoudoirs en PVC, dossier à poche arrière
- + **Châssis acier chromé anticorrosion**, pliable pour le transport
- + **Roues pleines** : arrière Ø 60 cm pour se propulser seul, avant Ø 20 cm pour passer les seuils
- + **Charge maximale 100 kg**

DISTRIBUÉ
PAR A3 MED**Documentation**
d'origine fournie**Livraison**
dans les 24
gouvernorats**SAV A3 Med**
garantie
constructeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Fauteuil roulant manuel de confort, pliable
DOSSIER	Inclinable de 90° à 180°, toile PVC, poche arrière
APPUIE-TÊTE	Rembourré
LARGEUR D'ASSISE	46 cm
ACCOUDOIRS	Fixes, en PVC
REPOSE-JAMBES	Détachables

Fauteuil Roulant de Confort, Dossier Inclinable

Réf. AID-FR-CONF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

VERROUILLAGE	Pédales à verrouillage excentrique
CHÂSSIS	Acier chromé anticorrosion
ROUES ARRIÈRE	Pleines, Ø 60 cm
ROUES AVANT	Pleines, Ø 20 cm
CHARGE MAXIMALE	100 kg
DIMENSIONS	98 × 35 × 90 cm

BON À SAVOIR

Quelle différence avec un fauteuil roulant standard ?

L'inclinaison. Le dossier de ce fauteuil s'abaisse de 90° à 180°, avec appuie-tête rembourré et repose-jambes qui surélèvent les jambes : le patient passe en position de repos allongée sans transfert. C'est le choix pour les personnes qui restent longtemps au fauteuil (grand âge, convalescence), là où un fauteuil standard comme le 809 n'offre que la position assise.

Le patient peut-il se déplacer seul avec ce fauteuil ?

Oui. Les roues arrière pleines de 60 cm portent des mains courantes : le patient se propulse lui-même sur sol plat. Les roues avant de 20 cm franchissent les seuils intérieurs courants, et rien ne se gonfle ni ne crève.

Le fauteuil se plie-t-il pour le transport ?

Oui. Le châssis en acier chromé se plie pour le rangement et le coffre d'une voiture, et les repose-jambes se détachent pour réduire l'encombrement. Les pédales à verrouillage excentrique maintiennent les réglages en place à l'usage.

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit ; prix affiché sur a3med.com/products/a3med-fauteuil-roulant-confort-inclinable/. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, documentation d'origine et garantie constructeur, SAV assuré par A3 Med : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Fauteuil Roulant Pliable M007 (Chaise Roulante) · AID-FR-M007

Fauteuil Roulant Standard 809, Assise 46 cm · F-R

Chaise Roulante avec Pot 608 T (Chaise Percée Mobile) · AID-CHAISE-POT-608T