


Lit Mécanique 2 Articulations, Réglage par Crémaillères

Réf. Lit à 2 art

Lits mécaniques

A3 Med

FABRIQUÉ
EN TUNISIE**Montage sur site**
mise en service et
formation**Livraison**
dans les 24
gouvernorats**SAV local**
pièces détachées à
Ariana**Tubes acier, finition époxy**
TÊTE ET PIED**CE médical**
CERTIFICATIONS

Lit médical 2 articulations à réglage
manuel par crémaillères, structure acier
soudée

LES + PRODUITS

- + **2 articulations mécaniques** : relève-buste et relève-jambes réglables indépendamment
- + **Positionnement précis** du patient sans recours à l'alimentation électrique
- + **Métal traité** robuste, résistant aux nettoyages et désinfections répétés
- + **Roulettes avec freins** pour déplacer le lit et le verrouiller en chambre
- + **Commandes manuelles** fiables et simples d'utilisation
- + **Conformité CE médical**
- + **Montage et SAV local** assurés par A3 Med en Tunisie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARTICULATIONS	2 articulations (relève-buste + relève-jambes)
COMMANDES	Réglage manuel par crémaillères à poignées rétractables
STRUCTURE	Soudée, piètement en tube rectangulaire acier
TÊTE ET PIED	Tubes acier, finition époxy
ROUES	Caoutchouc/acier à frein indépendant, 3 pivotantes et 1 directionnelle
CERTIFICATIONS	CE médical

Lit Mécanique 2 Articulations, Réglage par Crémaillères

Réf. Lit à 2 art

EN DÉTAIL

Le lit médical à 2 articulations mécaniques A3 Med est une solution de couchage polyvalente pour cliniques, services hospitaliers et structures de soins. Ses deux articulations à commande manuelle permettent de relever indépendamment le buste et les jambes pour un positionnement précis du patient, sans recours à l'électricité. La structure en métal traité garantit robustesse et résistance aux nettoyages et désinfections répétés exigés en milieu médical. Monté sur roulettes équipées de freins, le lit se déplace facilement entre les chambres et se verrouille en position de soin. Conçu selon les exigences CE médicales. A3 Med assure la livraison sous 24-72h dans toute la Tunisie, le montage et le SAV local, et l'édition d'un devis B2B sous 24h depuis son stock à Ariana.

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit ; prix affiché sur a3med.com/products/a3med-lit-2-articulations-mecaniques-simple/. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Lit Mécanique 1 Articulation, Relève-Buste à Manivelle · LIT-1A-MEC

Lit Mécanique 2 Articulations, Barreaux Aluminium et Panneaux ABS · LIT-2A-MEC-ALU

Lit Simple en Époxy, Sommier Grillagé, Roues Ø 100 mm · LIT-SIMPLE-EPOXY