

Lit Médical Électrique 3 Fonctions, Hauteur Variable 45 à 76 cm

Réf. LIT-ELEC-3F

Lits électriques

A3 Med

**450 à 760 mm**HAUTEUR
VARIABLE**200 kg**CHARGE DE
SÉCURITÉ**1930 x 900 mm**PLAN DE
COUCHAGE**Télécommande filaire**

COMMANDE

Lit médical électrique 3 fonctions : relève-buste, relève-jambes et hauteur variable de 45 à 76 cm à la télécommande, charge de sécurité 200 kg, plan de couchage 193 x 90 cm. Prix affiché, livraison en Tunisie.

LES + PRODUITS

- + 3 fonctions motorisées : relève-buste, relève-jambes et hauteur variable
- + Télécommande filaire à portée du patient
- + Relève-buste $70^\circ \pm 10^\circ$, relève-jambes $30^\circ \pm 10^\circ$
- + Hauteur variable de 45 à 76 cm
- + Charge de sécurité : 200 kg
- + Panneaux tête et pied en ABS, ridelles aluminium rabattables
- + 4 roues pivotantes avec frein

DISTRIBUÉ
PAR A3 MEDDocumentation
d'origine fournieLivraison
dans les 24
gouvernoratsSAV A3 Med
garantie
constructeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONS	3 fonctions électriques : relève-buste, relève-jambes, hauteur variable
COMMANDE	Télécommande filaire
RELÈVE-BUSTE	$70^\circ \pm 10^\circ$
RELÈVE-JAMBES	$30^\circ \pm 10^\circ$
HAUTEUR VARIABLE	450 à 760 mm
CHARGE DE SÉCURITÉ	200 kg
PLAN DE COUCHAGE	1930 × 900 mm
DIMENSIONS HORS TOUT	2 150 × 1 035 mm (tolérance ± 20 mm)

Lit Médical Électrique 3 Fonctions, Hauteur Variable 45 à 76 cm

Réf. LIT-ELEC-3F



Mise en situation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

TÊTE ET PIED	Panneaux ABS à inserts bleus
BARREAUX	Ridelles rabattables en aluminium
ROUES	4 roues pivotantes avec frein

EN DÉTAIL

Ce lit médical électrique à 3 fonctions règle le relèvement-buste ($70^{\circ} \pm 10^{\circ}$), le relèvement-jambes ($30^{\circ} \pm 10^{\circ}$) et la hauteur du plan de couchage (de 45 à 76 cm) depuis une télécommande filaire : le patient se repositionne sans effort et le soignant travaille à sa hauteur, sans manutention. Son plan de couchage de 193 x 90 cm porte une charge de sécurité de 200 kg, pour un usage hospitalier comme pour le maintien à domicile médicalisé. Les panneaux de tête et de pied en ABS à inserts bleus se désinfectent facilement, les ridelles rabattables en aluminium sécurisent le patient sans gêner les transferts, et les 4 roues pivotantes à frein immobilisent le lit au chevet. A3 Med affiche le prix de ce lit, le livre monté dans les 24 gouvernorats sous 24 à 72 h et établit votre devis B2B sous 24 h ouvrées.

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit ; prix affiché sur a3med.com/products/a3med-lit-electrique-3-fonctions/. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, documentation d'origine et garantie constructeur, SAV assuré par A3 Med : conditions précisées sur le devis.