

Lit Simple en Époxy, Sommier Grillagé, Roues Ø 100 mm

Réf. LIT-SIMPLE-EPOXY

Lits mécaniques

A3 Med

FABRIQUÉ
EN TUNISIE**Montage sur site**
mise en service et
formation**Livraison**
dans les 24
gouvernorats**SAV local**
pièces détachées à
Ariana**190 x 90 x 55
cm**

DIMENSIONS

Peinture époxy

FINITION

4 galets pare-chocs

PROTECTION

A3 Med, Tunisie

FABRICATION

Lit simple à sommier grillagé en tube rectangulaire peint époxy, tête et pied en tube rond avec panneaux stratifiés, 4 galets pare-chocs, 190 x 90 x 55 cm ; version fixe ou sur 4 roues Ø 100 mm dont 2 à frein

LES + PRODUITS

- + **Sommier grillagé** sur cadre en tube rectangulaire, peinture époxy
- + **Tête et pied en tube rond** peints époxy, panneaux stratifiés
- + **4 galets pare-chocs** pour protéger les murs
- + **Fixe ou mobile** : 4 roues Ø 100 mm dont 2 à frein, selon demande
- + **190 x 90 x 55 cm**
- + **Fabrication A3 Med** en Tunisie : montage et SAV local

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Lit simple, sans articulation
DIMENSIONS	190 x 90 x 55 cm
SOMMIER	Grillagé, cadre en tube rectangulaire
TÊTE ET PIED	Tube rond peint époxy, panneaux stratifiés
FINITION	Peinture époxy
PROTECTION	4 galets pare-chocs
MOBILITÉ	Fixe ou 4 roues Ø 100 mm dont 2 à frein (selon demande)
FABRICATION	A3 Med, Tunisie

Lit Simple en Époxy, Sommier Grillagé, Roues Ø 100 mm

Réf. LIT-SIMPLE-EPOXY

BON À SAVOIR

Le lit est-il livré avec des roues ?

Au choix : version fixe sur pieds, ou version mobile sur 4 roues de 100 mm de diamètre dont 2 à frein. Précisez la version souhaitée à la commande, le prix est le même.

À quels établissements s'adresse-t-il ?

Aux services d'hospitalisation qui n'ont pas besoin d'articulation, aux maisons de retraite, foyers et collectivités, et aux particuliers pour un couchage médicalisé simple et facile à entretenir.

PRIX ET DISPONIBILITÉ

730 DTTC

613,445 DT HT · le lit

Prix catalogue au 31/08/2026, TVA 19 % incluse, hors promotion du mois. Tarif dégressif par quantité sur devis.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Lit Mécanique 1 Articulation, Relève-Buste à Manivelle · LIT-1A-MEC

Lit Mécanique 2 Articulations, Barreaux Aluminium et Panneaux ABS · LIT-2A-MEC-ALU

Lit Mécanique 2 Articulations, Réglage par Crémaillères · Lit à 2 art