

Matelas Anti-Escarres à Air Alterné (avec Compresseur)

Lits Médicaux & Berceaux · Matelas anti-escarres · Marque **A3 Med**



Matelas anti-escarres à air alterné, livré avec son compresseur. Les cellules se gonflent et se dégonflent en alternance pour varier les points d'appui et prévenir les escarres du patient alité.

Le **matelas anti-escarres à air alterné** (avec compresseur), prévenir et soulager les escarres :

- **Pression alternée** : les cellules se gonflent et se dégonflent tour à tour
- **Points d'appui variés** : rétablit la circulation, évite la compression prolongée
- **Compresseur fourni** : pompe silencieuse à débit réglable
- **Se pose en surmatelas** : sur lit médical ou ordinaire
- Gériatrie, soins de suite, maintien à domicile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE Matelas anti-escarres à air alterné (surmatelas)	FONCTIONNEMENT Pression alternée, cellules gonflées/dégonflées tour à tour
COMPRESSEUR Fourni (pompe électrique)	INSTALLATION Se pose en surmatelas sur le lit
INDICATION Prévention et traitement des escarres	

Distribué officiellement par A3 Med en Tunisie : documentation d'origine et SAV assurés. Livraison sous 24-72h dans les 24 gouvernorats · devis B2B gratuit sous 24h ouvrées · fiche en ligne : a3med.com/products/a3med-matelas-anti-escarres-air/