

Paravent Médical à 2 Compartiments sur Roulettes

Réf. P2CE

Paravents & séparation

A3 Med



Tissu blanc opaque
PANNEAUX

Monté sur roulettes
MOBILITÉ

Se replie en 2 parties
PLIAGE

Tunisie
FABRICATION

Paravent médical à 2 compartiments sur roulettes : structure en tube d'acier, panneaux en tissu blanc opaque, pliable pour un rangement compact. La version compacte du paravent 3 compartiments : cabinet, infirmerie, salon.

LES + PRODUITS

- + **Structure en tube d'acier** traité anticorrosion, conçue pour durer
- + **Sur roulettes** : se déplace facilement d'une pièce à l'autre
- + **Pliable en 2 parties** : rangement et transport compacts
- + **Panneaux en tissu blanc opaque** : intimité optimale
- + **Déplié 140 × 185 cm** (70 cm par compartiment) : cabinet, infirmerie, salon
- + **Fabrication locale** : livré prêt à l'emploi, montage minimal

FABRIQUÉ
EN TUNISIE



Montage sur site
mise en service et
formation



Livraison
dans les 24
gouvernorats



SAV local
pièces détachées à
Ariana

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Paravent médical à 2 compartiments (mobile)
STRUCTURE	Tube d'acier traité anticorrosion
PANNEAUX	Tissu blanc opaque
MOBILITÉ	Monté sur roulettes

Paravent Médical à 2 Compartiments sur Roulettes

Réf. P2CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

PLIAGE	Se replie en 2 parties
DIMENSIONS DÉPLIÉES	L 140 × H 185 cm (70 cm par compartiment)
FABRICATION	Tunisie

EN DÉTAIL

Le paravent médical à 2 compartiments A3 Med est la version compacte de notre paravent 3 compartiments : il crée une séparation temporaire là où la place manque, dans un cabinet médical, une salle de soins, une infirmerie d'entreprise ou un salon de beauté. Sa structure en tube d'acier traité anticorrosion est montée sur roulettes pour le déplacer d'une pièce à l'autre sans effort, et il se replie en 2 parties pour un rangement et un transport compacts. Les panneaux en tissu blanc opaque garantissent l'intimité du patient. Déplié, il mesure 140 cm de large (70 cm par compartiment) pour 185 cm de haut. De fabrication locale et livré prêt à l'emploi (montage minimal), il est disponible à Ariana avec livraison dans toute la Tunisie.

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit ; prix affiché sur a3med.com/products/a3med-paravent-2-compartiments/. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Paravent Médical à 3 Compartiments sur Roulettes · P3CE