

Paravent Médical à 3 Compartiments sur Roulettes

Mobilier Médical & Rangement · Paravents & séparation · Marque **A3 Med**



Paravent médical à 3 compartiments sur roulettes : structure acier époxy blanc, panneaux en tissu blanc opaque, pliable pour un rangement compact. Crée un espace privé et modulable : cabinet, clinique, salon.

Le **paravent médical à 3 compartiments** sur roulettes, un espace privé et modulable :

- **Structure acier époxy blanc** : tube traité anticorrosion, conçu pour durer
- **Sur roulettes** : se déplace facilement d'une pièce à l'autre
- **Pliable en 3 parties** : rangement et transport compacts (65 × 138 cm plié)
- **Panneaux en tissu blanc opaque** : intimité optimale
- **Déplié 210 × 185 cm** (70 cm par compartiment) : cabinet, clinique, salon
- **Fabrication locale** : livré prêt à l'emploi, montage minimal

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE Paravent médical à 3 compartiments (mobile)	STRUCTURE Tube d'acier traité anticorrosion, peinture époxy blanche
PANNEAUX Tissu blanc opaque	MOBILITÉ Monté sur roulettes
PLIAGE Se replie en 3 parties	DIMENSIONS DÉPLIÉES L 210 × H 185 cm (70 cm par compartiment)
DIMENSIONS PLIÉES L 65 × H 138 cm	FABRICATION Locale, livré prêt à l'emploi, montage minimal

Fabrication locale : montage sur site, SAV et pièces détachées disponibles à Ariana, sans délai d'import. Livraison sous 24-72h dans les 24 gouvernorats · devis B2B gratuit sous 24h ouvrées · fiche en ligne : a3med.com/products/a3med-paravent-3-compartiments/