

Potence à Sérum en Inox 304, 4 Crochets, Hauteur 101 à 201 cm

Réf. POT-INOX-304

Potences mobiles

A3 Med



Potence à sérum en inox 304 : hauteur réglable de 101 à 201 cm, tête à 4 crochets en polypropylène, base 5 branches sur 5 roues pivotantes. Prix affiché, livraison en Tunisie.

LES + PRODUITS

- + **Tige inox 304** résistante à la corrosion, facile à désinfecter
- + **Hauteur réglable** de 101 à 201 cm
- + **4 crochets en polypropylène** pour plusieurs poches à la fois
- + **Base 5 branches** en polypropylène, 5 roues pivotantes
- + **Coloris de base** : noir, vert ou bleu selon disponibilité

Réglable de 1 014 à 2 014 mm
HAUTEUR

Inox 304, télescopique
TIGE

4 crochets en polypropylène
CROCHETS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TIGE	Inox 304, télescopique
HAUTEUR	Réglable de 1 014 à 2 014 mm
CROCHETS	4 crochets en polypropylène
BASE	5 branches en polypropylène, 5 roues pivotantes
COLORIS DE LA BASE	Noir, vert ou bleu selon disponibilité

DISTRIBUÉ
PAR A3 MED



Documentation
d'origine fournie



Livraison
dans les 24
gouvernorats



SAV A3 Med
garantie
constructeur

Potence à Sérum en Inox 304, 4 Crochets, Hauteur 101 à 201 cm

Réf. POT-INOX-304

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

ENTRETIEN

Inox résistant à la corrosion, désinfection facile

EN DÉTAIL

Cette potence à sérum en inox 304 est conçue pour un usage intensif en hôpital, clinique, cabinet médical et soins à domicile. Sa tige télescopique se règle de 101 à 201 cm : le crochet se positionne à la hauteur de la poche et du lit, du fauteuil de prélèvement au lit médicalisé. Sa tête porte 4 crochets en polypropylène pour suspendre plusieurs poches ou flacons à la fois, en administration multi-voies. La base à 5 branches en polypropylène, montée sur 5 roues pivotantes, suit le patient sans basculer ; elle existe en noir, vert ou bleu selon disponibilité. L'inox 304 résiste à la corrosion et aux protocoles de désinfection répétés. A3 Med affiche le prix de cette potence, la tient en stock à Ariana et la livre sous 24 à 72 h dans les 24 gouvernorats ; devis B2B sous 24 h pour les commandes en quantité.

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit ; prix affiché sur a3med.com/products/a3med-potence-serum-inox/. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, documentation d'origine et garantie constructeur, SAV assuré par A3 Med : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Potence à Sérum en Acier Époxy, Base 5 Branches à Roulettes · POT-EPOXY