

Table de Bobath (Plan de Rééducation 2 m x 1 m)

Réf. KIN-BOBATH

Tables de rééducation

A3 Med

FABRIQUÉ
EN TUNISIE**Montage sur site**
mise en service et
formation**Livraison**
dans les 24
gouvernorats**SAV local**
pièces détachées à
Ariana**2 m x 1 m**
DIMENSIONS**55 cm**
HAUTEUR**Mousse souple haute densité**
GARNISSAGE**Similicuir**
REVÊTEMENT

Table de Bobath 2 m x 1 m, hauteur 55 cm : plan large et bas pour la rééducation neurologique, le travail au sol assisté et les transferts. Mousse haute densité revêtue de similicuir, châssis tube acier peinture époxy.

LES + PRODUITS

- + **Plan large 2 m x 1 m** : retournements, transferts et travail au sol assisté
- + **Hauteur basse 55 cm** : le praticien peut monter sur le plan pour travailler au contact
- + **Mousse souple haute densité** revêtue de similicuir, désinfectable
- + **Châssis tube acier**, peinture époxy cuite au four
- + Rééducation neurologique, pédiatrie, gériatrie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Table de Bobath (plan de rééducation)
DIMENSIONS	2 m x 1 m
HAUTEUR	55 cm
GARNISSAGE	Mousse souple haute densité
REVÊTEMENT	Similicuir
STRUCTURE	Tube acier, peinture époxy au four
FABRICATION	Tunisie

Table de Bobath (Plan de Rééducation 2 m x 1 m)

Réf. KIN-BOBATH



Plateau matelassé bleu sur châssis acier époxy blanc

BON À SAVOIR

Pourquoi une table de Bobath plutôt qu'une table d'examen classique ?

Une table d'examen fait 60 à 70 cm de large : le patient neurologique y est en insécurité dès qu'il bouge, et le praticien travaille à bout de bras. La table de Bobath fait 1 m de large et 55 cm de haut : elle autorise les retournements, le passage assis-couché et le travail à genoux du kinésithérapeute sur le plan lui-même.

Le plan supporte-t-il le poids du praticien en plus du patient ?

Oui, c'est précisément l'usage prévu : la structure en tube acier avec peinture époxy est dimensionnée pour que le kinésithérapeute prenne appui ou s'agenouille sur le plan pendant la prise en charge.

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Table Multipositions à Hauteur Variable Électrique (4 Plans) · KIN-TABLE-4P-ELEC

Table Multipositions Simple (4 Plans, Hauteur Fixe) · KIN-TABLE-4P-FIXE