

Table à Manger au Lit (Plateau MDF, sur Roulettes)

Mobilier Médical & Rangement · Tables de lit & adaptables · Marque **A3 Med**



Table à manger au lit à plateau MDF (finition bois), réglable en hauteur et montée sur roulettes. Le piètement en C se glisse sous le lit ou le fauteuil : repas, lecture, matériel à portée du patient.

La **table à manger au lit** à plateau MDF, repas et activités à portée du patient alité :

- **Plateau MDF finition bois** : surface stable et facile d'entretien
- **Réglable en hauteur** : molette, s'adapte au lit ou au fauteuil
- **Piètement en C sur roulettes** : se glisse sous le lit, amène le plateau au-dessus du patient
- **Mobile** : se déplace facilement d'une chambre à l'autre
- Hospitalisation, maison de retraite, maintien à domicile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE

Table à manger au lit (adaptable)

PLATEAU

MDF, finition bois

RÉGLAGE

Hauteur réglable (molette)

PIÈTEMENT

En C, se glisse sous le lit, sur roulettes

MOBILITÉ

Montée sur roulettes

Fabrication locale : montage sur site, SAV et pièces détachées disponibles à Ariana, sans délai d'import.
Livraison sous 24-72h dans les 24 gouvernorats · devis B2B gratuit sous 24h ouvrées · fiche en ligne : a3med.com/products/a3med-table-lit-mdf/