

Table de Massage Électrique à Hauteur Variable

Kinésithérapie & Rééducation · Tables de massage & kinésithérapie · Marque **A3 Med**




Table de massage et de soins électrique à hauteur variable (réglage à la pédale), dossier réglable par vérin à gaz de 0° à +75°. Mousse haute densité 6 cm, structure acier époxy, charge 200 kg. Pour kinésithérapie, rééducation et instituts de massage.

La **table de massage électrique à hauteur variable** A3 Med est pensée pour les kinésithérapeutes, médecins, centres de rééducation et instituts de massage.

- **Hauteur variable électrique** : réglage à la pédale, de 50 à 95 cm environ, mains libres
- **Dossier réglable par vérin à gaz** : inclinaison de 0° à +75°
- **Confort supérieur** : mousse haute densité de 6 cm d'épaisseur
- **Similicuir médical antibactérien** : résistant aux désinfectants, facile à nettoyer
- **Structure acier peint époxy** : grande stabilité, charge maximale 200 kg
- **Trou facial** avec bouchon amovible pour le travail en décubitus ventral
- **200 × 65 cm**, 220–240 V, coloris orange (autres coloris disponibles), garantie 12 mois

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LONGUEUR 200 cm	LARGEUR 65 cm
ÉPAISSEUR DU MATELAS 6 cm	HAUTEUR VARIABLE 50 à 95 cm (env.)
RÉGLAGE DU DOSSIER Vérin à gaz	INCLINAISON DU DOSSIER 0° à +75°
CHARGE MAXIMALE 200 kg	STRUCTURE Acier peint époxy

Fabrication locale : montage sur site, SAV et pièces détachées disponibles à Ariana, sans délai d'import.
Livraison sous 24-72h dans les 24 gouvernorats · devis B2B gratuit sous 24h ouvrées · fiche en ligne : a3med.com/products/a3med-table-massage-electrique/