

Table Multipositions à Hauteur Variable Électrique (4 Plans)

Réf. KIN-TABLE-4P-ELEC

Tables de rééducation

A3 Med

FABRIQUÉ
EN TUNISIE**Montage sur site**
mise en service et
formation**Livraison**
dans les 24
gouvernorats**SAV local**
pièces détachées à
Ariana**190 x 66 cm**

DIMENSIONS

Mécanisme autobloquant

RÉGLAGE

Tunisie

FABRICATION

Table de kinésithérapie à 4 plans : dossier de 70 cm et plans de jambes articulés proclive/déclive à mécanisme autobloquant, hauteur variable de 65 à 85 cm par vérin électrique. Dimensions 190 x 66 cm.

LES + PRODUITS

- + **4 plans articulés** : dossier 70 cm et 2 plans de jambes, proclive et déclive
- + **Mécanisme autobloquant** sur chaque plan : le réglage tient sous charge
- + **Hauteur variable 65 à 85 cm** par vérin électrique
- + **Dimensions 190 x 66 cm**, garnissage mousse souple revêtu similicuir
- + **Châssis tube acier de 30**, peinture époxy

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Table de kinésithérapie multipositions à 4 plans
DIMENSIONS	190 x 66 cm
HAUTEUR	Variable de 65 à 85 cm, vérin électrique
DOSSIER	70 cm, articulé proclive/déclive
PLANS DE JAMBES	2 plans articulés proclive/déclive
RÉGLAGE	Mécanisme autobloquant
GARNISSAGE	Mousse souple, revêtement similicuir
STRUCTURE	Tube acier de 30, peinture époxy
FABRICATION	Tunisie

Table Multipositions à Hauteur Variable Électrique (4 Plans)

Réf. KIN-TABLE-4P-ELEC



Hauteur variable électrique, garnissage bleu

BON À SAVOIR

Quelle différence avec la table multipositions simple ?

Les deux ont les mêmes 4 plans articulés et le même garnissage. La différence est la hauteur : ce modèle la fait varier électriquement de 65 à 85 cm, alors que le modèle simple est à hauteur fixe de 85 cm. Si la table sert plusieurs heures par jour ou reçoit des patients difficiles à installer, la hauteur variable se rentabilise vite en confort de travail.

À quoi sert le mécanisme autobloquant ?

Il verrouille l'inclinaison choisie sans manipulation supplémentaire : le plan reste en position quand le patient s'appuie dessus. Sans ce mécanisme, un dossier chargé a tendance à redescendre progressivement pendant la séance.

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Table de Bobath (Plan de Rééducation 2 m x 1 m) · KIN-BOBATH

Table Multipositions Simple (4 Plans, Hauteur Fixe) · KIN-TABLE-4P-FIXE