

Table Multipositions Simple (4 Plans, Hauteur Fixe)

Réf. KIN-TABLE-4P-FIXE

Tables de rééducation

A3 Med

FABRIQUÉ
EN TUNISIE**Montage sur site**
mise en service et
formation**Livraison**
dans les 24
gouvernorats**SAV local**
pièces détachées à
Ariana**190 x 62 cm**
DIMENSIONS**Fixe, 85 cm**
HAUTEUR**Mécanisme autobloquant**
RÉGLAGE**Tunisie**
FABRICATION

Table de kinésithérapie à 4 plans à hauteur fixe : dossier de 70 cm et plans de jambes articulés proclive/déclive à mécanisme autobloquant. Dimensions 190 x 62 cm, hauteur 85 cm.

LES + PRODUITS

- + **4 plans articulés** : dossier 70 cm et 2 plans de jambes, proclive et déclive
- + **Mécanisme autobloquant** sur chaque plan
- + **Hauteur fixe 85 cm**, dimensions 190 x 62 cm
- + **Mousse souple revêtue similicuir**, châssis tube acier de 30 époxy
- + L'option économique pour une salle secondaire ou un cabinet qui s'équipe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Table de kinésithérapie multipositions à 4 plans
DIMENSIONS	190 x 62 cm
HAUTEUR	Fixe, 85 cm
DOSSIER	70 cm, articulé proclive/déclive
PLANS DE JAMBES	2 plans articulés proclive/déclive
RÉGLAGE	Mécanisme autobloquant
GARNISSAGE	Mousse souple, revêtement similicuir
STRUCTURE	Tube acier de 30, peinture époxy
FABRICATION	Tunisie

Table Multipositions Simple (4 Plans, Hauteur Fixe)

Réf. KIN-TABLE-4P-FIXE



Hauteur fixe, garnissage bleu

BON À SAVOIR

Peut-on passer à la hauteur variable plus tard ?

Non, la hauteur variable dépend d'un vérin et d'un châssis différents : le choix se fait à l'achat. Si plusieurs praticiens de tailles différentes utilisent la même table, ou si vous installez souvent des patients à mobilité réduite, prenez directement le modèle à hauteur variable électrique.

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Table de Bobath (Plan de Rééducation 2 m x 1 m) · KIN-BOBATH

Table Multipositions à Hauteur Variable Électrique (4 Plans) · KIN-TABLE-4P-ELEC