

Table de Verticalisation Électrique à Hauteur Variable

Réf. KIN-TABLE-VERTIC

Verticalisation & mise debout

A3 Med



Table de verticalisation à commande électrique : cadre de couchage et hauteur variable motorisés, deux repose-pieds réglables manuellement, poignées mousse réglables en hauteur et profondeur. Structure acier peinture époxy au four.

LES + PRODUITS

- + **Cadre de couchage à commande électrique** : verticalisation progressive et contrôlée
- + **Hauteur variable électrique** : installation du patient à hauteur de son lit ou de son fauteuil
- + **Deux repose-pieds réglables** manuellement pour bloquer l'appui plantaire
- + **Poignées garnies de mousse**, réglables en hauteur et en profondeur
- + **Structure acier**, peinture époxy au four

Variable, commande électrique
HAUTEUR

Cadre de couchage motorisé
BASCULE

Deux, réglables manuellement
REPOSE-PIEDS

Acier, peinture époxy au four
STRUCTURE

FABRIQUÉ
EN TUNISIE



Montage sur site
mise en service et
formation



Livraison
dans les 24
gouvernorats



SAV local
pièces détachées à
Ariana

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Table de verticalisation à commande électrique
BASCULE	Cadre de couchage motorisé
HAUTEUR	Variable, commande électrique
REPOSE-PIEDS	Deux, réglables manuellement

Table de Verticalisation Électrique à Hauteur Variable

Réf. KIN-TABLE-VERTIC



Plan inclinable et repose-pieds réglables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

POIGNÉES	Garnies de mousse, réglables en hauteur et en profondeur
STRUCTURE	Acier, peinture époxy au four
FABRICATION	Tunisie

BON À SAVOIR

Quelle différence entre une table de verticalisation et un vertistatique ?

La table de verticalisation part de la position allongée : le patient s'installe couché puis le plan bascule vers la verticale. Elle s'adresse aux patients qui ne tiennent pas debout seuls, typiquement en sortie d'alitement prolongé. Le vertistatique, lui, maintient debout un patient déjà capable d'être transféré en position verticale. Les deux sont complémentaires dans un parcours de remise en charge.

La bascule peut-elle être arrêtée à tout moment ?

Oui. La commande électrique permet d'arrêter la bascule à n'importe quel angle, de maintenir la position le temps voulu et de redescendre immédiatement si le patient présente des signes d'hypotension orthostatique.

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.