

Vertistatique Adulte (Station Debout Assistée)

Réf. KIN-VERTISTAT-AD

Verticalisation & mise debout

A3 Med



Acier, peinture époxy
STRUCTURE

Tunisie
FABRICATION

Vertistatique adulte : table de travail réglable en hauteur à commande électrique, plateau échancré au corps avec deux manettes de maintien, appui-genoux matelassé réglable, ceintures de pied et de bassin. Structure acier époxy.

LES + PRODUITS

- + **Table de travail réglable en hauteur** à commande électrique
- + **Plateau échancré au corps** avec deux manettes de maintien
- + **Appui-genoux matelassé** réglable en hauteur et en profondeur
- + **Ceintures de pied et de bassin** et deux poignées de guidage
- + **Structure acier**, peinture époxy

FABRIQUÉ
EN TUNISIE



Montage sur site
mise en service et
formation



Livraison
dans les 24
gouvernorats



SAV local
pièces détachées à
Ariana

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Vertistatique adulte (station debout assistée)
TABLE DE TRAVAIL	Réglable en hauteur, commande électrique
PLATEAU	Ouverture adaptée au corps, deux manettes de maintien
APPUI-GENOUX	Matelassé, réglable en hauteur et en profondeur
MAINTIEN	Ceintures de pied et de bassin, deux poignées de guidage
STRUCTURE	Acier, peinture époxy
FABRICATION	Tunisie

Vertistatique Adulte (Station Debout Assistée)

Réf. KIN-VERTISTAT-AD



Appui-genoux matelassé et ceintures

BON À SAVOIR

Combien de temps un patient reste-t-il en vertistatique ?

La durée se construit progressivement, du quart d'heure aux séances plus longues, selon la tolérance et la prescription. C'est le kinésithérapeute qui fixe la progression ; le plateau de travail permet d'occuper le patient pendant ce temps, ce qui rend les séances longues plus acceptables.

Quelle différence avec le modèle enfant ?

Le vertistatique enfant est dimensionné pour un petit gabarit et son réglage en hauteur est manuel plutôt qu'électrique. Il ajoute un support de bassin matelassé réglable et un mécanisme à 4 positions pour fixer les pieds en arrière, utile dans les prises en charge pédiatriques.

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Table de Verticalisation Électrique à Hauteur Variable · KIN-TABLE-VERTIC

Vertistatique Enfant (Station Debout Pédiatrique) · KIN-VERTISTAT-ENF