

Vertistatique Enfant (Station Debout Pédiatrique)

Réf. KIN-VERTISTAT-ENF

Verticalisation & mise debout

A3 Med



Matelassé, réglable en hauteur
APPUI-GENOUX

Acier, peinture époxy
STRUCTURE

Tunisie
FABRICATION

Vertistatique pédiatrique : table de travail réglable en hauteur manuellement, appui-genoux matelassé réglable, support de bassin matelassé réglable en hauteur et profondeur, ceinture de fixation et mécanisme à 4 positions pour les pieds.

LES + PRODUITS

- + **Dimensionné pour l'enfant**, table de travail réglable en hauteur manuellement
- + **Appui-genoux matelassé** réglable en hauteur
- + **Support de bassin matelassé** réglable en hauteur et en profondeur, avec ceinture
- + **Mécanisme à 4 positions** pour fixer les pieds en arrière
- + **Structure acier**, peinture époxy

FABRIQUÉ
EN TUNISIE



Montage sur site
mise en service et
formation



Livraison
dans les 24
gouvernorats



SAV local
pièces détachées à
Ariana

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Vertistatique pédiatrique
TABLE DE TRAVAIL	Réglable en hauteur manuellement
APPUI-GENOUX	Matelassé, réglable en hauteur
SUPPORT DE BASSIN	Matelassé, réglable en hauteur et en profondeur, avec ceinture
PIEDS	Mécanisme réglable à 4 positions, fixation en arrière
STRUCTURE	Acier, peinture époxy
FABRICATION	Tunisie

Vertistatique Enfant (Station Debout Pédiatrique)

Réf. KIN-VERTISTAT-ENF



Appui-genoux et support de bassin matelassés

BON À SAVOIR

À partir de quel âge utiliser un vertistatique enfant ?

Cela relève de la prescription : le matériel s'utilise dès que la mise en charge debout est indiquée et que la morphologie de l'enfant correspond aux plages de réglage de l'appareil. Indiquez la taille et le poids de l'enfant dans votre demande, nous vérifions l'adéquation avant la commande.

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Table de Verticalisation Électrique à Hauteur Variable · KIN-TABLE-VERTIC

Vertistatique Adulte (Station Debout Assistée) · KIN-VERTISTAT-AD