

# Lit Électrique 1 Articulation, Relève-Buste Motorisé

Réf. LIT-1A-ELEC

Lits électriques

A3 Med



900x2000 mm

PLAN DE  
COUCHAGE

400 à 800 mm

HAUTEUR DE  
PLATEFORME

135 kg

CHARGE  
MAXIMALE  
PATIENT

1 articulation (relève-buste)

ARTICULATIONS

Lit médical à relève-buste électrique, plan de couchage 200 × 90 cm, charge patient 135 kg

## LES + PRODUITS

- + **Commande électrique motorisée** pour un réglage précis du relève-buste sans effort manuel
- + **Articulation unique** adaptée aux positions de repos et de soins courants
- + **Roulettes avec freins** pour des déplacements fluides et une immobilisation sûre au chevet
- + **Alimentation électrique** pour un actionnement silencieux et régulier
- + **Usage intensif** adapté aux services hospitaliers et au maintien à domicile
- + **Conformité CE médical** répondant aux exigences des établissements de santé

FABRIQUÉ  
EN TUNISIE

**Montage sur site**  
mise en service et  
formation



**Livraison**  
dans les 24  
gouvernorats



**SAV local**  
pièces détachées à  
Ariana

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| ARTICULATIONS           | 1 articulation (relève-buste)        |
| COMMANDES               | Relève-buste par vérin électrique    |
| PLAN DE COUCHAGE        | 900 × 2000 mm                        |
| HAUTEUR DE PLATEFORME   | 400 à 800 mm                         |
| CHARGE MAXIMALE PATIENT | 135 kg                               |
| TÊTE ET PIED            | Tube acier Ø 30, panneaux stratifiés |
| ROUES                   | Ø 100 mm pivotantes, deux avec frein |
| PARE-CHOCS              | Aux 4 coins                          |

## Lit Électrique 1 Articulation, Relève-Buste Motorisé

Réf. LIT-1A-ELEC



Mise en situation

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

## CERTIFICATIONS

CE médical

## EN DÉTAIL

Le lit à 1 articulation électrique A3 Med est un lit médical destiné aux services hospitaliers, cliniques et structures de soins de longue durée. Sa commande électrique motorisée permet de régler avec précision le relève-buste sans effort pour le personnel soignant, garantissant un positionnement confortable et sécurisé du patient. Monté sur roulettes équipées de freins, il assure des déplacements fluides au sein des unités tout en restant parfaitement immobilisé au chevet. Conçu pour un usage intensif, ce modèle conforme au marquage CE médical convient aussi bien aux chambres d'hospitalisation qu'au maintien à domicile médicalisé. A3 Med tient ce lit en stock à Ariana, assure la livraison sous 24-72h dans toute la Tunisie, établit votre devis B2B sous 24h et propose le montage ainsi qu'un SAV local pour son mobilier.

## PRIX ET DISPONIBILITÉ

**2 205** DTTC**1 852,941 DT HT · le lit**

Prix catalogue au 31/08/2026, TVA 19 % incluse, hors promotion du mois. Tarif dégressif par quantité sur devis.

## LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.