

Lit Mécanique 1 Articulation, Relève-Buste à Manivelle

Réf. LIT-1A-MEC

Lits mécaniques

A3 Med



1 articulation (relève-buste)

ARTICULATIONS

Relève-buste par manivelle

COMMANDES

Aux 4 coins

PARE-CHOCS

Tube acier, peinture époxy

STRUCTURE

Lit médical à relève-buste par manivelle,
sommier 190 × 90 cm à 55 cm du sol

LES + PRODUITS

- + **1 articulation mécanique** actionnée manuellement, sans alimentation électrique
- + **Relève-buste** pour installer le patient en position assise ou semi-assise
- + **Métal traité** résistant à l'usage intensif et aux désinfections répétées
- + **Roulettes avec freins** pour déplacer le lit et le verrouiller en chambre
- + **Commande manuelle** fiable, sans dépendance au réseau électrique
- + **Conformité CE médical**
- + **Montage et SAV local** assurés par A3 Med en Tunisie

FABRIQUÉ
EN TUNISIE

Montage sur site
mise en service et
formation



Livraison
dans les 24
gouvernorats



SAV local
pièces détachées à
Ariana

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARTICULATIONS	1 articulation (relève-buste)
COMMANDES	Relève-buste par manivelle
SOMMIER	190 × 90 cm, hauteur 55 cm du sol
TÊTE ET PIED	Tube acier Ø 30, panneaux stratifiés
ROUES	Ø 100 mm pivotantes, deux avec frein
PARE-CHOCS	Aux 4 coins

Lit Mécanique 1 Articulation, Relève-Buste à Manivelle

Réf. LIT-1A-MEC



Mise en situation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

STRUCTURE	Tube acier, peinture époxy
CERTIFICATIONS	CE médical

EN DÉTAIL

Le lit médical à 1 articulation mécanique A3 Med est destiné aux établissements de soins, cliniques et services hospitaliers recherchant un couchage fiable à réglage simple. Son articulation unique, actionnée manuellement, permet de relever le buste pour installer le patient en position assise ou semi-assise sans alimentation électrique. La structure en métal traité résiste à un usage intensif et aux protocoles de nettoyage et de désinfection courants. Monté sur roulettes équipées de freins, il se déplace aisément d'une chambre à l'autre et se verrouille en position de soin. Conçu selon les exigences CE médicales. A3 Med assure la livraison sous 24-72h dans toute la Tunisie, le montage et le SAV local, ainsi qu'un devis B2B sous 24h depuis son stock à Ariana.

PRIX ET DISPONIBILITÉ

1 070 DTTC

TVA incluse · le lit

Prix catalogue au 02/09/2026, TVA 19 % incluse, hors promotion du mois. Tarif dégressif par quantité sur devis.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.