

Lit Mécanique 2 Articulations, Barreaux Aluminium et Panneaux ABS

Réf. LIT-2A-MEC-ALU

Lits mécaniques

A3 Med



Lit médical 2 articulations à manivelle, tête et pied ABS, barreaux aluminium, sommier 190 × 90 cm

LES + PRODUITS

- + **2 articulations mécaniques** : relève-buste et relève-jambes réglables indépendamment
- + **Barreaux en aluminium** assurant le maintien latéral, légers et faciles à manœuvrer
- + **Panneaux tête et pied en ABS** résistants aux chocs et faciles à désinfecter
- + **Commandes manuelles** fiables, sans alimentation électrique
- + **Adaptation de la posture** pour les soins, les repas et le repos du patient
- + **Conformité CE médical**
- + **Montage et SAV local** assurés par A3 Med en Tunisie

Manivelles manuelles
COMMANDES

Panneaux ABS
TÊTE ET PIED

Aluminium
BARREAUX

Aux 4 coins
PARE-CHOCS

FABRIQUÉ
EN TUNISIE



Montage sur site
mise en service et
formation



Livraison
dans les 24
gouvernorats



SAV local
pièces détachées à
Ariana

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARTICULATIONS	2 articulations (relève-buste + relève-jambes)
COMMANDES	Manivelles manuelles
TÊTE ET PIED	Panneaux ABS
BARREAUX	Aluminium
SOMMIER	190 × 90 cm, hauteur 55 cm du sol
ROUES	Ø 100 mm pivotantes grises, deux avec frein
PARE-CHOCS	Aux 4 coins
CERTIFICATIONS	CE médical

Lit Mécanique 2 Articulations, Barreaux Aluminium et Panneaux ABS

Réf. LIT-2A-MEC-ALU



Mise en situation

EN DÉTAIL

Le lit médical à 2 articulations mécaniques avec barreaux aluminium A3 Med offre un double réglage de position pour le confort et l'installation des patients en hospitalisation ou en moyen séjour. Ses deux articulations, commandées manuellement, permettent de relever indépendamment le buste et les jambes afin d'adapter la posture aux soins et aux repas. Les barreaux de sécurité en aluminium assurent le maintien latéral du patient tout en restant légers et faciles à manœuvrer. Les panneaux de tête et de pied en ABS sont résistants aux chocs et simples à désinfecter. Conçu selon les exigences CE médicales. A3 Med livre dans toute la Tunisie sous 24-72h, assure le montage et le SAV local, et établit votre devis B2B sous 24h depuis son stock à Ariana.

PRIX ET DISPONIBILITÉ

2 288 DTTC

TVA incluse · le lit

Prix catalogue au 02/09/2026, TVA 19 % incluse, hors promotion du mois. Tarif dégressif par quantité sur devis.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.