

Lit Électrique 3 Articulations ABS Renforcé 200 kg

Réf. 503

Lits électriques

A3 Med

**200kg**

CHARGE UTILE

ABS amovible, 4 sections

SOMMIER

Couvercle de protection inclus

COUVERCLE

503

RÉFÉRENCE

Lit médical électrique 3 articulations, charge utile 200 kg, hauteur basse 41 cm et freinage centralisé

LES + PRODUITS

- + **3 articulations motorisées** offrant de multiples positions de confort et de soin
- + **Hauteur variable électrique** réduisant la sollicitation physique du personnel soignant
- + **Panneaux en ABS** résistants, hygiéniques et faciles à désinfecter
- + **Couvercle de protection** qui protège les mécanismes et simplifie l'entretien
- + **Commandes électriques** pour un positionnement précis et silencieux
- + **Conformité CE médical** répondant aux exigences hospitalières
- + **Référence 503** identifiant le modèle au catalogue A3 Med

**FABRIQUÉ
EN TUNISIE**

Montage sur site
mise en service et
formation



Livraison
dans les 24
gouvernorats



SAV local
pièces détachées à
Ariana

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARGE UTILE	200 kg
HAUTEUR VARIABLE	41 à 80 cm, commande électrique
PLAN DE COUCHAGE	195 × 90 cm (hors tout 225 × 105 cm)
SOMMIER	ABS amovible, 4 sections
RELÈVE-BUSTE	0° à 80°, avec glissement de 12 cm
BARREAUX	Escamotables ABS, vérin à gaz, indicateur d'angle
ROUES	Ø 125 mm double galet, freinage centralisé
VÉRINS	Marquage CE, fabrication allemande

Lit Électrique 3 Articulations ABS Renforcé 200 kg

Réf. 503



Mise en situation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

ÉQUIPEMENT	Potence inox 304L 4 crochets, support soulève-malade, crochets sac d'urine
COUVERCLE	Couvercle de protection inclus
RÉFÉRENCE	503
CERTIFICATIONS	CE médical

EN DÉTAIL

Version renforcée de la gamme : 200 kg de charge utile, hauteur minimale de 41 cm qui facilite les transferts et limite le risque de chute, freinage centralisé sur les quatre roues et vérins au marquage CE de fabrication allemande. Le lit à 3 articulations électriques en ABS avec couvercle (réf. 503) est un lit médical professionnel pensé pour les chambres d'hospitalisation, cliniques et unités de soins. Ses trois articulations motorisées combinées à la hauteur variable électrique offrent de multiples positions de confort et de soin, tout en réduisant la sollicitation physique du personnel soignant. Les panneaux en ABS, résistants et hygiéniques, sont complétés par un couvercle de protection qui protège les mécanismes et facilite l'entretien quotidien. Conforme au marquage CE médical, ce modèle est dimensionné pour un usage clinique intensif et durable. A3 Med tient la référence 503 en stock à Ariana, assure la livraison sous 24-72h dans toute la Tunisie, établit votre devis B2B sous 24h et assure le montage ainsi qu'un SAV local.

COMMANDE

Prix sur devis

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.