

Lit Électrique 3 Articulations, Sommier et Panneaux ABS

Réf. LIT-3A-ELEC-ABS

Lits électriques

A3 Med

**50 à 90 cm, vérin électrique**

HAUTEUR VARIABLE

Plaque ABS pleine

SOMMIER

Panneaux ABS

TÊTE ET PIED

Tige de potence télescopique

LIVRÉ AVEC

Lit médical électrique 3 articulations à sommier ABS plein, roues antistatiques et potence fournie

LES + PRODUITS

- + **3 articulations électriques** pour adapter la position du patient à chaque soin
- + **Hauteur variable électrique** facilitant les transferts et l'ergonomie du soignant
- + **Panneaux en ABS** résistants aux chocs et faciles à nettoyer
- + **Commandes motorisées** pour des réglages précis et silencieux
- + **Hygiène rigoureuse** grâce à des surfaces désinfectables
- + **Conformité CE médical** pour un usage quotidien fiable

FABRIQUÉ EN TUNISIE

Montage sur site
mise en service et formation



Livraison
dans les 24
gouvernorats



SAV local
pièces détachées à
Ariana

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOMMIER	Plaque ABS pleine
HAUTEUR VARIABLE	50 à 90 cm, vérin électrique
TÊTE ET PIED	Panneaux ABS
BARREAUX	Escamotables ABS, assistés par vérin à gaz
ROUES	Antistatiques silencieuses double galet, freinage simultané 2 roues
LIVRÉ AVEC	Tige de potence télescopique
COUVERCLE	Non inclus
CERTIFICATIONS	CE médical

Lit Électrique 3 Articulations, Sommier et Panneaux ABS

Réf. LIT-3A-ELEC-ABS



Mise en situation

EN DÉTAIL

Version à sommier ABS plein et sans couvercle, livrée avec sa tige de potence : c'est le lit électrique de service le plus courant de la gamme. Le lit à 3 articulations électriques en ABS A3 Med est un lit médical motorisé destiné aux services d'hospitalisation, cliniques et centres de soins. Ses trois articulations électriques et sa hauteur variable permettent d'adapter la position du patient à chaque situation de soin, du repos à l'alimentation, tout en facilitant le travail du personnel soignant. Les panneaux en ABS offrent une bonne résistance aux chocs et se nettoient facilement, contribuant à une hygiène rigoureuse du lit. Conforme au marquage CE médical, ce modèle constitue une solution fiable pour un usage quotidien en milieu hospitalier ou en maintien à domicile médicalisé. A3 Med le tient en stock à Ariana, assure la livraison sous 24-72h partout en Tunisie, établit votre devis B2B sous 24h et propose montage et SAV local.

COMMANDE

Prix sur devis

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.