

Lit Électrique 3 Articulations ABS avec Couvercle

Réf. 469

Lits électriques

A3 Med

**50 à 90 cm, vérin électrique**

HAUTEUR VARIABLE

Planche de lit 4 sections

SOMMIER

Couvercle de protection inclus

COUVERCLE

Aux 4 coins

PARE-CHOCS

Lit médical électrique 3 articulations, hauteur 50 à 90 cm, barreaux à indicateur d'angle et freins individuels

LES + PRODUITS

- + **3 articulations motorisées** pour ajuster le buste, les jambes et le plan de couchage
- + **Hauteur variable électrique** pour des soins et transferts à la bonne ergonomie
- + **Panneaux en ABS** résistants aux chocs et faciles à désinfecter
- + **Couvercle de protection** préservant l'hygiène et l'esthétique du lit
- + **Commandes électriques** pour un positionnement précis et silencieux
- + **Conformité CE médical** pour un usage clinique intensif
- + **Référence 469** identifiant le modèle au catalogue A3 Med

**FABRIQUÉ
EN TUNISIE**

Montage sur site
mise en service et
formation



Livraison
dans les 24
gouvernorats



SAV local
pièces détachées à
Ariana

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HAUTEUR VARIABLE	50 à 90 cm, vérin électrique
SOMMIER	Planche de lit 4 sections
BARREAUX	Rails latéraux ABS avec indicateur d'angle
TÊTE ET PIED	ABS, avec poignées de déplacement
ROUES	Ø 125 mm silencieuses, freins individuels
COUVERCLE	Couvercle de protection inclus
ÉQUIPEMENT	Tige porte-sérum réglable, crochets de drainage latéraux
PARE-CHOCS	Aux 4 coins

Lit Électrique 3 Articulations ABS avec Couvercle

Réf. 469



Mise en situation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

RÉFÉRENCE	469
CERTIFICATIONS	CE médical

EN DÉTAIL

Cette version se reconnaît à ses barreaux à indicateur d'angle, à ses quatre freins individuels et à son couvercle de protection intégré, avec une hauteur réglable de 50 à 90 cm. Le lit à 3 articulations électriques en ABS avec couvercle (réf. 469) est un lit médical haut de gamme destiné aux chambres d'hospitalisation, cliniques et services de soins exigeants. Ses trois articulations motorisées et sa hauteur variable électrique permettent d'ajuster le relève-buste, le relève-jambes et le niveau du plan de couchage, optimisant le confort du patient et l'accès du personnel soignant. Les panneaux en ABS, robustes et faciles à désinfecter, intègrent un couvercle de protection qui préserve l'hygiène et l'esthétique du lit. Conforme au marquage CE médical, ce modèle est conçu pour un usage clinique intensif. A3 Med le tient en stock à Ariana, assure la livraison sous 24-72h partout en Tunisie, établit votre devis B2B sous 24h et assure montage et SAV local.

COMMANDE

Prix sur devis

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.