

Lit Électrique 3 Articulations, Sommier Grillagé Ventilé

Réf. LIT A 3 E

Lits électriques

A3 Med

**50 à 90 cm, vérin électrique**

HAUTEUR VARIABLE

Plaque grillagée ventilée

SOMMIER

Panneaux ABS

TÊTE ET PIED

Pliants en aluminium, fournis

BARREAUX

Lit médical électrique 3 articulations à sommier grillagé ventilé, barreaux aluminium et potence fournis

LES + PRODUITS

- + **Structure grillagée** assurant la ventilation du plan de couchage et limitant l'humidité
- + **3 articulations motorisées** pour un positionnement précis du patient
- + **Hauteur variable électrique** pour une hauteur de travail adaptée aux soins et aux transferts
- + **Commandes électriques** pour des réglages fluides et silencieux
- + **Nettoyage facilité** grâce à la structure ajourée
- + **Conformité CE médical** pour un usage intensif en établissement de santé

**FABRIQUÉ
EN TUNISIE**

Montage sur site
mise en service et
formation



Livraison
dans les 24
gouvernorats



SAV local
pièces détachées à
Ariana

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOMMIER	Plaque grillagée ventilée
HAUTEUR VARIABLE	50 à 90 cm, vérin électrique
TÊTE ET PIED	Panneaux ABS
BARREAUX	Pliants en aluminium, fournis
ROUES	Antistatiques silencieuses, freinage centralisé
LIVRÉ AVEC	Tige de potence tête de lit

Lit Électrique 3 Articulations, Sommier Grillagé Ventilé

Réf. LIT A 3 E



Mise en situation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

CERTIFICATIONS

CE médical

EN DÉTAIL

Version à sommier grillagé : plan de couchage ventilé, structure plus légère, livrée avec un jeu de barreaux pliants en aluminium et la tige de potence. Le lit grillagé à 3 articulations électriques A3 Med associe la modularité d'un lit médical motorisé à une structure grillagée favorisant la ventilation du plan de couchage. Ses trois articulations motorisées et sa hauteur variable électrique permettent un positionnement précis du patient et une hauteur de travail adaptée au personnel soignant lors des soins et des transferts. La structure grillagée assure une bonne circulation de l'air, limite l'humidité et facilite le nettoyage, ce qui en fait un choix adapté aux services hospitaliers et de soins de suite. Conforme au marquage CE médical, ce lit est conçu pour un usage intensif. A3 Med le tient en stock à Ariana, assure la livraison sous 24-72h dans toute la Tunisie, établit votre devis B2B sous 24h et propose montage et SAV local.

COMMANDE

Prix sur devis

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.