

Lit de Réanimation ABS, Fonction CPR et Procline/Décline

Réf. LIT-REA-ABS

Lits électriques

A3 Med

**200kg**
CHARGE UTILE**-15° à +15°, vérin électrique**
PROCLIVE / DÉCLIVE**ABS amovible, 4 sections**
SOMMIER**Escamotables ABS, vérin à gaz**
BARREAUX

Lit de réanimation électrique, charge 200 kg, relève-buste à option CPR et procline/décline -15°/+15°

LES + PRODUITS

- + **Spécialisation réanimation** pour la prise en charge des patients critiques
- + **Usage soins intensifs** adapté à la surveillance continue des patients
- + **Panneaux en ABS médical** résistants et faciles à désinfecter
- + **Asepsie facilitée** par des surfaces lisses et nettoyables
- + **Accès au patient** facilitant les gestes d'urgence et de soin
- + **Conformité CE médical** répondant aux exigences des unités critiques

FABRIQUÉ
EN TUNISIE**Montage sur site**
mise en service et
formation**Livraison**
dans les 24
gouvernorats**SAV local**
pièces détachées à
Ariana

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARGE UTILE	200 kg
RELÈVE-BUSTE	0° à 80°, avec option CPR (réanimation)
PROCLIVE / DÉCLIVE	-15° à +15°, vérin électrique
HAUTEUR VARIABLE	45 à 80 cm, commande électrique
PLAN DE COUCHAGE	195 × 90 cm (hors tout 225 × 102 cm)
SOMMIER	ABS amovible, 4 sections

Lit de Réanimation ABS, Fonction CPR et Procline/Déclive

Réf. LIT-REA-ABS



Mise en situation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

BARREAUX	Escamotables ABS, vérin à gaz
ROUES	Ø 125 mm double galet, freinage simultané
VÉRINS	Marquage CE, fabrication allemande
ÉQUIPEMENT	Manette CPR des deux côtés du lit
CERTIFICATIONS	CE médical

EN DÉTAIL

Le lit de réanimation en ABS A3 Med est un lit médical spécialisé conçu pour les unités de soins intensifs, services de réanimation et salles d'urgence. Pensé pour la prise en charge des patients critiques, il permet un accès rapide au patient et un positionnement adapté aux gestes d'urgence comme à la surveillance continue. Ses panneaux en ABS médical assurent une bonne résistance et une désinfection aisée, élément essentiel dans des environnements où l'asepsie est primordiale. Conforme au marquage CE médical, ce lit répond aux contraintes d'un usage intensif et exigeant propre aux soins critiques. A3 Med le tient en stock à Ariana, assure la livraison sous 24-72h dans toute la Tunisie, établit votre devis B2B sous 24h et propose montage et SAV local pour son mobilier.

COMMANDE

Prix sur devis

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.