

# Chariot de Soins Inox 60x40 à 2 Étages

Réf. Chariot inox

Chariots de soins

A3 Med

**60 x 40 cm**DIMENSIONS  
PLATEAUX**Acier  
inoxydable**  
MATÉRIAU**2**

ÉTAGES

**Monté sur roulettes**

MOBILITÉ

Chariot de soins inox 60x40 à 2 étages  
pour établissements médicaux

## LES + PRODUITS

- + **Acier inoxydable** : résistance à la corrosion et aux désinfectants répétés
- + **Plateaux 60 x 40 cm** : surface de travail et de rangement
- + **2 étages** : préparation et transport du matériel organisés
- + **Monté sur roulettes** : déplacements fluides entre les chambres
- + **Surfaces lisses** : hygiène durable et nettoyage facile
- + **Marquage CE médical** : adapté à tous les établissements de santé

**FABRIQUÉ  
EN TUNISIE****Montage sur site**  
mise en service et  
formation**Livraison**  
dans les 24  
gouvernorats**SAV local**  
pièces détachées à  
Ariana

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| TYPE                | Chariot de soins        |
| MATÉRIAU            | Acier inoxydable        |
| DIMENSIONS PLATEAUX | 60 x 40 cm              |
| ÉTAGES              | 2                       |
| MOBILITÉ            | Monté sur roulettes     |
| USAGE               | Établissements médicaux |

## Chariot de Soin Inox 60×40 à 2 Étages

Réf. Chariot inox



Mise en situation

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

CONFORMITÉ

CE médical

### EN DÉTAIL

Le chariot de soin en inox 60×40 à deux étages est un mobilier de distribution polyvalent pour les unités de soins, les blocs et les salles de pansement. Entièrement réalisé en acier inoxydable, il résiste à la corrosion, aux chocs et aux désinfectants répétés. Ses deux plateaux de 60×40 cm offrent une surface de travail et de rangement organisée pour préparer et transporter le matériel de soin. La mobilité sur roulettes assure des déplacements fluides entre les chambres. Marqué CE médical, il convient à tous les établissements de santé. A3 Med produit ce chariot dans son propre atelier, le tient en stock à Ariana et propose une livraison 24-72h partout en Tunisie, un devis B2B sous 24h, le montage et le SAV local.

### COMMANDE

#### Prix sur devis

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

### LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.

### DANS LA MÊME GAMME

Chariot de Soin en Époxy avec Verre · CHARIOT 2E

Chariot pour Pansement à 2 Étages en Inox avec 2 Tiroirs  
· CHR-PANS-INOX-2E2T

Chariot ECG à Panier et Potence · CHR-ECG