

ECG Zoncare iMAC 120, 12 Pistes (Électrocardiographe)

Réf. ECG

ECG & Holter

ZONCARE



Tactile couleur 10,6 pouces
ÉCRAN

32 000 Hz
ÉCHANTILLONNAGE

24 bits
CONVERSION A/N

0,01 à 350 Hz
RÉPONSE EN
FRÉQUENCE

ECG de repos 12 dérivations imprimées sur 12 pistes, écran tactile 10,6", échantillonnage 32 kHz et algorithme d'analyse de Glasgow.

LES + PRODUITS

- + 12 dérivations imprimées sur 12 pistes
- + Écran tactile couleur de 10,6 pouces et clavier complet
- + Échantillonnage 32 000 Hz, conversion 24 bits
- + Réponse en fréquence de 0,01 à 350 Hz, stabilité de base 1 s
- + Filtrage adaptatif iFilter
- + Algorithme d'analyse ECG de Glasgow
- + Détection de pacemaker bipolaire

DISTRIBUÉ
PAR A3 MED



Documentation
d'origine fournie



Livraison
dans les 24
gouvernorats



SAV A3 Med
garantie
constructeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉRIVATIONS	12 dérivations, impression 12 pistes
ÉCRAN	Tactile couleur 10,6 pouces
ÉCHANTILLONNAGE	32 000 Hz
CONVERSION A/N	24 bits
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	0,01 à 350 Hz
STABILITÉ DE BASE	1 s
FILTRAGE	iFilter adaptatif
ANALYSE	Algorithme de Glasgow, sus-décalage ST
PACEMAKER	Détection bipolaire

ECG Zoncare iMAC 120, 12 Pistes (Électrocardiographe)

Réf. ECG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

TRANSFERT DES DONNÉES	Rapport par e-mail depuis l'appareil
SAISIE PATIENT	Clavier complet intégré

EN DÉTAIL

L'iMAC 120 imprime les 12 dérivations sur 12 pistes, ce qui donne le tracé complet sur une seule page au lieu de le répartir sur plusieurs bandes : la lecture comparative entre dérivations se fait d'un coup d'œil. Son écran tactile de 10,6 pouces et son clavier complet permettent de saisir l'identité du patient sans passer par un PC. La chaîne d'acquisition échantillonne à 32 000 Hz sur 24 bits, avec une réponse en fréquence de 0,01 à 350 Hz et le filtrage adaptatif iFilter du constructeur. L'analyse s'appuie sur l'algorithme de Glasgow, qui porte notamment sur l'infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST, et la détection de pacemaker bipolaire est prise en charge. Le rapport part directement par e-mail depuis l'appareil. A3 Med le distribue en Tunisie, avec devis B2B sous 24 h ouvrées.

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, documentation d'origine et garantie constructeur, SAV assuré par A3 Med : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Câble ECG Zoncare · ZONCARE-CABLE-ECG

ECG Zoncare iMAC 12, 6 Pistes (Électrocardiographe) · IMAC12

Holter Tensionnel CONTEC ABPM50 · ABPM50