

ECG Zoncare iMAC 300 Pro, 3 Pistes (Électrocardiographe)

Réf. IMAC 300

ECG & Holter

ZONCARE



ECG 3 pistes Zoncare iMAC 300 Pro -
écran couleur, batterie lithium, livré
complet avec accessoires

LES + PRODUITS

- + **Clavier alphanumérique** et touches de raccourci : saisie patient rapide
- + **Interface multilingue**, adaptée aux habitudes de chaque région
- + **Alarme lead-off** : déconnexion d'électrode signalée immédiatement
- + Impression thermique : papier **Z-fold ou rouleau**
- + **Batterie lithium** intégrée : utilisable au lit du patient
- + **Livré complet** : câble patient, électrodes thoraciques et de membre, papier, cordon, fil de terre, manuel
- + Chariot dédié en option

ZONCARE
MARQUE

Multilingue
INTERFACE

Chariot dédié
OPTION

DISTRIBUÉ
PAR A3 MED



Documentation
d'origine fournie



Livraison
dans les 24
gouvernorats



SAV A3 Med
garantie
constructeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Électrocardiographe 3 pistes (3 canaux)
MARQUE	ZONCARE
SAISIE	Clavier alphanumérique + touches de raccourci
INTERFACE	Multilingue
ALARME	Lead-off (déconnexion d'électrode)
IMPRESSION	Thermique, papier Z-fold ou rouleau
ALIMENTATION	Secteur + batterie lithium intégrée
LIVRÉ AVEC	Câble patient, électrodes thoraciques et de membre, papier thermique, cordon, fil de terre, manuel

ECG Zoncare iMAC 300 Pro, 3 Pistes (Électrocardiographe)

Réf. IMAC 300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

OPTION

Chariot dédié

BON À SAVOIR

Quelle différence entre l'iMAC 300 Pro (3 pistes) et l'iMAC 12 (6 pistes) ?

Le nombre de pistes est le nombre de dérivations imprimées simultanément. Le 3 pistes de l'iMAC 300 Pro suffit largement au cabinet de médecine générale et aux consultations de routine : le tracé complet reste enregistré. L'iMAC 12 imprime 6 pistes à la fois sur un écran tactile 10,1", ce qui accélère la lecture en cardiologie et en préopératoire. Même fabricant, mêmes consommables papier faciles à trouver.

L'iMAC 300 Pro fonctionne-t-il sans prise secteur ?

Oui, la batterie lithium est incluse dans la configuration standard. L'appareil réalise ses tracés au lit du patient, en visite ou dans une salle non équipée, puis se recharge sur secteur.

Les accessoires sont-ils compris dans le prix ?

Oui. L'appareil est livré prêt à l'emploi : câble patient, électrodes thoraciques et de membre, papier d'impression thermique, cordon d'alimentation, fil de terre et manuel utilisateur. Seul le chariot roulant est en option : voir notre chariot ECG.

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, documentation d'origine et garantie constructeur, SAV assuré par A3 Med : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Câble ECG Zoncare · ZONCARE-CABLE-ECG

ECG Zoncare iMAC 12, 6 Pistes (Électrocardiographe) · IMAC12

ECG Zoncare iMAC 120, 12 Pistes (Électrocardiographe) · ECG