

Lit d'Accouchement Électrique, Hauteur Variable et Position Déclive

Réf. LIT-ACC-HV

Lits d'accouchement

A3 Med



À pédale, 2 roues simultanées
FREINAGE

Tube acier, peinture époxy
STRUCTURE

CE médical
CERTIFICATIONS

Lit d'accouchement à hauteur variable électrique 68 cm à 1 m, position déclive, équipement complet fourni

LES + PRODUITS

- + **Hauteur variable électrique** : ergonomie de travail et transferts facilités
- + **Positions proclive / déclive** (Trendelenburg) pour chaque temps de l'accouchement
- + **Usage hospitalier intensif** : salles de travail et de naissance
- + **Confort de la parturiente** et accès optimisé pour l'équipe soignante
- + **Marquage CE médical**
- + **Montage et SAV A3 Med** assurés en local
- + **Stock à Ariana** · livraison 24-72 h en Tunisie

FABRIQUÉ
EN TUNISIE



Montage sur site
mise en service et
formation



Livraison
dans les 24
gouvernorats



SAV local
pièces détachées à
Ariana

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HAUTEUR VARIABLE	68 cm à 1,00 m, vérin électrique
SOMMIER	3 sections, matelas mousse souple
DOSSIER	Amovible, commande par vérin électrique
POSITION	Déclive assistée par vérin électrique
ROUES	4 pivotantes antistatiques silencieuses
FREINAGE	À pédale, 2 roues simultanées
LIVRÉ AVEC	Paire de porte-jambes articulés capitonnés, paire de poignées, cuvette inox amovible, potence 2 crochets
STRUCTURE	Tube acier, peinture époxy

Lit d'Accouchement Électrique, Hauteur Variable et Position Déclive

Réf. LIT-ACC-HV



Mise en situation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

CERTIFICATIONS

CE médical

EN DÉTAIL

Le lit d'accouchement à hauteur variable électrique A3 Med équipe les salles de travail et de naissance des maternités, cliniques et services d'obstétrique. Le réglage motorisé de la hauteur offre au personnel sage-femme et obstétrical une hauteur de travail adaptée et facilite l'installation comme le transfert de la parturiente. Les positions proclive et déclive (Trendelenburg) adaptent le plan de couchage aux différents temps de l'accouchement et aux gestes d'urgence. Pensé pour un usage hospitalier intensif, ce lit conjugue confort de la patiente et accessibilité pour l'équipe soignante. Conforme au marquage CE médical. A3 Med tient ce mobilier en stock à Ariana, livre sous 24 à 72 h dans toute la Tunisie, établit votre devis B2B sous 24 h et assure le montage ainsi que le SAV en local.

COMMANDE

Prix sur devis

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Lit d'Accouchement Électrique en Inox, Position Déclive · LIT-ACC-HV-INOX