

Lit d'Hémodialyse 2 Articulations, Panneaux ABS et Roues Ø 125

Réf. LIT-HEMO-2A-ABS

Lits d'hémodialyse

A3 Med



Lit de dialyse 2 articulations, tête et pied ABS, roues double galet Ø 125 mm, sommier 200 × 90 cm

LES + PRODUITS

- + 2 articulations
- + Position de Trendelenburg
- + Tête et pied en ABS
- + Structure résistante
- + Facilité de nettoyage
- + Conçu pour les centres de dialyse

2 articulations
ARTICULATIONS

Panneaux ABS
TÊTE ET PIED

Vérin à gaz
RELÈVE-BUSTE

Retrait manuel
RELÈVE-JAMBES

FABRIQUÉ
EN TUNISIE



Montage sur site
mise en service et
formation



Livraison
dans les 24
gouvernorats



SAV local
pièces détachées à
Ariana

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARTICULATIONS	2 articulations
TÊTE ET PIED	Panneaux ABS
RELÈVE-BUSTE	Vérin à gaz
RELÈVE-JAMBES	Retrait manuel
POSITION	Trendelenburg par vérin à gaz
SOMMIER	200 × 90 cm, hauteur 55 cm du sol
ROUES	Double galets Ø 125 mm
PARE-CHOCS	Aux 4 coins
CERTIFICATIONS	CE médical

Lit d'Hémodialyse 2 Articulations, Panneaux ABS et Roues Ø 125

Réf. LIT-HEMO-2A-ABS



Mise en situation

EN DÉTAIL

Lit d'hémodialyse professionnel à 2 articulations avec position de Trendelenburg, tête et pied en ABS. Conçu pour les centres de dialyse, ce lit résiste à un usage intensif et se nettoie facilement.

PRIX ET DISPONIBILITÉ

2 757 DTTC

2 316,807 DT HT · le lit

Prix catalogue au 31/08/2026, TVA 19 % incluse, hors promotion du mois. Tarif dégressif par quantité sur devis.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Lit d'Hémodialyse 2 Articulations, Trendelenburg à Vérin
· LIT-HEMO-2A