

Lit d'Hémodialyse 2 Articulations, Trendelenburg à Vérin

Réf. LIT-HEMO-2A

Lits d'hémodialyse

A3 Med



Lit de dialyse 2 articulations,
Trendelenburg par vérin à gaz, sommier
200 × 90 cm

LES + PRODUITS

- + 2 articulations
- + Position de Trendelenburg
- + Assise confortable pour le patient
- + Facilité d'utilisation pour le personnel
- + Conçu pour les centres de dialyse

2 articulations
ARTICULATIONS

Vérin à gaz
RELÈVE-BUSTE

Retrait manuel
RELÈVE-JAMBES

Trendelenburg par vérin à gaz
POSITION

FABRIQUÉ
EN TUNISIE



Montage sur site
mise en service et
formation



Livraison
dans les 24
gouvernorats



SAV local
pièces détachées à
Ariana

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARTICULATIONS	2 articulations
RELÈVE-BUSTE	Vérin à gaz
RELÈVE-JAMBES	Retrait manuel
POSITION	Trendelenburg par vérin à gaz
SOMMIER	200 × 90 cm, hauteur 55 cm du sol
TÊTE ET PIED	Tube acier Ø 30, panneaux stratifiés
ROUES	Ø 100 mm pivotantes, deux avec frein
PARE-CHOCS	Aux 4 coins
CERTIFICATIONS	CE médical

Lit d'Hémodialyse 2 Articulations, Trendelenburg à Vérin**Réf. LIT-HEMO-2A**

Mise en situation

EN DÉTAIL

Lit d'hémodialyse professionnel à 2 articulations avec position de Trendelenburg. Conçu spécialement pour les centres de dialyse, ce lit offre un bon confort pour les patients et une facilité d'utilisation pour le personnel médical.

PRIX ET DISPONIBILITÉ**2 142** DTTC**1 800 DT HT · le lit**

Prix catalogue au 31/08/2026, TVA 19 % incluse, hors promotion du mois. Tarif dégressif par quantité sur devis.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Lit d'Hémodialyse 2 Articulations, Panneaux ABS et Roues Ø 125 · LIT-HEMO-2A-ABS