

# Lit Parc en Époxy

Réf. LIT-PARC-EPOXY

Berceaux et lits bébé

A3 Med



## Acier revêtu d'époxy

STRUCTURE

## Ridelles à barreaux

SÉCURITÉ

## Monté sur roulettes

MOBILITÉ

## CE médical

CONFORMITÉ

Lit parc à barreaux en acier revêtu d'époxy pour services pédiatriques et maternités. Ridelles à barreaux prévenant les chutes, monté sur roulettes, revêtement lisse désinfectable.

### LES + PRODUITS

- + **Ridelles à barreaux** : sécurisent l'enfant et préviennent les chutes
- + **Revêtement époxy** : surface lisse résistant aux désinfectants
- + **Structure en acier** : robustesse pour un usage hospitalier répété
- + **Monté sur roulettes** : déplacement du lit au sein du service
- + **Entretien facile** : limite l'encrassement entre deux patients
- + **Marquage CE médical** : maternités et services pédiatriques

FABRIQUÉ  
EN TUNISIE**Montage sur site**  
mise en service et  
formation**Livraison**  
dans les 24  
gouvernorats**SAV local**  
pièces détachées à  
Ariana

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| TYPE      | Lit parc (lit d'enfant à barreaux)  |
| STRUCTURE | Acier revêtu d'époxy                |
| SÉCURITÉ  | Ridelles à barreaux                 |
| MOBILITÉ  | Monté sur roulettes                 |
| USAGE     | Maternités et services pédiatriques |

## Lit Parc en Époxy

Réf. LIT-PARC-EPOXY



Mise en situation

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

CONFORMITÉ

CE médical

## EN DÉTAIL

Le lit parc en époxy est un lit d'enfant à barreaux destiné aux services pédiatriques et aux maternités pour héberger les nourrissons et jeunes enfants hospitalisés. Sa structure en acier revêtu d'époxy associe robustesse et entretien facile : le revêtement lisse résiste aux désinfectants et limite l'encrassement entre deux patients. Les ridelles à barreaux assurent la sécurité de l'enfant en prévenant les chutes, tandis que la mobilité sur roulettes facilite le déplacement du lit au sein du service. Marqué CE médical. A3 Med produit ce lit parc dans son propre atelier, le tient en stock à Ariana et propose la livraison 24-72h dans toute la Tunisie, un devis B2B sous 24h ainsi que le montage et le SAV local du mobilier.

## PRIX ET DISPONIBILITÉ

**1 783** DTTC

TVA incluse · le lit parc

Prix catalogue au 02/09/2026, TVA 19 % incluse, hors promotion du mois. Tarif dégressif par quantité sur devis.

## LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.

## DANS LA MÊME GAMME

Berceau Bébé en Époxy (Matelas Inclus) · LIT-BERC-EPOXY

Berceau Bébé Chromé avec Nacelle en Plexiglas · LIT-BERC-CHROME