

Chariot Brancard Hydraulique Moovie 2.1

Chariots Médicaux · Brancards & transport de patients · Marque **MEISSA**



Chariot brancard hydraulique MEISSA Moovie 2.1 : hauteur réglable 60-90 cm, Trendelenburg et proclive 0-16°, charge maximale 230 kg, dossier radio-transparent, verrouillage centralisé des roulettes et 5ème roue directionnelle. Sur devis.

Le **chariot brancard hydraulique Moovie 2.1** (MEISSA), le brancard de transfert complet pour urgences et blocs :

- **Hauteur hydraulique 60-90 cm**, pédales de réglage des deux côtés
- **Trendelenburg / proclive 0-16°**, dossier relevable à 40° par vérin à gaz, repose-jambes inclinable à 70°
- **Charge maximale 230 kg**, châssis métallique peint électrostatique, pare-chocs de protection
- **Barrières latérales rabattables**, verrouillage centralisé des roulettes Ø 200 mm, 5ème roue directionnelle
- **Dossier radio-transparent** : examens radiologiques sans transfert du patient
- **Matelas à housse lavable 95 °C et ignifugée**, porte-sérum inox réglable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE Chariot brancard à hauteur variable hydraulique	MARQUE / MODÈLE MEISSA Moovie 2.1
DIMENSIONS Longueur 205 cm × largeur 85 cm	HAUTEUR Réglable de 60 à 90 cm, par pédales bilatérales
INCLINAISONS Trendelenburg / proclive 0-16°, dossier 0-40° (vérin à gaz), repose-jambes 0-70°	CHARGE MAXIMALE 230 kg
ROULETTES Ø 200 mm à verrouillage centralisé + 5ème roue directionnelle	IMAGERIE Dossier radio-transparent

Distribué officiellement par A3 Med en Tunisie : documentation d'origine et SAV assurés. Livraison sous 24-72h dans les 24 gouvernorats · devis B2B gratuit sous 24h ouvrées · fiche en ligne : a3med.com/products/meissa-chariot-brancard-hydraulique/