

Lit Électrique 3 Articulations Pioneer 3, Hauteur 39 à 82 cm

Lits Médicaux & Berceaux · Lits électriques · Marque **MEISSA**



Lit médical électrique 3 articulations MEISSA Pioneer 3, hauteur variable de 39 à 82 cm, panneaux et ridelles ABS de style européen.

Le lit électrique MEISSA Pioneer 3 offre :

- 3 articulations motorisées : dossier, jambes et hauteur
- Hauteur variable de 39 à 82 cm
- Tête et pied en ABS, faciles à nettoyer
- Ridelles de sécurité en ABS, style européen
- Plan de couchage en ABS, désinfectable
- 4 roues de 125 mm dont 2 à frein

Comparez-le aux lits électriques 3 articulations de la gamme A3 Med sur notre page lit médical en Tunisie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ARTICULATIONS 3 articulations motorisées (dossier, jambes, hauteur)	HAUTEUR VARIABLE 39 à 82 cm, commande électrique
TÊTE ET PIED Panneaux ABS	BARREAUX Ridelles de sécurité ABS, style européen
PLAN DE COUCHAGE Surface ABS désinfectable	ROUES 125 mm, deux avec frein
RÉFÉRENCE Pioneer 3	MARQUE MEISSA

Distribué officiellement par A3 Med en Tunisie : documentation d'origine et SAV assurés. Livraison sous 24-72h dans les 24 gouvernorats · devis B2B gratuit sous 24h ouvrées · fiche en ligne : a3med.com/products/meissa-lit-electrique-3-articulations/