

Moniteur Fœtal EDAN F2 (RCF, Grossesse Gémellaire)

Réf. EDAN-F2

Moniteurs patient

EDAN



350 x 300 x 104 mm
DIMENSIONS

3 kg
POIDS

Moniteur fœtal (cardiotocographe) EDAN F2 : RCF par Doppler pulsé 50-240 bpm, TOCO, mouvements fœtaux automatiques et marqueur manuel, surveillance gémellaire avec technologie anti-croisement des signaux, écran LCD 5,6" relevable, imprimante thermique 150 mm intégrée, batterie lithium. Prix affiché.

LES + PRODUITS

- + **RCF par Doppler pulsé à autocorrélation** : 50 à 240 bpm, précision ± 2 bpm
- + **TOCO 0-100 %**, mise à zéro automatique ou manuelle
- + **Grossesse gémellaire** : deux jumeaux simultanément, technologie SOV anti-croisement des signaux
- + **Mouvements fœtaux** : détection automatique + marqueur manuel à distance
- + **Écran LCD 5,6" relevable** : tracés et chiffres
- + **Imprimante thermique intégrée** : papier 150 mm, 1/2/3 cm/min en temps réel
- + **Compact et léger** : 3 kg, batterie lithium pour les visites à domicile

DISTRIBUÉ
PAR A3 MED



Documentation
d'origine fournie



Livraison
dans les 24
gouvernorats



SAV A3 Med
garantie
constructeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Moniteur fœtal / cardiotocographe (RCF + TOCO), gémellaire
ULTRASONS	Doppler pulsé à autocorrélation, 1 MHz ± 10 %, 50-240 bpm, résolution 1 bpm, précision ± 2 bpm
TOCO	0-100 %, résolution 1 %, mise à zéro automatique/manuelle

Moniteur Fœtal EDAN F2 (RCF, Grossesse Gémellaire)

Réf. EDAN-F2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

MOUVEMENTS FŒTAUX	Détection automatique (Doppler pulsé) + marqueur manuel à distance
JUMEAUX	Surveillance gémellaire, technologie SOV anti-croisement des signaux, indicateur de qualité du signal
ÉCRAN	LCD 5,6 pouces noir et blanc, relevable, tracés + valeurs numériques
ENREGISTREUR	Imprimante thermique intégrée, papier thermosensible 150 mm, 1/2/3 cm/min
ALIMENTATION	Secteur 100-240 V et batterie lithium rechargeable 14,8 V
DIMENSIONS	350 × 300 × 104 mm
POIDS	3 kg
CONFORMITÉ	Dispositif médical classe IIb, CE 0123 (directive 93/42/CEE)
CONSOMMABLES	Papier thermique F2/F3/F6, sacoche de transport en option

BON À SAVOIR

Le F2 convient-il aux grossesses gémellaires ?

Oui, c'est l'une de ses forces : il surveille deux jumeaux simultanément et sa technologie SOV (signals overlap verification) vérifie que les deux capteurs ne captent pas le même cœur. L'indicateur de qualité du signal aide à repositionner les capteurs si nécessaire.

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit ; prix affiché sur a3med.com/products/moniteur-foetal-edan-f2/.
Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, documentation d'origine et garantie constructeur, SAV assuré par A3 Med : conditions précisées sur le devis.