

Table d'Accouchement à Hauteur Variable Électrique Déclive / Pose Bras

Réf. TAB-ACC-HV-DECL-PB

Tables d'accouchement

A3 Med

**Électrique, variable**
RÉGLAGE HAUTEUR**Déclive (Trendelenburg)**
POSITION**Inclus**
POSE-BRAS**Intégrés**
APPUIS-JAMBES

Table d'accouchement à hauteur variable
électrique déclive avec pose bras pour
salles d'accouchement

LES + PRODUITS

- + **Hauteur électrique variable** :
ergonomie de l'équipe obstétricale,
sans manutention
- + **Position déclive (Trendelenburg)** :
réaction rapide aux urgences du
travail
- + **Pose-bras inclus** : confort et
maintien de la parturiente
- + **Appuis-jambes** : positionnement
gynécologique stable
- + **Revêtement lavable** et désinfectable
- + **Marquage CE médical**
- + **Stock Ariana** : livraison 24-72h,
montage et SAV local

**FABRIQUÉ
EN TUNISIE****Montage sur site**
mise en service et
formation**Livraison**
dans les 24
gouvernorats**SAV local**
pièces détachées à
Ariana

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Table d'accouchement
RÉGLAGE HAUTEUR	Électrique, variable
POSITION	Déclive (Trendelenburg)
POSE-BRAS	Inclus
APPUIS-JAMBES	Intégrés
REVÊTEMENT	Lavable et désinfectable
USAGE	Salles d'accouchement
CONFORMITÉ	CE médical

Table d'Accouchement à Hauteur Variable Électrique Déclive / Pose Bras

Réf. TAB-ACC-HV-DECL-PB



Mise en situation

EN DÉTAIL

Table d'accouchement à hauteur variable électrique, conçue pour les salles d'accouchement modernes des maternités et cliniques. Le réglage électrique de la hauteur facilite le travail de l'équipe obstétricale et limite les manipulations pénibles, tandis que la position déclive (type Trendelenburg) permet de répondre rapidement aux situations d'urgence pendant le travail. Le pose-bras inclus améliore le confort et le maintien de la parturiente, et les appuis-jambes assurent un positionnement gynécologique stable. La surface de couchage à revêtement lavable se prête aux protocoles d'hygiène d'une salle de naissance. Dispositif conforme au marquage CE médical. A3 Med propose un devis B2B sous 24h, la livraison sous 24 à 72h dans toute la Tunisie depuis son stock d'Ariana, ainsi que le montage et le SAV local du mobilier.

COMMANDE

Prix sur devis

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Table d'Accouchement · TAB-ACC-STD

Table d'Accouchement à Hauteur Variable Électrique Déclive · TAB-ACC-HV-DECL