

# Table d'Accouchement à Hauteur Variable Électrique Déclive

Réf. TAB-ACC-HV-DECL

Tables d'accouchement

A3 Med

**Électrique, variable**  
RÉGLAGE HAUTEUR**Déclive (Trendelenburg)**  
POSITION**Intégrés**  
APPUIS-JAMBES**Lavable et désinfectable**  
REVÊTEMENT

Table d'accouchement à hauteur variable  
électrique déclive pour salles  
d'accouchement

## LES + PRODUITS

- + **Hauteur électrique variable** :  
ergonomie soignante, sans effort de  
manutention
- + **Position déclive (Trendelenburg)** :  
gestion des urgences obstétricales
- + **Appuis-jambes** : positionnement  
gynécologique stable
- + **Revêtement lavable** et désinfectable :  
hygiène en salle de naissance
- + **Marquage CE médical**
- + **Stock Ariana** : livraison 24-72h,  
montage et SAV local

FABRIQUÉ  
EN TUNISIE**Montage sur site**  
mise en service et  
formation**Livraison**  
dans les 24  
gouvernorats**SAV local**  
pièces détachées à  
Ariana

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| TYPE            | Table d'accouchement     |
| RÉGLAGE HAUTEUR | Électrique, variable     |
| POSITION        | Déclive (Trendelenburg)  |
| APPUIS-JAMBES   | Intégrés                 |
| REVÊTEMENT      | Lavable et désinfectable |

## Table d'Accouchement à Hauteur Variable Électrique Déclive

Réf. TAB-ACC-HV-DECL



Mise en situation

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| USAGE      | Salles d'accouchement |
| CONFORMITÉ | CE médical            |

## EN DÉTAIL

Table d'accouchement à hauteur variable électrique pour salles d'accouchement modernes de maternités et cliniques. Le réglage électrique de la hauteur règle la hauteur de travail de l'équipe obstétricale et facilite la prise en charge de la parturiente, sans effort de manutention. La position déclive (type Trendelenburg) autorise une réaction rapide en cas d'urgence obstétricale durant le travail. Les appuis-jambes garantissent un positionnement gynécologique stable et la surface de couchage à revêtement lavable répond aux exigences d'hygiène d'une salle de naissance. Dispositif conforme au marquage CE médical. A3 Med assure le conseil et le devis B2B sous 24h, la livraison sous 24 à 72h dans toute la Tunisie depuis son stock d'Ariana, ainsi que le montage et le SAV local du mobilier médical.

## COMMANDE

## Prix sur devis

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

## LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.

## DANS LA MÊME GAMME

Table d'Accouchement · TAB-ACC-STD

Table d'Accouchement à Hauteur Variable Électrique  
Déclive / Pose Bras · TAB-ACC-HV-DECL-PB